(19)中华人民共和国国家知识产权局



(12)实用新型专利



(10)授权公告号 CN 210294298 U (45)授权公告日 2020.04.10

(21)申请号 201921208598.8

(22)申请日 2019.07.30

(73)专利权人 成都斯马特科技有限公司 地址 610000 四川省成都市高新区合作路 333号1栋1层1号、2栋1层1号

(72)发明人 曾响红 王鹏 母彪

(74)专利代理机构 成都嘉企源知识产权代理有限公司 51246

代理人 胡林

(51) Int.CI.

GO1N 35/10(2006.01)

GO1N 33/53(2006.01)

GO1N 21/76(2006.01)


权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54)实用新型名称

一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液 滴形成装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,包括试剂存放装置、试剂吸取装置和滴液装置,试剂存放装置用于存放试剂,试剂吸取装置从试剂存放装置中吸取试剂,并将吸取到的试剂送入到滴液装置,滴液装置将试剂挤出形成试剂液滴。本实用新型形成试剂液滴,不仅效率高,也不会造成试剂浪费,而且还可以应用于全自动化学发光免疫分析仪。



- 1.一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:包括试剂存放装置、试剂吸取装置和滴液装置,试剂存放装置用于存放试剂,试剂吸取装置从试剂存放装置中吸取试剂,并将吸取到的试剂送入到滴液装置,滴液装置将试剂挤出形成试剂液滴。
- 2.根据权利要求1所述的一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:所述试剂存放装置的具体结构为:包括试剂放置杯和制冷装置,试剂放置杯放置在制冷装置上,所述试剂放置杯上设置有多个凹槽,所述制冷装置包括制冷杯、制冷片、温度传感器和隔热座,制冷片位于制冷杯下方,隔热座套在制冷杯上,试剂放置杯放置在制冷杯内,制冷片为制冷杯提供制冷,温度传感器用于检测制冷杯的温度。
- 3.根据权利要求1所述的一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:所述试剂吸取装置包括升降机构、吸取机构和平移机构,所述升降机构安装在平移机构上,所述吸取机构安装在升降机构上,平移机构带动升降机构向试剂存放装置平移,升降机构压下带动吸取机构压下,吸取试剂存放装置中的试剂,升降机构抬起带动吸取机构抬起,平移机构平移带动机架远离试剂存放装置。
- 4.根据权利要求3所述的一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:所述吸取机构包括吸取针、瓶盖压头和弹簧,吸取针穿过试剂位压板,且固定在试剂位压板上,瓶盖压头穿过吸取针,弹簧位于瓶盖压头和试剂位压板之间,吸取针用于吸取试剂存放装置中的试剂,吸取针通过软管连接抽液泵。
- 5.根据权利要求1所述的一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:所述滴液装置包括滴头架、多个滴头、滴液导轨支架、滴液导轨、滴头架驱动机构和液滴大小检测器,多个滴头安装在滴头架上,滴头架安装在滴液导轨上,滴液导轨安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器位于滴头下方,液滴大小检测器用于检测滴头挤出的液滴大小,滴头架驱动机构安装在滴液导轨支架上,用于驱动滴头架在滴液导轨上滑动,所述滴头通过软管与抽液泵相连。
- 6.根据权利要求5所述的一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:所述滴头架驱动机构包括齿轮、齿条和电机,齿条固定在滴头架一侧面上,滴头安装在滴头架另一侧面上,齿轮与齿条啮合,电机电动齿轮,齿轮转动带动齿条运动,齿条带动滴头架在滴液导轨滑动。
- 7.根据权利要求5所述的一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:所述滴头下方还安装有集液罩,集液罩安装在滴液导轨支架上,用于收集滴液头滴下的废液,并将废液导入到废液槽中。

一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生化分析装置,尤其涉及一种利用化学发光法进行免疫分析的装置。

背景技术

[0002] 化学发光法(ChemiLuminescence,简称为CL)是分子发光光谱分析法中的一类,它主要是依据化学检测体系中待测物浓度与体系的化学发光强度在一定条件下呈线性定量关系的原理,利用仪器对体系化学发光强度的检测,而确定待测物含量的一种痕量分析方法。化学发光法在痕量金属离子、各类无机化合物、有机化合物分析及生物领域都有广泛的应用。

[0003] 化学发光免疫检测(chemiluminescence immunoassay,CLIA),是将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合,用于各种抗原、抗体、激素、酶、维生素和药物等的检测分析技术。是继放免分析、酶免分析、荧光免疫分析和时间分辨荧光免疫分析之后发展起来的一项免疫测定技术。化学发光法具有灵敏度高,特异性强,准确度高,检测范围宽等优点。相对于酶联免疫检测法的半定量,化学发光是真正的定量,且检测速度较快,更为方便。同时,化学发光标记物稳定,试剂有效期长,大大方便了临床应用的需要。

[0004] 在进行化学发光免疫检测时,需要用到载体来承载反应物进行反应,现有的载体有微孔板和酶标板,使用微孔板和酶标板的上样量较大,检测成本较高,因此,用毛细管作为载体应运而生,采用毛细管作为载体,需要将试剂吸附到毛细管内,此时就需要形成试剂液滴,利用毛细管的虹吸力进行吸附,现有方式是人工用工具吸取试剂,然后挤出试剂形成液滴后吸附到毛细管内,采用这种方式存在如下缺陷:

[0005] 人工挤出的液滴大小无法控制,导致一次无法吸够试剂,需要多次挤出试剂,造成效率较低,或者试剂过多,造成试剂浪费。人工参与挤出试剂,不仅效率较低,还不能应用于全自动化学发光免疫分析仪。

实用新型内容

[0006] 为了克服上述人工挤出试剂液滴存在的缺陷,本发明提供了一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,通过该装置形成试剂液滴,不仅效率高,也不会造成试剂浪费,而且还可以应用于全自动化学发光免疫分析仪。

[0007] 为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:

[0008] 一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,其特征在于:包括试剂存放装置、试剂吸取装置和滴液装置,试剂存放装置用于存放试剂,试剂吸取装置从试剂存放装置中吸取试剂,并将吸取到的试剂送入到滴液装置,滴液装置将试剂挤出形成试剂液滴。

[0009] 所述试剂存放装置的具体结构为:包括试剂放置杯和制冷装置,试剂放置杯放置在制冷装置上,制冷装置制冷温度为2-8℃,其目的就是保证试剂放置杯中的试剂温度为2-8℃。

[0010] 所述制冷装置包括制冷杯、制冷片、温度传感器和隔热座,制冷片位于制冷杯下方,隔热座套在制冷杯上,试剂放置杯放置在制冷杯内,制冷片为制冷杯提供制冷,温度传感器安装在制冷杯内,用于检测制冷杯的温度,通过温度传感器检测出来的温度来控制制冷片制冷,确保制冷杯温度为2-8℃,隔热座的作用起到一个对制冷杯隔热的作用,减少冷量损失,减低能耗。

[0011] 所述制冷装置还包括散热装置,散热装置安装在制冷片下方,制冷片的冷面与制冷杯接触,制冷片的热面与散热装置接触,散热装置将制冷片的温度快速散走。

[0012] 散热装置包括散热风扇和散热片,散热片与制冷片接触,散热风扇的出风口对着散热片。

[0013] 试剂放置杯设置有凹槽,凹槽用于放置存放有试剂的试剂杯。

[0014] 所述试剂吸取装置的具体结构为:包括升降机构、吸取机构和平移机构,所述升降机构安装在平移机构上,所述吸取机构安装在升降机构上,平移机构带动升降机构向试剂存放装置平移,升降机构压下带动吸取机构压下,吸取试剂存放装置中的试剂,升降机构抬起,平移机构平移带动机架远离试剂存放装置。

[0015] 所述升降机构包括升降气缸(或者丝杠电机,电机带动丝杠转动,即可实现上下升降运动,只要能实现升降动作即可,比如齿轮齿条传动,电机带动均可)、试剂位压板、针支架上板、机架、针支架下板、试剂位导柱,所述针支架上板安装在机架上端,所述针支架下板安装在机架下端,所述针支架上板和针支架下板上设置有导柱孔,所述导柱穿过试剂位压板,一端伸入到针支架上板的导柱孔内,一端伸入到针支架下板的导柱孔内,所述升降气缸安装在机架上,试剂位压板连接在升降气缸上,升降气缸(或者丝杠电机)带动试剂位压板上下运动。

[0016] 所述吸取机构包括吸取针、瓶盖压头和弹簧,吸取针穿过试剂位压板,且固定在试剂位压板上,瓶盖压头穿过吸取针,弹簧位于瓶盖压头和试剂位压板之间,吸取针用于吸取试剂存放装置中的试剂。吸取针通过软管可以连接抽液泵,通过抽液泵吸取试剂,将试剂吸取到滴液装置处。

[0017] 所述平移机构包括主动齿轮、主动齿条和导轨,主动齿条固定在针支架下板上,针支架下板安装在导轨内,主动齿轮与主动齿条啮合,主动齿轮转动,驱动主动齿条,主动齿条带动针支架下板在导轨上平移,针支架下板在导轨上平移带动吸取机构靠近或远离试剂存放装置。

[0018] 所述滴液装置的具体结构为:包括滴头架、多个滴头、滴液导轨支架、滴液导轨、滴头架驱动机构和液滴大小检测器,多个滴头安装在滴头架上,滴头架安装在滴液导轨上,滴液导轨安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器位于滴头下方,液滴大小检测器用于检测滴头挤出的液滴大小,滴头架驱动机构安装在滴液导轨支架上,用于驱动滴头架在滴液导轨上滑动,所述滴头通过软管与抽液泵相连,需要哪种试剂,滴头架驱动机构驱动滴头架在滴液导轨上运动,让对应的滴头位于液滴大小检测器处,挤出液滴,液滴大小检测器检测到的液滴大小符合设定要求后,毛细管转运装置将毛细管转运到靠近液滴的位置,在虹吸力的作用下,液滴被吸入到毛细管中。液滴大小检测器为光耦或者传感器均可。

[0019] 所述滴头架驱动机构包括齿轮、齿条和电机,齿条固定在滴头架一侧面上,滴头安

装在滴头架另一侧面上,齿轮与齿条啮合,电机电动齿轮,齿轮转动带动齿条运动,齿条带动滴头架在滴液导轨滑动。

[0020] 所述滴头下方还安装有集液罩,集液罩安装在滴液导轨支架上,用于收集滴液头滴下的废液,并将废液导入到废液槽中。

[0021] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0022] 本实用新型包括试剂存放装置、试剂吸取装置和滴液装置,试剂存放装置用于存放试剂,试剂吸取装置从试剂存放装置中吸取试剂,并将吸取到的试剂送入到滴液装置,滴液装置将试剂挤出形成试剂液滴。通过试剂吸取装置吸取试剂并将试剂送到滴液装置,滴液装置形成试剂液滴供毛细管吸附,实现了试剂液滴的全自动化形成,不需要人为参与,提高了效率。

[0023] 本实用新型包括试剂放置杯和制冷装置,试剂放置杯放置在制冷装置上,试剂放置杯上设置有多个凹槽,凹槽用于放置存放有试剂的试剂杯,制冷装置制冷温度为2-8℃,其目的就是保证试剂放置杯中的试剂温度为2-8℃。多个凹槽中可以放置装有不同试剂的试剂杯,这样将多种试剂放置在一起,通过制冷装置进行制冷,保证温度,方便试剂吸取装置吸取试剂杯中的试剂,实现全自动化试剂供给,不需要人工参与,提高了工作效率,也能够为全自动化学发光免疫分析仪提供不同试剂的供给。

[0024] 本实用新型制冷装置包括制冷杯、制冷片、温度传感器和隔热座,制冷片位于制冷杯下方,隔热座套在制冷杯上,试剂放置杯放置在制冷杯内,制冷片为制冷杯提供制冷,温度传感器安装在制冷杯内,用于检测制冷杯的温度,通过温度传感器检测出来的温度来控制制冷片制冷,确保制冷杯温度为2-8℃,隔热座的作用起到一个对制冷杯隔热的作用,减少冷量损失,减低能耗。制冷装置提供冷量,冷冻试剂,避免试剂坏掉。

[0025] 本实用新型提供的试剂吸取装置包括升降机构、吸取机构和平移机构,所述升降机构安装在平移机构上,所述吸取机构安装在升降机构上,平移机构带动升降机构向试剂存放装置平移,升降机构压下带动吸取机构压下,吸取试剂存放装置中的试剂,升降机构抬起带动吸取机构抬起,平移机构平移带动机架远离试剂存放装置。平移机构带动机架运动到试剂存放装置处,然后升降机构压下使得吸取机构能够吸取试剂,需要哪种试剂,吸取机构对应的吸取针就会压下吸取试剂,能够实时提供相应的试剂。

[0026] 本实用新型升降机构包括升降气缸(或者丝杠电机,电机带动丝杠转动,即可实现上下升降运动,只要能实现升降动作即可,比如齿轮齿条传动,电机带动均可)、试剂位压板、针支架上板、机架、针支架下板、试剂位导柱,所述针支架上板安装在机架上端,所述针支架下板安装在机架下端,所述针支架上板和针支架下板上设置有导柱孔,所述导柱穿过试剂位压板,一端伸入到针支架上板的导柱孔内,一端伸入到针支架下板的导柱孔内,所述升降气缸安装在机架上,试剂位压板连接在升降气缸上,升降气缸(或者丝杠电机)带动试剂位压板上下运动。该升降机构其作用是实现吸取机构的上下运动,试剂位导柱的作用在于起一个导向作用,提供了多种升降机构的结构,便于选择和使用。

[0027] 本实用新型吸取机构包括吸取针、瓶盖压头和弹簧,吸取针穿过试剂位压板,且固定在试剂位压板上,瓶盖压头穿过吸取针,弹簧位于瓶盖压头和试剂位压板之间,吸取针用于吸取试剂存放装置中的试剂。吸取针通过软管可以连接抽液泵,通过抽液泵吸取试剂,将试剂吸取到滴液装置处。在吸取时,吸取针伸入到试剂杯内,瓶盖压头压在试剂瓶上,通过

弹簧的作用给瓶盖压头提供弹力,保证试剂在吸取的时候不会泄露,不会溅出,造成浪费。 [0028] 本实用新型平移机构包括主动齿轮、主动齿条和导轨,主动齿条固定在针支架下板上,针支架下板安装在导轨内,主动齿轮与主动齿条啮合,主动齿轮转动,驱动主动齿条,主动齿条带动针支架下板在导轨上平移,针支架下板在导轨上平移带动吸取机构靠近或远离试剂存放装置,平移机构的作用是实现整个机构的平移动作,平移到试剂存放装置处吸取试剂,吸取完成后,后退,让出位置,其结构也可以采用其他能够平移的结构,比如气缸、丝杠电机等。

[0029] 本实用新型滴液装置包括滴头架、多个滴头、滴液导轨支架、滴液导轨、滴头架驱动机构和液滴大小检测器,多个滴头安装在滴头架上,滴头架安装在滴液导轨上,滴液导轨安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器位于滴头下方,液滴大小检测器用于检测滴头挤出的液滴大小,滴头架驱动机构安装在滴液导轨支架上,用于驱动滴头架在滴液导轨上滑动,所述滴头通过软管与抽液泵相连,需要哪种试剂,滴头架驱动机构驱动滴头架在滴液导轨上运动,让对应的滴头位于液滴大小检测器处,挤出液滴,液滴大小检测器检测到的液滴大小符合设定要求后,毛细管转运装置将毛细管转运到靠近液滴的位置,在虹吸力的作用下,液滴被吸入到毛细管中。液滴大小检测器为光耦或者传感器均可。通过液滴大小检测器检测滴头挤出的液滴大小,当液滴大小达到设定的大小后,液滴大小检测器发出信号,控制毛细管靠近液滴,通过虹吸力吸附液滴,这样就不会多次挤液,也不会一次挤出多余的试剂,不会造成试剂浪费。自动挤出液滴,自动吸附液滴,完全自动化操作,不需要人工参与,提高了效率。能够应用于全自动化学发光免疫分析仪。

[0030] 本实用新型滴头架驱动机构包括齿轮、齿条和电机,齿条固定在滴头架一侧面上,滴头安装在滴头架另一侧面上,齿轮与齿条啮合,电机电动齿轮,齿轮转动带动齿条运动,齿条带动滴头架在滴液导轨滑动。通过滴头架驱动机构驱动,需要什么试剂的时候,能够挤出什么实际的滴头运动到液滴大小检测器处挤出液滴,以便检测液滴大小,一个检测器即可实现所有液滴大小的检测,造价成本降低。

[0031] 本实用新型滴头下方还安装有集液罩,集液罩安装在滴液导轨支架上,用于收集滴液头滴下的废液,并将废液导入到废液槽中。其目的是将废液收集,避免废液乱流。

附图说明

[0032] 图1为本实用新型与其他装置形成全自动化学发光免疫分析仪的结构示意图;

[0033] 图2为试剂存放装置结构示意图:

[0034] 图3为图2的剖面结构示意图:

[0035] 图4为试剂吸取装置结构示意图:

[0036] 图5为滴液装置结构示意图;

[0037] 图6为图5去掉集液罩后的结构示意图。

[0038] 附图标记1、毛细管供给装置,2、毛细管推出装置,3、毛细管转运装置,4、试剂存放装置,400、试剂放置杯,401、制冷杯,402、制冷片,403、隔热座,404、散热装置,5、试剂吸取装置,500、升降气缸,501、试剂位压板,502、针支架上板,503、机架,504、针支架下板,505、试剂位导柱,506、吸取针,507、瓶盖压头,508、弹簧,509、主动齿轮,5010、主动齿条,

5011、导轨,6、滴液装置,600、滴头架,601、滴头,602、滴液导轨支架滴液,603、导轨,604、滴头架驱动机构,605、液滴大小检测器,606、集液罩,7、吹气装置,8、取样装置,9、温育装置,10、检测装置,11、毛细管,12、底板,13、废液槽。

具体实施方式

[0039] 下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他所用实施例,都属于本实用新型的保护范围。

[0040] 实施例1

[0041] 本实施例提供了一种试剂液滴形成装置,其包括包括试剂存放装置、试剂吸取装置和滴液装置,试剂存放装置用于存放试剂,试剂吸取装置从试剂存放装置中吸取试剂,并将吸取到的试剂送入到滴液装置,滴液装置将试剂挤出形成试剂液滴。

[0042] 试剂存放装置的作用是提供不同的试剂,根据实际的情况,可以提供多种不同的试剂。试剂存放装置安装在底板的左前侧,位于毛细管供给装置的左侧,毛细管推出装置的前侧。

[0043] 所述试剂存放装置的具体结构为:

[0044] 包括试剂放置杯400和制冷装置,试剂放置杯放置在制冷装置上,制冷装置制冷温度为2-8℃,其目的就是保证试剂放置杯中的试剂温度为2-8℃。

[0045] 所述制冷装置包括制冷杯401、制冷片402、温度传感器和隔热座403,制冷片402位于制冷杯401下方,隔热座403套在制冷杯上,试剂放置杯放置在制冷杯内,制冷片为制冷杯提供制冷,温度传感器安装在制冷杯内,用于检测制冷杯的温度,通过温度传感器检测出来的温度来控制制冷片制冷,确保制冷杯温度为2-8℃,隔热座的作用起到一个对制冷杯隔热的作用,减少冷量损失,减低能耗。

[0046] 所述制冷装置还包括散热装置404,散热装置安装在制冷片下方,制冷片的冷面与制冷杯接触,制冷片的热面与散热装置接触,散热装置将制冷片的温度快速散走。

[0047] 散热装置包括散热风扇和散热片,散热片与制冷片接触,散热风扇的出风口对着散热片。

[0048] 试剂放置杯设置有凹槽,凹槽用于放置存放有试剂的试剂杯。

[0049] 试剂吸取装置的作用是吸取试剂存放装置中的试剂,并将吸取到的试剂送入到滴液装置,其安装在毛细管推出装置后侧,安装在底板的左后侧;

[0050] 具体结构为:包括升降机构、吸取机构和平移机构,所述升降机构安装在平移机构上,所述吸取机构安装在升降机构上,平移机构带动升降机构向试剂存放装置平移,升降机构压下带动吸取机构压下,吸取试剂存放装置中的试剂,升降机构抬起带动吸取机构抬起,平移机构平移带动机架远离试剂存放装置。

[0051] 所述升降机构包括升降气缸500(或者丝杠电机,只要能实现升降动作即可,比如齿轮齿条传动,电机带动均可)、试剂位压板501、针支架上板502、机架503、针支架下板504、试剂位导柱505,所述针支架上板安装在机架上端,所述针支架下板安装在机架下端,所述针支架上板和针支架下板上设置有导柱孔,所述导柱穿过试剂位压板,一端伸入到针支架

上板的导柱孔内,一端伸入到针支架下板的导柱孔内,所述升降气缸安装在机架上,试剂位压板连接在升降气缸上,升降气缸(或者丝杠电机)带动试剂位压板上下运动。

[0052] 所述吸取机构包括吸取针506、瓶盖压头507和弹簧508,吸取针穿过试剂位压板, 且固定在试剂位压板上,瓶盖压头穿过吸取针,弹簧位于瓶盖压头和试剂位压板之间,吸取 针用于吸取试剂存放装置中的试剂。吸取针通过软管可以连接抽液泵,通过抽液泵吸取试剂,将试剂吸取到滴液装置处。

[0053] 所述平移机构包括主动齿轮509、主动齿条5010和导轨5011,主动齿条固定在针支架下板上,针支架下板安装在导轨内,主动齿轮与主动齿条啮合,主动齿轮转动,驱动主动齿条,主动齿条带动针支架下板在导轨上平移,针支架下板在导轨上平移带动吸取机构靠近或远离试剂存放装置。

[0054] 滴液装置用于形成试剂液滴,给毛细管提供试剂。滴液装置安装在底板的右侧,试剂吸取装置通过吸液泵将试剂和软管将试剂送入到滴液装置处。

[0055] 所述滴液装置的具体结构为:包括滴头架600、多个滴头601、滴液导轨支架602、滴液导轨603、滴头架驱动机构604和液滴大小检测器605,多个滴头安装在滴头架上,滴头架安装在滴液导轨上,滴液导轨安装在滴液导轨支架上,滴液导轨支架安装在底板上,液滴大小检测器安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器位于滴头下方,液滴大小检测器用于检测流头挤出的液滴大小,滴头架驱动机构安装在滴液导轨支架上,用于驱动滴头架在滴液导轨上滑动,所述滴头通过软管与抽液泵相连,需要哪种试剂,滴头架驱动机构驱动滴头架在滴液导轨上运动,让对应的滴头位于液滴大小检测器处,挤出液滴,液滴大小检测器检测到的液滴大小符合设定要求后,毛细管转运装置将毛细管转运到靠近液滴的位置,在虹吸力的作用下,液滴被吸入到毛细管中。液滴大小检测器为光耦或者传感器均可。

[0056] 所述滴头架驱动机构包括齿轮、齿条和电机,齿条固定在滴头架一侧面上,滴头安装在滴头架另一侧面上,齿轮与齿条啮合,电机电动齿轮,齿轮转动带动齿条运动,齿条带动滴头架在滴液导轨滑动。

[0057] 所述滴头下方还安装有集液罩606,集液罩606安装在滴液导轨支架上,用于收集滴液头滴下的废液,并将废液导入到废液槽中。废液槽安装在底板下方。

[0058] 实施例2

[0059] 本实施例提供了一种全自动化学发光免疫分析仪,用于全自动实现化学发光免疫分析的所有步骤,具体结构如下:

[0060] 包括底板12和废液槽,废液槽安装在底板下方,在底板上方安装有毛细管供给装置1、毛细管推出装置2、毛细管转运装置3、试剂存放装置4、试剂吸取装置5、滴液装置6、吹气装置7、取样装置8、温育装置9和检测装置10,所述毛细管供给装置1用于供给已经包被了抗体的毛细管,所述毛细管推出装置2用于从毛细管供给装置1中推出毛细管11,所述毛细管转运装置3用于将推出的毛细管转运到滴液装置6、吹气装置7、取样装置8、温育装置9和检测装置10处,所述试剂存放装置4用于供给试剂,所述试剂吸取装置5用于从试剂存放装置4内吸取试剂,并将吸取到的试剂送到滴液装置6内,所述滴液装置6用于向毛细管11内送入试剂,所述吹气装置7用于清除毛细管中的残留液体,所述取样装置8用于吸取检测样本,并将吸取的检测样本送入到毛细管11内,所述温育装置9用于温育毛细管11,所述检测装置10用于检测毛细管发光的光子数。

[0061] 经过包被后的毛细管放入毛细管供给装置中,毛细管供给装置运动到毛细管推出装置处,毛细管推出装置运动将毛细管供给装置中的毛细管推出,毛细管转运装置将毛细管转运到取样装置处,取样装置取样后,毛细管吸入样本,然后转运装置将毛细管转运到温育装置进行温育,温育完成后,转运装置将毛细管转运到吹气装置,将毛细管中的残留液体清除,然后转运到滴液装置吸取清洗液后转运到吹气装置清除残留液体后再转运到滴液装置吸取清洗液,如此循环,多次(比如3次)对毛细管进行清洗液清洗和吹气清除残留液体后,转运到滴液装置处吸取到反应物,然后毛细管装运装置将毛细管转运到温育装置进行温育,温育完成后,再次送到吹气装置和滴液装置进行吹吸和清洗多次后,毛细管在滴液装置处吸取到发光底物后,毛细管转运装置将毛细管转运到检测装置处,检测装置对毛细管进行检测,检测出毛细管发光的光子数,至此整个过程结束。




图1




图2




图3




图4




图5




图6



专利名称(译)	一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置			
公开(公告)号	CN210294298U	公开(公告)日	2020-04-10	
申请号	CN201921208598.8	申请日	2019-07-30	
[标]申请(专利权)人(译)	成都斯马特科技有限公司			
申请(专利权)人(译)	成都斯马特科技有限公司			
当前申请(专利权)人(译)	成都斯马特科技有限公司			
[标]发明人	曾响红 王鹏 母彪			
发明人	曾响红 王鹏 母彪			
IPC分类号	G01N35/10 G01N33/53 G01N21/76			
代理人(译)	胡林			
外部链接	Espacenet SIPO			

摘要(译)

本实用新型公开了一种全自动化学发光免疫分析仪用试剂液滴形成装置,包括试剂存放装置、试剂吸取装置和滴液装置,试剂存放装置用于存放试剂,试剂吸取装置从试剂存放装置中吸取试剂,并将吸取到的试剂送入到滴液装置,滴液装置将试剂挤出形成试剂液滴。本实用新型形成试剂液滴,不仅效率高,也不会造成试剂浪费,而且还可以应用于全自动化学发光免疫分析仪。

