



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110577602 A

(43)申请公布日 2019.12.17

(21)申请号 201910838695.3

G01N 33/53(2006.01)

(22)申请日 2019.09.05

(71)申请人 河南科技学院

地址 453000 河南省新乡市华兰大道东段
河南科技学院

(72)发明人 赵岩岩 赵圣明 周威 李红波
张浩 莫海珍 胡梁斌

(74)专利代理机构 北京慕达星云知识产权代理
事务所(特殊普通合伙)
11465

代理人 王敏

(51)Int.Cl.

C07K 16/44(2006.01)

C12N 15/70(2006.01)

C40B 50/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书6页
序列表3页 附图5页

(54)发明名称

一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体
及其应用

(57)摘要

本发明公开了一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体及其应用,属于基因工程和免疫工程技术领域。本发明分别合成免疫原CTN-NH₂-KLH和包被原CTN-OH-OVA,免疫小鼠后测定效价,选取效价高的小鼠,取其脾脏提取RNA,利用噬菌体展示技术,以大肠杆菌TG1为宿主菌,构建百菌清单域抗体库。本发明利用噬菌体筛选技术对该抗体库进行筛选,获得对百菌清具有高亲和力的抗体,并且节约了抗体制备的成本,容易制备大量抗体,还方便了以后对已获得抗体的改造,应用前景十分广泛。



1. 一种百菌清单域抗体库,其特征在于,以CTN-NH₂-KLH为免疫原,免疫小鼠后测定效价,选取效价高的小鼠,提取其脾脏RNA,逆转录成cDNA;用重链通用引物扩增VH基因片段,将其与载体连接,转化进入大肠杆菌TG1中,获得百菌清单域抗体库。

2. 一种百菌清单域抗体,其特征在于,根据权利要求1获得的百菌清单域抗体库构建噬菌体库,以CTN-OH-OVA为包被原,通过负筛选和竞争洗脱结合获得单域抗体,并对单域抗体进行可溶性表达,获得百菌清单域抗体。

3. 权利要求2所述的百菌清单域抗体在检测百菌清中的应用。

一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体及其应用

技术领域

[0001] 本发明涉及基因工程和免疫工程技术领域,更具体的说是涉及一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体及其应用。

背景技术

[0002] 抗体是免疫分析的重要组成部分,能够特异性结合抗原。完整的抗体有两条重链和两条轻链构成,重轻链的可变区对抗原的结合起到了关键的作用。除了完整的抗体,抗体的片段如Fab、scFv、DAB,也可用于免疫检测。抗体制备技术的发展经历了三个阶段:多克隆抗体、单克隆抗体、基因工程抗体。

[0003] 百菌清(CTN)是一种有机氯杀菌剂,对各种农作物的真菌病害具有防治作用。由于其广泛使用,土壤、农产品、水等中存在着残留污染的现象,因此需要对农产品及环境中百菌清的残留进行监测。农药小分子常用的检测方法可以分为两类,一类是采用精密仪器检测,该方法能满足灵敏度和准确度的要求,但是,样品前处理步骤复杂,对设备要求较高,检测成本高,无法实现对大量样品的快速高通量检测;另一类是免疫分析方法,免疫分析方法可以弥补上述不足之处,实现快速、经济、高通量的检测。但是,目前关于百菌清单域抗体库的构建研究尚属空白;因此,提供一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体及其应用是本领域技术人员亟需解决的问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明提供了一种百菌清单域抗体库的构建方法及其应用,为百菌清的免疫检测提供一种百菌清单域抗体库,通过对抗体库的筛选,可以快速获得能够用于百菌清检测的抗体。

[0005] 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

[0006] 本发明分别合成免疫原CTN-NH₂-KLH和包被原CTN-OH-OVA,免疫小鼠后测定效价,选取效价高的小鼠,提取其脾脏RNA,逆转录成cDNA。利用重链通用引物扩增VH基因片段,将其与载体连接,通过电转化转化进入大肠杆菌TG1中,构建百菌清单域抗体库。

[0007] 高亲和力单域抗体的筛选:采用负筛选和竞争洗脱相结合的方法获得,用连接臂及偶联蛋白不同于免疫原的包被原CTN-OH-OVA包被6孔板作为阳性孔,未包被的孔作为阴性孔,MPBS封闭,首先将噬菌体库加入阴性孔中,孵育后吸出加入阳性孔中继续孵育,结合的噬菌体用百菌清进行竞争洗脱,经3轮筛选即可获得高亲和性单域抗体。

[0008] 单域抗体的可溶性表达:提取质粒,酶切后与pET26b质粒进行连接,转化宿主大肠杆菌BL21,利用IPTG进行诱导表达,经镍柱纯化即可获得可溶性的单域抗体。

[0009] 本发明利用包被原进行多轮筛选,可以获得对百菌清具有高亲和力的单域抗体,进而用于百菌清的检测。本发明在获得抗体的同时也获得了抗体的基因型,方便后期对抗体的改造等工作。

[0010] 经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种百菌清单域

抗体库和百菌清单域抗体及其应用,分别合成免疫原CTN-NH₂-KLH和包被原CTN-OH-OVA,免疫小鼠后测定效价,选取效价高的小鼠,取其脾脏提取RNA,利用噬菌体展示技术,以大肠杆菌TG1为宿主菌,构建百菌清单域抗体库。本发明利用噬菌体筛选技术对该抗体库进行筛选,获得对百菌清具有高亲和力的抗体,并且节约了抗体制备的成本,容易制备大量抗体,还方便了以后对已获得抗体的改造,应用前景十分广泛。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0012] 图1附图为本发明百菌清免疫原合成路线图;

[0013] 图2附图为本发明百菌清免疫原紫外光谱图;

[0014] 图3附图为本发明百菌清包被原合成路线图;

[0015] 图4附图为本发明百菌清包被原紫外光谱图;

[0016] 图5附图为本发明总RNA电泳检测结果;

[0017] 图6附图为本发明重链可变区基因电泳图;

[0018] 其中,1-8为8个重复;CK为采用蒸馏水代替模板;

[0019] 图7附图为本发明部分单克隆ELISA结果;

[0020] 其中,1-4为挑取的不同单克隆,深灰为阳性孔值,浅灰为阴性孔值;

[0021] 图8附图为本发明重组菌的PCR鉴定结果;

[0022] 其中,1-4为挑取的四个单克隆;CK为采用蒸馏水代替模板;

[0023] 图9附图为本发明单域抗体的纯化蛋白电泳图;

[0024] 图10附图为本发明竞争抑制曲线。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0026] 实施例1免疫原和包被原的合成

[0027] 根据半抗原设计原则,对百菌清进行结构修饰,先分别引入氨基和羟基功能团,随后再分别引入KLH(Keyhole Limpet Hemocyanin,血蓝蛋白)和OVA(Ovalbumin,鸡卵白蛋白)作为完全抗原,具体合成路线如下:

[0028] 免疫原的合成路线:称取百菌清200mg溶于10mL二氯甲烷,加入10mL乙二胺和40mL水,室温搅拌24h,用水洗二氯甲烷层,之后减压蒸馏除去溶剂,得到黄绿色残留物即为CTN-NH₂。利用戊二醛法合成CTN-NH₂-KLH(免疫原),反应路线见图1。称取50mgCTN-NH₂溶于4mLDMF中,加入5mL9mg/mLKLH的PBS溶液中,充分搅拌后滴入40μL戊二醛,4℃搅拌过夜,离心去沉淀,透析后冻干备用。紫外扫描图见图2。

[0029] 包被原的合成路线:称取百菌清200mg和76mg氟化钾,溶于8mL乙二醇溶液中,90℃加热24h,冷却后加入10g冰水,分离沉淀并风干的白色固体即为CTN-OH。利用羰基咪唑法合成CTN-OH-OVA(包被原),反应路线见图3。50mgCTN-OH,溶于2mLDMF中,加入等量1,1'-羰基咪唑,室温搅拌3h,将反应液缓慢加入pH9.51的OVA碳酸盐缓冲液中,4℃磁力搅拌4h,透析后冻干备用。紫外扫描图见图4。

[0030] 实施例2免疫小鼠脾细胞RNA的提取和cDNA的合成

[0031] 6-8周龄Balb/c雌性小白鼠,饲养1-2周,初次免疫前1周,进行尾部静脉采血制备阴性血清,用制备好的免疫原(CTN-NH₂-KLH)免疫小鼠。首先将抗原(CTN-NH₂-KLH)和等体积的弗氏佐剂利用注射器来回推动进行乳化,直至混合液呈均匀的乳白色。制备血清时,将采取的新鲜血液室温下静置1-2h,4℃过夜,4℃、10000g/min离心10min,收集上清液即为多抗血清。测定多抗血清效价,选择效价高的小鼠,将完整脾脏取出,去除脂肪和结缔组织,剪碎放入经DEPC水处理的研钵中,加入液氮研磨,加入Trizol室温静置5min,上清中加入氯仿,充分混匀后静置15min,12000g离心15min,取上层水相加入异丙醇,充分混匀后静置10min,沉淀用75%乙醇悬浮,8000g离心5min,室温干燥,用RNase-free ddH₂O水溶解沉淀即为RNA,琼脂糖凝胶电泳检测,电泳结果如图5所示。利用反转录试剂盒(北京索莱宝科技有限公司)按照说明书操作反转录获得cDNA。

[0032] 实施例3百菌清单域抗体库的构建

[0033] 以实施列2中获得的cDNA为模板,利用重链可变区通用引物(见表1,其中HB为上游引物,HF为下游引物)扩增获得鼠源重链可变区基因。PCR反应体系:2×Mixs(南京诺唯赞生物科技有限公司)25μL,上下游引物各2.5μL,模板5μL。PCR反应条件:95℃预变性5min;95℃变性30s,56℃退火1min,72℃延伸1min,反应循环35次;72℃延伸10min。PCR结果见图6。利用PCR纯化试剂盒(北京全式金生物技术有限公司)对PCR产物进行纯化后,利用NcoI和NotI进行双酶切,使用大连TaKaRa公司的DNA连接试剂盒连接酶切后的PCR产物和pR2载体,电转化到大肠杆菌TG1(本实验室保存)中,构建百菌清单域抗体库。

[0034] 表1重链可变区通用引物

Primer	序列 (5' to 3')	序号
HB1	CATGCCATGGGGCTCGTGCAGGTCAGGTGMAGCAGTCWCG	SEQ ID NO.1
HB2	CATGCCATGGGGCTCGAGCTGGARCAGGTGRWGSAGTCWGG	SEQ ID NO.2
HB3	CATGCCATGGGGCCCGAGTAGGTCAAAGTGCAGSGGYCTGG	SEQ ID NO.3
HB4	CATGCCATGGGGCTCTAGGAGGTGMCCTGGTGAARTCYGG	SEQ ID NO.4
HB5	CATGCCATGGGGCTCGAGGARGTGAWGSTGGTGGAGTCTGG	SEQ ID NO.5
HB6	CATGCCATGGGGTTCGAGGARGTGACGCTKCAGTAGTCAGG	SEQ ID NO.6
[0035] HB7	CATGCCATGGGGCTCAAGGAGTTCAGGTGCARCAGTCMGKRSC	SEQ ID NO.7
HB8	CATGCCATGGTGCGCAAGGAGTTCAGCTKCAGCAGTCTGKRGC	SEQ ID NO.8
HB9	CATGCCATGGGACGCCAGGARGTKAARCTKSTMGAGTCTGG	SEQ ID NO.9
HF1	TTGCGGCCGCGAATTAGTKRRSGGACTGTGAGAGTGGTKC	SEQ ID NO.10
HF2	TTGCGGCCGCGGTCTTGTGTGMRGARACAGTGACCRKRGTC	SEQ ID NO.11
HF3	TTGCGGCCGCGCACTTGTGTGGAGACRGTGACTGWGGTTC	SEQ ID NO.12
HF4	TTGCGGCCGCGTACTAGAWCMAGARACRGTASRGTTGGTRC	SEQ ID NO.13
HF5	TTGCGGCCGCGCACAAGTYGAGGAGACGGTGACCRKGGTSC	SEQ ID NO.14

[0036] 注:简并碱基符号:K=G/T;R=A/G;M=A/C;S=G/C;Y=C/T;W=A/T。

[0037] 实施例4百菌清单域抗体库的筛选

[0038] 将实施例3中构建的百菌清单域抗体库,投入到2×TY-A-G (1L培养基中含16g胰蛋白胨,10g酵母提取物,5gNaCl,Amp终浓度为100μg/mL,Kan终浓度为50μg/mL,1%的葡萄糖)中,37℃振荡培养至OD_{600nm}=0.4,加入KM13辅助噬菌体(本实验室保存),37℃水浴30min,3200g离心10min,弃上清,500mL2×TY-A-K-G重悬,25℃过夜培养。过夜培养物3200g离心30min,取上清加入PEG/NaCl,混匀后冰浴1h;3200g离心30min,弃上清;沉淀用5mLPBS重悬,加入1mLPBS/NaCl,冰浴30min;3200g离心30min,弃上清;1mLPBS重悬沉淀,3200g离心5min,用0.45μm已灭菌滤膜过滤,获得噬菌体库。4℃短时间保存,加甘油后可置于-70℃冰箱长时间保存。

[0039] 用1mL的CTN-OH-OVA包被6孔板,4℃包被过夜;与此同时包被OVA作为阴性孔进行负筛选;用PBS缓冲液洗孔3次,再用2%的MPBS封闭过夜;封闭后用PBS洗孔3次,加1mL噬菌体库于阴性孔中,室温温和振荡孵育1h;再将噬菌体库加入阳性孔中同时加2%的MPBS,室温温和振荡孵育1h;用PBST洗液洗孔10次,洗去未结合的噬菌体,结合的噬菌体用百菌清竞争洗脱,室温条件下孵育20min。培养E.ColiTG1至OD_{600nm}=0.4;取1.5mL菌液,加入500μL竞争洗脱液(含50μg/mL百菌清的PBS溶液),37℃水浴侵染1h;侵染结束后3200g离心5min,用200μL2×TY(胰蛋白胨16g,酵母提取物10g和NaCl5g,定容至1L,高压灭菌备用。)重悬菌体,将菌体全部涂布在TYE-A-G(经高压灭菌的TY培养基冷却至60℃左右,加入终浓度为100μg/mL的Amp和1%的葡萄糖,混匀后倒平板。TYE:胰蛋白胨10g,酵母提取物5g,NaCl8g,琼脂粉15g,定容至1L,高压灭菌备用。)平板上,37℃培养过夜。同时测定洗脱液的滴度。用2mL2×TY将上述过夜生长的菌体从TYE-A-G平板上刮起,一半加入500mL2×TY-A-G(4%)中培养

至 $OD_{600nm}=0.4$,加入KM13辅助噬菌体侵染,侵染后过夜培养;另一半保存于 $-70^{\circ}C$;过夜培养物的上清用PEG/NaCl沉淀,扩增的库用于下一轮的筛选,共进行四轮筛选,四轮筛选投入产出比见表2。

[0040] 表2四轮筛选的产出投入比

	筛选轮次	投入 (pfu)	产出 (pfu)	产出/投入
	1	3×10^{12}	5×10^4	1.7×10^{-8}
[0041]	2	3×10^{12}	6×10^5	2×10^{-7}
	3	3×10^{12}	4×10^6	1.3×10^{-6}
	4	3×10^{12}	2×10^7	6.7×10^{-6}

[0042] 实施例5阳性克隆的验证

[0043] 挑取实施例4最后一轮筛选获得的单克隆,分析其ELISA结果。以包被CTN-OH-OVA的孔为阳性孔,包被OVA的孔为阴性孔,次日PBST洗板3次后,利用OVA $37^{\circ}C$ 封闭2h;洗板,加入噬菌体,孵育1h;洗板,加入HRP标记的抗M13酶标二抗,孵育1h;洗板,加入TMB显色液,显色约15min,加入2mol/L硫酸终止反应;利用酶标仪测定 OD_{450nm} 。 $OD_{阳性}/OD_{阴性}>2.1$ 的克隆视为阳性克隆。部分ELISA结果见图7,其中1-4是挑取的不同单克隆,深灰为阳性孔值,浅灰为阴性孔值。经ELISA鉴定为阳性的单克隆进行PCR验证,同时用E.ColiTG1作为阴性对照,引物见表3,反应体系见表4,PCR条件为: $94^{\circ}C$ 条件下预变性3min; $94^{\circ}C$ 条件下变性40s, $60^{\circ}C$ 条件下退火40s, $72^{\circ}C$ 条件下延伸40s,重复30个循环; $72^{\circ}C$ 条件下延伸10min。结果发现,在约350bp处有明显条带,证明筛选获得的克隆,展示了完整的单域抗体片段。

[0044] 表3验证引物序列

	引物名称	序 列 (5' to 3')	序号
[0045]	上游引物	CTTTAGTGGTACCTTTCTATGCGG	SEQ ID NO.15
	下游引物	CGAATTCAGATCCTCTTCTGAGA	SEQ ID NO.16

[0046] 表4 PCR反应体系

	反应组分	体积 (μL)
	2×Mixs	10.0
	上游引物 ($10\mu M$)	0.5
[0047]	下游引物 ($10\mu M$)	0.5
	模板	1.0
	ddH ₂ O	8.0
	Total	20.0

[0048] 实施例6百菌清单域抗体的可溶性表达

[0049] 将实施例5中获得的阳性克隆培养过夜,利用质粒小提试剂盒对过夜菌的质粒进行提取,再进行PCR扩增(引物及体系同表3、4,反应条件同实施例5),获得大量的目的条带。利用PCR产物纯化试剂盒对PCR产物进行纯化。对PCR纯化产物和pET26b质粒进行双酶切(NcoI和NotI),37℃酶切过夜,80℃保温1h使酶失活。利用胶回收试剂盒对酶切质粒的大片段进行胶回收,利用PCR产物纯化试剂盒对PCR产物的酶切产物进行纯化。将胶回收后的酶切质粒和纯化后的目的片段利用T4 DNA连接酶16℃连接过夜。取5μL连接产物转化100μL E.coli BL21感受态细胞,冰上孵育30min,42℃热激60s,再次冰浴2min,加入900μL 2×TY,37℃250rpm复苏1h,吸取适量培养液涂TYE-K (TYE-K:经高压灭菌的TYE培养基冷却至60℃左右,加入终浓度为50μg/mL的Kna混匀后倒平板。)的板子,培养过夜。从过夜培养的平板上挑取重组菌,液体培养后进行PCR鉴定(引物及体系同表3、4)。PCR反应条件为:94℃条件下预变性5min;94℃条件下变性1min,55℃条件下退火1min,72℃条件下延伸1min,总共进行30个循环;最后72℃条件下延伸10min。电泳结果如图8所示,其中1-4为挑取的四个单克隆。经PCR验证含有完整目的片段的菌株过夜培养,提取质粒后进行双酶切鉴定和PCR鉴定。对重组菌进行IPTG诱导表达,将重组菌过夜培养后,取500μL转接到50mL 2×TY-K-G的液体培养基中,37℃250rpm培养至对数后期,加入终浓度为1mmol/L的IPTG 30℃200rpm过夜诱导表达。10000g离心10min收集过夜培养的菌体,加入5mL TES,冰浴30min,加入12mL无菌水,冰浴30min,10000g离心10min,所得上清即含有单域抗体。利用镍亲和柱对其进行纯化,获得百菌清单域抗体,纯化蛋白电泳图见图9。

[0050] 实施例7百菌清单域抗体的应用

[0051] 利用百菌清单域抗体建立百菌清ELISA检测方法,具体方法如下:100μL CTN-OH-OVA包被ELISA板4℃过夜,OVA 37℃封闭1h。50μL系列倍比稀释(0.0390625、0.078125、0.15625、0.3125、0.625、1.25、2.5、5、10μg/mL)的百菌清标准品(美国Sigma)与50μL单域抗体混匀,一起加入ELISA板中,室温孵育1h。PBST洗板后加入100μL 1:5000 HRP标记的抗His酶标二抗,室温孵育1h,再次洗板,加入100μL TMB显色液,显色15min,加入50μL 2M硫酸终止反应,用酶标仪读取OD_{450nm}。利用origin软件进行四参数拟合,获得拟合曲线,建立回归方程,计算IC₅₀。拟合曲线如图10所示,IC₅₀为0.587μg/mL。

[0052] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

序列表

<110> 河南科技学院

<120> 一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体及其应用

<160> 16

<170> SIPOSequenceListing 1.0

<210> 1

<211> 41

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 1

catgccatgg ggctcgtgca ggtkcaggtg magcagtcwc g 41

<210> 2

<211> 41

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 2

catgccatgg ggctcgagct ggarcaggtg rwgsagtcwg g 41

<210> 3

<211> 41

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 3

catgccatgg ggcccagagta ggtcaaactg cagsggyctg g 41

<210> 4

<211> 41

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 4

catgccatgg ggctctagga ggtgmcgctg gtgaartcyg g 41

<210> 5

<211> 41

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 5

catgccatgg ggctcgagga rgtgawgstg gtggagtctg g 41

<210> 6

<211> 41

<212> DNA

<213> Artificial Sequence
<400> 6
catgccatgg gggtcgagga rgtgcagctk cagtagtcag g 41
<210> 7
<211> 44
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 7
catgccatgg ggctcaagga gttccaggtg carcagtcmg krsc 44
<210> 8
<211> 44
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 8
catgccatgg tgcgcaagga gggtcagctk cagcagtctg krgc 44
<210> 9
<211> 41
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 9
catgccatgg gacgccagga rgtkaarctk stmgagtctg g 41
<210> 10
<211> 40
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 10
ttgcggccgc gaattagtkr rsggactgtg agagtggtkc 40
<210> 11
<211> 41
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 11
ttgcggccgc ggtcttgttg mrgaracagt gaccrkrgtc c 41
<210> 12
<211> 41
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 12
ttgcggccgc gcacttgttg tggagacrgt gactgwggtt c 41

<210> 13
<211> 41
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 13
ttgcggccgc gtactagawc magaracrgt rasrgtgtr c 41
<210> 14
<211> 41
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 14
ttgcggccgc gcacaagtyg aggagacggt gaccrkggts c 41
<210> 15
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 15
ctttagtggc acctttctat gcgg 24
<210> 16
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<400> 16
cgaattcaga tcctcttctg aga 23




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10

专利名称(译)	一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体及其应用		
公开(公告)号	CN110577602A	公开(公告)日	2019-12-17
申请号	CN201910838695.3	申请日	2019-09-05
[标]申请(专利权)人(译)	河南科技学院		
申请(专利权)人(译)	河南科技学院		
当前申请(专利权)人(译)	河南科技学院		
[标]发明人	赵岩岩 赵圣明 周威 李红波 张浩 莫海珍 胡梁斌		
发明人	赵岩岩 赵圣明 周威 李红波 张浩 莫海珍 胡梁斌		
IPC分类号	C07K16/44 C12N15/70 C40B50/06 G01N33/53		
CPC分类号	C07K16/005 C07K16/44 C07K2317/569 C07K2317/92 C12N15/70 C40B50/06 G01N33/5308 G01N2430/00		
代理人(译)	王敏		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种百菌清单域抗体库和百菌清单域抗体及其应用,属于基因工程和免疫工程技术领域。本发明分别合成免疫原CTN-NH2-KLH和包被原CTN-OH-OVA,免疫小鼠后测定效价,选取效价高的小鼠,取其脾脏提取RNA,利用噬菌体展示技术,以大肠杆菌TG1为宿主菌,构建百菌清单域抗体库。本发明利用噬菌体筛选技术对该抗体库进行筛选,获得对百菌清具有高亲和力的抗体,并且节约了抗体制备的成本,容易制备大量抗体,还方便了以后对已获得抗体的改造,应用前景十分广泛。

