



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109975550 A

(43)申请公布日 2019.07.05

(21)申请号 201811635648.0

G01N 33/68(2006.01)

(22)申请日 2018.12.29

(71)申请人 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司

地址 315033 浙江省宁波市江北区投资创业中心C区通惠路999号

(72)发明人 胡露群 董露蓓 徐海燕 陈巧

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246

代理人 文芳

(51)Int.Cl.

G01N 33/577(2006.01)

G01N 33/531(2006.01)

G01N 33/53(2006.01)

G01N 33/543(2006.01)

G01N 35/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书9页 附图5页

(54)发明名称

消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法和试剂盒

(57)摘要

本发明公开了一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法,所用的试剂包括试剂R1、试剂R2,以及校准品,所述消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法利用竞争性免疫反应,包括:在试剂R1中加入抗 β 2-微球蛋白抗体,在试剂R2中加入 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒,校准品采用 β 2-微球蛋白校准品;检测时,通过使 β 2-微球蛋白与其相对应的已知浓度的 β 2-微球蛋白抗体结合,再与 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒反应,通过测定吸光度的变化量,来确定样本中被测对象的浓度。优点是:检测准确度高、检测范围宽。本发明还公开了一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒。



1. 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法,所用的试剂包括试剂R1、试剂R2,以及校准品,其特征在于:所述消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法利用竞争性免疫反应,包括:

(1) 在试剂R1中加入抗 β 2-微球蛋白抗体,在试剂R2中加入 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒,校准品采用 β 2-微球蛋白校准品;

(2) 检测时,通过使 β 2-微球蛋白与其相对应的已知浓度的 β 2-微球蛋白抗体结合,再与 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒反应,通过测定吸光度的变化量,来确定样本中被测对象的浓度。

2. 根据权利要求1所述的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法,其特征在于:

所述试剂R1的组分为:缓冲液10-300mmol/L、表面活性剂0.1-10.0g/L、防腐剂0.1-10.0g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体20-50mg/L,其中,缓冲液的pH值为5.0-9.0;

所述试剂R2的组分为:缓冲液10-300mmol/L、防腐剂0.1-10.0g/L,助悬剂0.1-10.0g/L, β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒50-800ml/L,其中,缓冲液的pH值为5.0-9.0。

3. 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,包括试剂R1、试剂R2,以及校准品,其特征在于:

所述试剂R1的组分为:缓冲液10-300mmol/L、表面活性剂0.1-10.0g/L、防腐剂0.1-10.0g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体20-50mg/L,其中,缓冲液的pH值为5.0-9.0;

所述试剂R2的组分为:缓冲液10-300mmol/L、防腐剂0.1-10.0g/L,助悬剂0.1-10.0g/L, β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒50-800ml/L,其中,缓冲液的pH值为5.0-9.0。

4. 根据权利要求3所述的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,其特征在于:所述缓冲液为Tris缓冲液、MES缓冲液、MOPS缓冲液、TEA缓冲液、HEPES缓冲液、PIPES缓冲液、PBS缓冲液中的一种。

5. 根据权利要求3所述的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,其特征在于:所述表面活性剂为聚氧乙烯衍生物、聚氧乙烯烷基醚硫酸盐、聚多卡醇中的一种或多种,所述助悬剂为聚氧乙烯衍生物,聚氧乙烯烷基醚硫酸盐、失水山梨醇酯类、月桂基甜菜碱类中的一种或多种。

6. 根据权利要求5所述的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,其特征在于:所述聚氧乙烯衍生物的HLB值为12-18.8,失水山梨醇酯类的HLB值为1.8-8.6。

7. 根据权利要求5所述的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,其特征在于:所述聚氧乙烯衍生物的HLB值为13.3-15,失水山梨醇酯类的HLB值为4.3-6.7。

8. 根据权利要求3所述的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,其特征在于:所述防腐剂为CAA、5-Bromo-5-nor-1,3-dioxane、ProClin 300、Imidazolidinylurea (IZU·H₂O)、叠氮钠、山梨酸钾、庆大霉素中的一种。

9. 根据权利要求3所述的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,其特征在于:所述试剂R2中的 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒的粒径为60-300nm。

消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法和试剂盒

技术领域

[0001] 本发明涉及生化试剂技术领域,尤其是涉及一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法。本发明还涉及一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒。

背景技术

[0002] 前带和后带早在1929年就由Heidelberger提出。他在恒定量抗体中加不同量抗原后形成的免疫复合物(IC)沉淀量的研究中,得到图1所示的关系图形。他把抛物线顶点(拐点)左右两侧,同一反应所显示的不同性状称为双相应答(biphasic response),又把该曲线所包括的反应区域以抗原-抗体的相对比例大致分为抗体过剩区,又称前带(prozone),两者浓度大致相等的当量区又称等价带,抗体过剩区又称后带(postzone)。在免疫学检验中,当以定量的抗原测定抗体时,若被测抗体浓度低于抗体当量浓度,形成的IC量正比于抗体浓度;大于该当量浓度后形成的IC量反而减少,抗体过量越多,形成的IC量越少,出现与图1相似的反应曲线。以往把这种现象称为前带现象。反之若以定量的抗体测定抗原时,当被测抗原浓度大于抗体的当量浓度后出现的IC量减少的情况,称为后带现象。这些命名源于经典的Heidelberger双相应答曲线,并沿用很长时间直至现在。在单克隆抗体问世后,Miles等创立了放射免疫测定的双位点二步法,尔后不久又将其发展为双位点一步法。在他们测定血清铁蛋白的研究中发现,在确定的固相抗体浓度和标记抗体浓度,当被测铁蛋白浓度高达一定程度后,反应信号不再与分析物浓度成正比而转向反比关系。这种情况在一步法中尤为严重,即测定的检测范围较之二步法更窄。这种现象以后一再被许多研究者所证实,在ELISA反应中更常见。1977年Green等根据反应曲线形状提出了钩状效应(hook effect)的名称。因此严格地说,前带现象系指抗体过剩时反而使反应信号弱化而使信号-剂量(浓度)曲线呈钩状的现象;后带现象是指抗原过剩时使反应信号-剂量曲线呈钩状的现象。因此钩状效应概括了前、后带现象,在命名上较为确切。因习惯使然,前带现象现仍在使用,后带现象一词并不多用,在以前文献中常与前带现象混用。目前钩状效应多指抗原过剩而言,因此又有高剂量钩状效应(high dose hook effect)一词,以别于竞争法中的低剂量钩状效应。现在前带现象与钩状效应混用的情况仍较多见,命名学上尚未统一。

[0003] 钩状效应的原因曾有很多种解释。趋于认同的观点是,当抗原-抗体比例适当时,形成较完整的IC网络结构,使蛋白质分子的疏水结构充分暴露而易产生沉淀反应。反之,当两者比例失调时,将不同程度地影响IC的结构完整性,使之具有一定的溶解度或发生可逆溶解作用,即IC越不完整,更易溶解或可逆溶解。因此对于免疫沉淀反应而言,钩状效应是由于不能产生足够大的和溶解度小的IC。对于凝集反应,则因不完整的IC网络结构经摇动而发生可逆解离。对于各种标记免疫测定,则因形成可溶性IC或形成的IC易从固相载体上洗脱。在一步夹心法中过量的被测物与固相蛋白及标记蛋白争相结合,难以或不能有效地形成夹心结合物。高剂量钩状效应使强阳性标本误测为弱阳性以至假阴性结果。竞争法中的低剂量钩状效应系指分析物浓度较低时反而产生较强的反应信号,其原因尚在研究中。对于异常值与正常值上限间距不太大的药物分析等,低剂量钩状效应可产生错误结果,

一般而言其严重程度不如高剂量钩状效应。

[0004] 国内目前应用的检测方法主要有干化学检验法、免疫荧光法、酶免疫法、放射免疫法以及免疫比浊法。干化学检验法只能提供半定量或定性的结果,同时干化学试纸条检测结果受较多因素影响,在临床检验中不可避免的会出现假阴性和假阳性结果。免疫荧光法及酶免疫法操作复杂且耗时长,不便广泛临床应用。放射免疫法灵敏度高、特异性强,但具有放射性污染,试剂保存期短等缺点。免疫比浊法具有操作简单、测定周期短、精密度高等优点,在生化分析仪上使用较为广泛。但是,由于免疫比浊法的检测原理是反应生成不溶性抗原-抗体复合物,并产生一定的浊度,浊度的高低反映样品中抗原的含量,导致现有的免疫反应检测试剂盒不可避免的出现灵敏度较低的不足。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法,它具有可直接应用于全自动生化分析仪上,结果检测范围宽,能够解决钩状效应的影响、使用方便,且便于大规模推广的特点。本发明还公开了一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒。

[0006] 本发明所采用的第一个技术方案是:

[0007] 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法,所用的试剂包括试剂R1、试剂R2,以及校准品,其特征在于:所述消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法利用竞争性免疫反应,包括:

[0008] (1) 在试剂R1中加入抗 β 2-微球蛋白抗体,在试剂R2中加入 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒,校准品采用 β 2-微球蛋白校准品;

[0009] (2) 检测时,通过使 β 2-微球蛋白与其相对应的已知浓度的 β 2-微球蛋白抗体结合,再与 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒反应,通过测定吸光度的变化量,来确定样本中被测对象的浓度。

[0010] 所述试剂R1的组分为:缓冲液10-300mmol/L、表面活性剂0.1-10.0g/L、防腐剂0.1-10.0g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体20-50mg/L,其中,缓冲液的pH值为5.0-9.0;

[0011] 所述试剂R2的组分为:缓冲液10-300mmol/L、防腐剂0.1-10.0g/L,助悬剂0.1-10.0g/L, β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒50-800ml/L,其中,缓冲液的 pH值为5.0-9.0。

[0012] 本发明所采用的第二个技术方案是:

[0013] 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,包括试剂R1、试剂R2,以及校准品,

[0014] 所述试剂R1的组分为:缓冲液10-300mmol/L、表面活性剂0.1-10.0g/L、防腐剂0.1-10.0g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体20-50mg/L,其中,缓冲液的pH值为5.0-9.0;

[0015] 所述试剂R2的组分为:缓冲液10-300mmol/L、防腐剂0.1-10.0g/L,助悬剂0.1-10.0g/L, β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒50-800ml/L,其中,缓冲液的 pH值为5.0-9.0。

[0016] 所述缓冲液为Tris缓冲液、MES缓冲液、MOPS缓冲液、TEA缓冲液、HEPES缓冲液、PIPES缓冲液、PBS缓冲液中的一种。

[0017] 所述表面活性剂为聚氧乙烯衍生物、聚氧乙烯烷基醚硫酸盐、聚多卡醇中的一种或多种,所述助悬剂为聚氧乙烯衍生物,聚氧乙烯烷基醚硫酸盐、失水山梨醇酯类、月桂基甜菜碱类中的一种或多种。

[0018] 所述聚氧乙烯衍生物的HLB值为12-18.8,失水山梨醇酯类的HLB值为 1.8-8.6。

[0019] 所述聚氧乙烯衍生物的HLB值为13.3-15,失水山梨醇酯类的HLB值为4.3-6.7。

[0020] 所述防腐剂为CAA、5-Bromo-5-notrp-1,3-dioxane、ProClin 300、Imidazolidinylurea (IZU • H₂O)、叠氮钠、山梨酸钾、庆大霉素中的一种。

[0021] 所述试剂R2中 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒的粒径为60-300nm。

[0022] 本发明和现有技术相比所具有的优点是：

[0023] 1、检测准确度高。从原理上来看,在试剂R1中增加 β 2-微球蛋白抗体,在试剂R2中采用 β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒,可有效地避免假阴性。当样本中的抗原超出本发明的检测限时,测定结果不会低于线性值,不会造成误判。亦即,相较于目前免疫检测的试剂(以检测抗原为例),校准品基本无差异,试剂R1中不添加抗体,在试剂R2中添加抗体(或包被有抗体的胶乳抗体),且根据浊度的增加来计算检测结果,为吸光度上升的反应,检测结果取决于加入的抗体量。当抗原量超过抗体量时,出现钩状效应,会出现假阴性的结果。例如正常、异常的分界值为5mg/L,假设测定的线性是30mg/L,则 55mg/L显示的结果就是5mg/L,100mg/L可能就是负值。本发明中,在试剂 R1中添加已知浓度的抗体,在试剂R2中加入抗原包被的胶乳颗粒,根据浊度的减少来计算检测结果。当抗原浓度超过已知抗体的浓度时,过量的抗原与样本中的胶乳颗粒不反应,随抗原过量,浊度不再减少,吸光度趋于稳定,值与抗体的加入量保持一致,添加的抗体量超过异常值即可。例如正常、异常的分界值为5mg/L,假设测定的线性是30mg/L,则55mg/L显示的结果就是30mg/L,100mg/L也是30mg/L,不会发生假阴性。如此,消除了钩状效应,提高了检测精度。另外,通过对表面活性剂和助悬剂HLB值的限定,起到了提高方法中线性拟合度的作用。

[0024] 2、检测范围宽。提高抗体含量显著提高临床诊断的检测范围。与之前的检测方法相比,同样添加效价为20mg/L的抗体,之前的检测方法在测定 30mg/L的样本值为8.5mg/L,而使用本发明的试剂时,测定值为20.5mg/L。使用之前的检测方法,当样本中的D-dimer超过20mg/L后,多余部分D-dimer 会与抗体结合,使得浊度下降,导致测定结果偏低,而使用本发明的试剂,在理论上,超过20mg/L的样本,没有剩余的抗体可以与胶乳发生反应,浊度不再降低,故结果始终显示20.5mg/L,由此可见,当添加的抗体超过临床诊断的范围,就不会产生误判。

附图说明

[0025] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明：

[0026] 图1是钩状效应示意图；

[0027] 图2是本发明的实施例1所制备的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒在消除钩状效应后的测定结果图；

[0028] 图3是本发明的实施例2所制备的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒在消除钩状效应后的测定结果图；

[0029] 图4是本发明的实施例3所制备的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒在消除钩状效应后的测定结果图；

[0030] 图5是本发明的实施例4所制备的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒在消除钩状效应后的测定结果图；

[0031] 图6是本发明的实施例5所制备的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒在消除钩状效应后的测定结果图;

[0032] 图7是本发明的实施例6所制备的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒在消除钩状效应后的测定结果图;

[0033] 图8是本发明的实施例7所制备的消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒在消除钩状效应后的测定结果图;

[0034] 图9是市售 β 2-微球蛋白试剂盒测定结果图。

具体实施方式

[0035] 实施例1

[0036] 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,包括试剂R1、试剂R2,以及校准品。本实施例中,校准品采用市售宁波普瑞柏生物技术股份有限公司的 β 2-微球蛋白校准品,使用时,校准品中 β 2-微球蛋白浓度分别采用:1、2.25mg/L;2、4.5mg/L;3、9.0mg/L;4、18.0mg/L,校准品中还含有缓冲液 100mmol/L。

[0037] 具体而言:

[0038] 该试剂R1的组分为:缓冲液200mmol/L、表面活性剂0.5g/L、防腐剂 10.0g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体40mg/L,其中,缓冲液的pH值为5.0。

[0039] 该试剂R2的组分为:缓冲液10mmol/L、防腐剂0.1g/L,助悬剂5.0g/L, β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒100mg/L,其中,缓冲液的pH值为8.0。

[0040] 更具体的:

[0041] 缓冲液为PBS缓冲液、表面活性剂为Atlas G-2159(聚氧乙烯单硬脂酸酯,HLB18.8)、防腐剂为KATHON LX150、抗体为羊抗人多克隆抗体,助悬剂为Span20(失水山梨醇月桂酸酯,HLB值8.6), β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒的粒径为60nm。

[0042] 制备得到的试剂为液体试剂,可直接在全自动生化仪上使用。按照下述比例,在生化仪上进行设定,即可开始测定样本。参数以日立7180自动生化分析仪为例:

[0043] 测定方法:二点法;

[0044] 检测波长:540nm;

[0045] 反应方向:向下反应;

[0046] V样本:VR1:VR2=3 μ l:240 μ l:60 μ l;

[0047] 定标及校准方式:水与校准品定标后采用Spline进行曲线拟合。

[0048] 操作步骤:

[0049] 样本和试剂R1混匀后于37℃孵育3-5min,读取第1读数点吸光度A1,随即加入试剂R2,混匀后37℃孵育5min,读取第2读数点吸光度A2。

[0050] 结果计算:

[0051] 采用校准品与水(零点)进行定标,将吸光度变化值(A校准-A空白)对其相应浓度做图,绘制定标曲线。根据样品的(A样品-A空白)值在定标曲线上求得样品中 β 2-微球蛋白的含量。

[0052] 对 β 2-微球蛋白样本进行检测,所得结果详见图2,结果可以看出,当样本终浓度结果超过40mg/L时,其测定结果不再发生明显的变化,检测范围可达60mg/L。

[0053] 实施例2

[0054] 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,包括试剂R1、试剂R2,以及校准品。本实施例中,校准品采用市售宁波普瑞柏生物技术股份有限公司的 β 2-微球蛋白校准品,使用时,校准品中 β 2-微球蛋白浓度分别采用:1、2.25mg/L;2、4.5mg/L;3、9.0mg/L;4、18.0mg/L,校准品中还含有缓冲液 10mmol/L。

[0055] 具体而言:

[0056] 该试剂R1的组分为:缓冲液10mmol/L、表面活性剂3g/L、防腐剂0.1g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体20mg/L,其中,缓冲液的pH值为6.0。

[0057] 该试剂R2的组分为:缓冲液300mmol/L、防腐剂5g/L,助悬剂0.1g/L, β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒50mg/L,其中,缓冲液的pH值为7.0。

[0058] 更具体的:

[0059] 缓冲液为Tris缓冲液、表面活性剂为Thesit (聚多卡醇)、防腐剂为 5-Bromo-5-notrp-1,3-dioxane、抗体为羊抗人多克隆抗体,助悬剂为Atlas G-2159 (聚氧乙烯单硬脂酸酯,HLB18.8),防腐剂为5-Bromo-5-notrp-1, 3-dioxane、 β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒的粒径为200nm。

[0060] 制备得到的试剂为液体试剂,可直接在全自动生化仪上使用。按照下述比例,在生化仪上进行设定,即可开始测定样本。参数以日立7180自动生化分析仪为例:

[0061] 测定方法:二点法;

[0062] 检测波长:540nm;

[0063] 反应方向:向下反应;

[0064] V样本:VR1:VR2=3 μ l:240 μ l:60 μ l;

[0065] 定标及校准方式:水与校准品定标后采用Spline进行曲线拟合。

[0066] 操作步骤:

[0067] 样本和试剂R1混匀后于37℃孵育3-5min,读取第1读数点吸光度A1,随即加入试剂R2,混匀后37℃孵育5min,读取第2读数点吸光度A2。

[0068] 结果计算:

[0069] 采用校准品与水(零点)进行定标,将吸光度变化值(A校准-A空白)对其相应浓度做图,绘制定标曲线。根据样品的(A样品-A空白)值在定标曲线上求得样品中 β 2-微球蛋白的含量。

[0070] 对 β 2-微球蛋白样本进行检测,所得结果详见图3,结果可以看出,当样本终浓度结果超过20mg/L时,其测定结果不再发生明显的变化,检测范围可达45mg/L。

[0071] 实施例3

[0072] 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,包括试剂R1、试剂R2,以及校准品。本实施例中,校准品采用市售宁波普瑞柏生物技术股份有限公司的 β 2-微球蛋白校准品,使用时,校准品中 β 2-微球蛋白浓度分别采用:1、2.25mg/L;2、4.5mg/L;3、9.0mg/L;4、18.0mg/L,校准品中还含有缓冲液 30mmol/L。

[0073] 具体而言:

[0074] 该试剂R1的组分为:缓冲液150mmol/L、表面活性剂10g/L、防腐剂 0.5g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体15mg/L,其中,缓冲液的pH值为8.0。

[0075] 该试剂R2的组分为:缓冲液10mmol/L、防腐剂8g/L,助悬剂4g/L, β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒500ml/L,其中,缓冲液的pH值为6.0。

[0076] 更具体的:

[0077] R1的缓冲液为MOPS缓冲液、表面活性剂为Atlas G-1794(聚氧乙烯蓖麻油,HLB13.3)、防腐剂为Proclin 300、抗体为羊抗人多克隆抗体;

[0078] R2的缓冲液为HEPES缓冲液,助悬剂为Span40(失水山梨醇单棕榈酸酯,HLB值6.7),防腐剂为Proclin 300, β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒的粒径为300nm。

[0079] 制备得到的试剂为液体试剂,可直接在全自动生化仪上使用。按照下述比例,在生化仪上进行设定,即可开始测定样本。参数以日立7180自动生化分析仪为例:

[0080] 测定方法:二点法;

[0081] 检测波长:540nm;

[0082] 反应方向:向下反应;

[0083] V样本:VR1:VR2=3 μ l:240 μ l:60 μ l;

[0084] 定标及校准方式:水与校准品定标后采用Spline进行曲线拟合。

[0085] 操作步骤:

[0086] 样本和试剂R1混匀后于37℃孵育3-5min,读取第1读数点吸光度A1,随即加入试剂R2,混匀后37℃孵育5min,读取第2读数点吸光度A2。

[0087] 结果计算:

[0088] 采用校准品与水(零点)进行定标,将吸光度变化值(A校准-A空白)对其相应浓度做图,绘制定标曲线。根据样品的(A样品-A空白)值在定标曲线上求得样品中 β 2-微球蛋白的含量。

[0089] 对 β 2-微球蛋白样本进行检测,所得结果详见图4,结果可以看出,当样本终浓度结果超过15mg/L时,其测定结果不再发生明显的变化,检测范围可达36mg/L。

[0090] 实施例4

[0091] 消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒,包括试剂R1、试剂R2,以及校准品。本实施例中,校准品采用市售宁波普瑞柏生物技术股份有限公司的 β 2-微球蛋白校准品,使用时,校准品中 β 2-微球蛋白浓度分别采用:1、2.25mg/L;2、4.5mg/L;3、9.0mg/L;4、18.0mg/L,校准品中还含有缓冲液 70mmol/L。

[0092] 具体而言:

[0093] 该试剂R1的组分为:缓冲液300mmol/L、表面活性剂5g/L、防腐剂5g/L、抗 β 2-微球蛋白抗体30mg/L,其中,缓冲液的pH值为9.0。

[0094] 该试剂R2的组分为:缓冲液200mmol/L、防腐剂10g/L,助悬剂2g/L, β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒800ml/L,其中,缓冲液的pH值为6.0。

[0095] 更具体的:

[0096] R1缓冲液为TEA缓冲液、表面活性剂为KAO A60(聚氧乙烯基联苯乙烯化苯基醚,HLB12.8)、防腐剂为山梨酸钾、抗体为兔抗人多克隆抗体中。

[0097] R2缓冲液为HEPES缓冲液、防腐剂为山梨酸钾、助悬剂为Span80(失水山梨醇单油酸酯,HLB值4.3), β 2-微球蛋白致敏的胶乳颗粒的粒径为 110nm。

[0098] 制备得到的试剂为液体试剂,可直接在全自动生化仪上使用。按照下述比例,在生

化仪上进行设定,即可开始测定样本。参数以日立7180自动生化分析仪为例:

[0099] 测定方法:二点法;

[0100] 检测波长:540nm;

[0101] 反应方向:向下反应;

[0102] V样本:VR1:VR2=3 μ l:240 μ l:60 μ l;

[0103] 定标及校准方式:水与校准品定标后采用Spline进行曲线拟合。

[0104] 操作步骤:

[0105] 样本和试剂R1混匀后于37℃孵育3-5min,读取第1读数点吸光度A1,随即加入试剂R2,混匀后37℃孵育5min,读取第2读数点吸光度A2。

[0106] 结果计算:

[0107] 采用校准品与水(零点)进行定标,将吸光度变化值(A校准-A空白)对其相应浓度做图,绘制定标曲线。根据样品的(A样品-A空白)值在定标曲线上求得样品中 β 2-微球蛋白的含量。

[0108] 对 β 2-微球蛋白样本进行检测,所得结果详见图5,结果可以看出,当样本终浓度结果超过30mg/L时,其测定结果不再发生明显的变化,检测范围可达65mg/L。

[0109] 实施例5

[0110] 与实施例1的区别仅在于:缓冲液为HEPES缓冲液、表面活性剂为Tween 80(聚氧乙烯(20E0)失水山梨醇单油酸酯,HLB值15)、防腐剂为山梨酸钾、助悬剂为Span40(失水山梨醇单棕榈酸酯,HLB值6.7)。

[0111] 制备得到的试剂为液体试剂,可直接在全自动生化仪上使用。按照下述比例,在生化仪上进行设定,即可开始测定样本。参数以日立7180自动生化分析仪为例:

[0112] 测定方法:二点法;

[0113] 检测波长:540nm;

[0114] 反应方向:向下反应;

[0115] V样本:VR1:VR2=3 μ l:240 μ l:60 μ l;

[0116] 定标及校准方式:水与校准品定标后采用Spline进行曲线拟合。

[0117] 操作步骤:

[0118] 样本和试剂R1混匀后于37℃孵育3-5min,读取第1读数点吸光度A1,随即加入试剂R2,混匀后37℃孵育5min,读取第2读数点吸光度A2。

[0119] 结果计算:

[0120] 采用校准品与水(零点)进行定标,将吸光度变化值(A校准-A空白)对其相应浓度做图,绘制定标曲线。根据样品的(A样品-A空白)值在定标曲线上求得样品中 β 2-微球蛋白的含量。

[0121] 对 β 2-微球蛋白样本进行检测,所得结果详见图6,结果可以看出,当样本终浓度结果超过40mg/L时,其测定结果不再发生明显的变化,检测范围可达65mg/L。

[0122] 实施例6

[0123] 与实施例2的区别仅在于:缓冲液为PIPES缓冲液、表面活性剂为EMAL 20C(聚氧乙烯十二烷基醚硫酸钠)、腐剂为庆大霉素、助悬剂为3:5的Span80(失水山梨醇单油酸酯,HLB值4.3)和Triton X-100(异辛基苯基聚氧乙烯醚)。

[0124] 制备得到的试剂为液体试剂,可直接在全自动生化仪上使用。按照下述比例,在生化仪上进行设定,即可开始测定样本。参数以日立7180自动生化分析仪为例:

[0125] 测定方法:二点法;

[0126] 检测波长:540nm;

[0127] 反应方向:向下反应;

[0128] V样本:VR1:VR2=3 μ l:240 μ l:60 μ l;

[0129] 定标及校准方式:水与校准品定标后采用Spline进行曲线拟合。

[0130] 操作步骤:

[0131] 样本和试剂R1混匀后于37℃孵育3-5min,读取第1读数点吸光度A1,随即加入试剂R2,混匀后37℃孵育5min,读取第2读数点吸光度A2。

[0132] 结果计算:

[0133] 采用校准品与水(零点)进行定标,将吸光度变化值(A校准-A空白)对其相应浓度做图,绘制定标曲线。根据样品的(A样品-A空白)值在定标曲线上求得样品中 β 2-微球蛋白的含量。

[0134] 对 β 2-微球蛋白样本进行检测,所得结果详见图7,结果可以看出,当样本终浓度结果超过20mg/L时,其测定结果不再发生明显的变化,检测范围可达40mg/L。

[0135] 实施例7

[0136] 与实施例3的区别仅在于:缓冲液为PBS缓冲液、表面活性剂为EMAL 227S(聚氧乙烯十二烷基醚硫酸钠)。

[0137] 制备得到的试剂为液体试剂,可直接在全自动生化仪上使用。按照下述比例,在生化仪上进行设定,即可开始测定样本。参数以日立7180自动生化分析仪为例:

[0138] 测定方法:二点法;

[0139] 检测波长:540nm;

[0140] 反应方向:向下反应;

[0141] V样本:VR1:VR2=3 μ l:240 μ l:60 μ l;

[0142] 定标及校准方式:水与校准品定标后采用Spline进行曲线拟合。

[0143] 操作步骤:

[0144] 样本和试剂R1混匀后于37℃孵育3-5min,读取第1读数点吸光度A1,随即加入试剂R2,混匀后37℃孵育5min,读取第2读数点吸光度A2。

[0145] 结果计算:

[0146] 采用校准品与水(零点)进行定标,将吸光度变化值(A校准-A空白)对其相应浓度做图,绘制定标曲线。根据样品的(A样品-A空白)值在定标曲线上求得样品中 β 2-微球蛋白的含量。

[0147] 对 β 2-微球蛋白样本进行检测,所得结果详见图8,结果可以看出,当样本终浓度结果超过15mg/L时,其测定结果不再发生明显的变化,检测范围可达32mg/L。

[0148] 效果例1

[0149] 以市售某 β 2-微球蛋白试剂盒(以下称为市售试剂盒1)和本发明的实施例1至7所制备的 β 2-微球蛋白试剂盒(以下称为本发明试剂盒1至7)进行比对,结合图9所示:

[0150] 市售试剂盒1的检测范围为:18mg/L;

[0151] 本发明试剂盒1的检测范围为:60mg/L;

[0152] 本发明试剂盒2的检测范围为:45mg/L;

[0153] 本发明试剂盒3的检测范围为:36mg/L;

[0154] 本发明试剂盒4的检测范围为:65mg/L;

[0155] 本发明试剂盒5的检测范围为:65mg/L;

[0156] 本发明试剂盒6的检测范围为:40mg/L;

[0157] 本发明试剂盒7的检测范围为:32mg/L;

[0158] 说明:本发明的试剂盒检测准确度较高、检测范围较宽。同时,可以直接在全自动生化仪进行使用。

[0159] 同时,通过图2至8可以发现,超过添加的抗体浓度,值不会降低,说明本发明的试剂盒没有钩状效应。

[0160] 综上所述,本发明通过在试剂R1中增加被测对象相对应的抗原或抗体,在试剂R2中增加被测对象对应的抗体或抗原致敏的胶乳颗粒,可有效地避免假阴性,当样本中的抗原超出本发明的检测限时,测定结果不会低于线性值,不会造成误判,且可提高抗体含量可提高检测范围。

[0161] 以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容及附图所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9

专利名称(译)	消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法和试剂盒		
公开(公告)号	CN109975550A	公开(公告)日	2019-07-05
申请号	CN201811635648.0	申请日	2018-12-29
[标]申请(专利权)人(译)	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司		
[标]发明人	胡露群 董露蓓 徐海燕 陈巧		
发明人	胡露群 董露蓓 徐海燕 陈巧		
IPC分类号	G01N33/577 G01N33/531 G01N33/53 G01N33/543 G01N35/00 G01N33/68		
CPC分类号	G01N33/53 G01N33/531 G01N33/543 G01N33/577 G01N33/68 G01N35/00		
代理人(译)	文芳		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法，所用的试剂包括试剂R1、试剂R2，以及校准品，所述消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的方法利用竞争性免疫反应，包括：在试剂R1中加入抗 β 2-微球蛋白抗体，在试剂R2中加入 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒，校准品采用 β 2-微球蛋白校准品；检测时，通过使 β 2-微球蛋白与其相对应的已知浓度的 β 2-微球蛋白抗体结合，再与 β 2-微球蛋白致敏胶乳颗粒反应，通过测定吸光度的变化量，来确定样本中被测对象的浓度。优点是：检测准确度高、检测范围宽。本发明还公开了一种消除 β 2-微球蛋白检测中钩状效应的试剂盒。

