

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2005/121795

発行日 平成20年4月10日(2008.4.10)

(43) 国際公開日 平成17年12月22日(2005.12.22)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>GO 1 N 33/543 (2006.01)</b>	GO 1 N 33/543	5 4 5 J
<b>GO 1 N 33/53 (2006.01)</b>	GO 1 N 33/53	P
<b>GO 1 N 33/531 (2006.01)</b>	GO 1 N 33/543	5 4 5 S
	GO 1 N 33/531	B

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 35 頁)

出願番号	特願2006-514609 (P2006-514609)	(71) 出願人	000162478 協和メデックス株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番10号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2005/010882	(74) 代理人	100106574 弁理士 岩橋 和幸
(22) 国際出願日	平成17年6月14日(2005.6.14)	(72) 発明者	守田 和樹 静岡県駿東郡長泉町南一色字上山地600番1 協和メデックス株式会社 協和メデックス研究所内
(31) 優先権主張番号	特願2004-176288 (P2004-176288)	(72) 発明者	鶴澤 耕治 静岡県駿東郡長泉町南一色字上山地600番1 協和メデックス株式会社 協和メデックス研究所内
(32) 優先日	平成16年6月14日(2004.6.14)		
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 非特異反応が抑制された免疫測定方法および試薬

## (57) 【要約】

水性媒体中、測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体を用いて試料中の測定対象物を定量する免疫学的定量法において、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程および免疫複合体の酵素活性を測定する工程を含むことを特徴とする非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法。

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

水性媒体中、測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体を用いて試料中の測定対象物を定量する免疫学的定量法において、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる行程および免疫複合体の酵素活性を測定する工程を含むことを特徴とする非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法。

## 【請求項 2】

第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含む請求項1記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 3】

第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である請求項1または2記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 4】

第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である請求項1または2記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 5】

第1の抗体が、Fc部分を除去した抗体である請求項1～4のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 6】

非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である請求項1～5のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 7】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、IgG重合体および/またはIgGを共存させる請求項1～6のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 8】

非特異的反応が、標識酵素に反応する抗体に起因する反応である請求項1～5のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 9】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、不活性化した該標識酵素を共存させる請求項1～8のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 10】

酵素がペルオキシダーゼである請求項1～9のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 11】

測定対象物が、可溶性インターロイキン-2受容体である請求項1～10のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

## 【請求項 12】

測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体であって、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を含有することを特徴とする非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法に用いる試薬。

## 【請求項 13】

第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している抗体を含有する請求項12記載の試薬。

## 【請求項 14】

10

20

30

40

50

酵素活性測定用試薬を含有する請求項 1 2 または 1 3 記載の試薬。

【請求項 1 5】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1、1 : 2 および 1 : 3 である請求項 1 2 ~ 1 4 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 1 6】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1 および 1 : 2 である請求項 1 2 ~ 1 4 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 1 7】

第 1 の抗体が、F c 部分を除去した抗体である請求項 1 2 ~ 1 6 のいずれかに記載の試薬。

10

【請求項 1 8】

非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である請求項 1 2 ~ 1 7 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 1 9】

I g G 重合体および/または I g G を含む請求項 1 2 ~ 1 8 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 0】

非特異的反応が、標識酵素に対する抗体に起因する反応である請求項 1 2 ~ 1 7 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 1】

抗体を標識している酵素を不活性化した酵素を含む請求項 1 2 ~ 2 0 のいずれかに記載の試薬。

20

【請求項 2 2】

酵素がペルオキシダーゼである請求項 1 2 ~ 2 1 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 3】

測定対象物が、可溶性インターロイキン-2 受容体である請求項 1 2 ~ 2 2 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 4】

さらに、水性媒体、金属イオン、塩類、糖類、界面活性剤、防腐剤、タンパク質、タンパク質安定化剤からなる群より選ばれる一つまたは複数の物質を含有する請求項 1 2 ~ 2 3 のいずれかに記載の試薬。

30

【請求項 2 5】

測定対象物に特異的に結合する第 1 の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体を用いて試料中の測定対象物を定量する免疫学的定量方法において、第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1、1 : 2、1 : 3 および 2 : 1 である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含むことを特徴とする測定対象物の免疫学的定量方法における非特異的反応の抑制方法。

【請求項 2 6】

第 1 の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第 2 の抗体に分離手段が結合している抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含む請求項 2 5 記載の抑制方法。

40

【請求項 2 7】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1、1 : 2 および 1 : 3 である請求項 2 5 または 2 6 記載の抑制方法。

【請求項 2 8】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1 および 1 : 2 である請求項 2 5 または 2 6 記載の抑制方法。

【請求項 2 9】

第 1 の抗体が、F c 部分を除去した抗体である請求項 2 5 ~ 2 8 のいずれかに記載の抑制方法。

50

## 【請求項 30】

非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である請求項 25～29 のいずれかに記載の抑制方法。

## 【請求項 31】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、I g G 重合体／または I g G を共存させる請求項 25～30 のいずれかに記載の抑制方法。

## 【請求項 32】

非特異的反応が、標識酵素に反応する抗体に起因する反応である請求項 25～29 のいずれかに記載の抑制方法。

## 【請求項 33】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、不活性化した該標識酵素を共存させる請求項 25～32 のいずれかに記載の抑制方法。

## 【請求項 34】

酵素がペルオキシダーゼである請求項 25～33 のいずれかに記載の方法。

## 【請求項 35】

測定対象物が、可溶性インターロイキン-2 受容体である請求項 25～34 のいずれかに記載の抑制方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法、非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法に用いる試薬および測定対象物の免疫学的定量方法における非特異的反応の抑制方法に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

測定対象物の免疫学的定量方法においては、しばしば非特異反応が起こることが確認されている。抗原抗体反応における非特異的反応としては様々な種類が知られているが、特に、ヒト抗マウス抗体 (human anti-mouse antibody、以下 HAMA と略記する) により生じる非特異反応が問題となっている。HAMA には、HAMA タイプ I と HAMA タイプ II の 2 種類が存在し、HAMA タイプ I はマウスタンパク質に感作されたことのない人の血液に生じるものであり、HAMA タイプ II は動物飼育者などのマウスに接触している人やマウス抗体などのマウスタンパク質の投与を受けた人に生成するものである。一般的に、HAMA は免疫学的定量方法にマウス抗体を用いるときに問題となる非特異因子で、HAMA により測定系へ誤差を与え正確な値を測定することができなくなることが知られている。従って、試料中の測定対象物を定量する免疫測定方法で得られる測定対象物の定量値で病態等をモニターする際に誤った判断を与えかねず、正確な定量値を与える測定法の開発が求められている。

## 【0003】

免疫学的定量方法における HAMA による非特異的反応の抑制方法としては、免疫測定に用いる抗体と同一動物種における免疫グロブリンや重合化免疫グロブリン等が有効であることが知られている (特許文献 1、特許文献 2、非特許文献 1、非特許文献 2 および非特許文献 3 参照)。

また、抗原抗体反応における非特異的反応として、抗体の標識に用いる酵素に反応する抗体により生じる非特異反応もあり、測定系に不活性化した該酵素を共存させる非特異反応の抑制方法が報告されている (特許文献 3 参照)。

## 【0004】

インターロイキン-2 (以下、IL-2 と記す) は 133 個のアミノ酸から構成されるサイトカインであり、主に CD4<sup>+</sup> や CD8<sup>+</sup> の T 細胞より産生されるが、ナチュラルキラー細胞 (NK 細胞) からも産生される。IL-2 は、主に免疫系への活性化に関与し、様々な生理活性を有している。例えば、IL-2 は T 細胞、B 細胞、NK 細胞、LAK 細胞

10

20

30

40

50

胞 (lymphokine activated killer細胞)、マクロファージ、好中球などに対し、細胞周期を進めるプログレッション因子として作用する。

#### 【0005】

IL-2の受容体(以下、IL-2Rと記す)は $\alpha$ 鎖、 $\beta$ 鎖、 $\gamma$ 鎖から構成されているが、 $\alpha$ 鎖の一部が細胞上から遊離した可溶性インターロイキン-2受容体(以下、sIL-2Rと記す)が血中に存在することが知られている。sIL-2Rは活性化T細胞、B細胞によって産生されるために、生体の免疫防御機構の活性化、T細胞系及びB細胞系などの活性化に伴い血中のsIL-2Rが上昇することが報告されている。血清中のsIL-2R濃度は、慢性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス(SLE)などの自己免疫疾患や、ウイルス性肝炎、後天性免疫不全症候群(AIDS)などのウイルス感染症の患者で高値を示し、体内の活性化リンパ球の指標の1つとなることが報告されている。また腫瘍細胞がsIL-2Rを産生し、成人T細胞白血病(ATL)や非ホジキンリンパ腫の進行と血清中のsIL-2R濃度の変動が良く相関することが知られている。このように様々な免疫系の疾患や病態との関連が報告され、造血疾患のなかで有望な血液中のマーカーとなってきた。血清中のsIL-2R濃度は成人T細胞白血病においては病態モニタリングの指標など、非ホジキンリンパ腫においては治療効果の判定、寛解後のフォロー、再発の早期発見の指標などとして臨床的に有効活用されている。

10

#### 【0006】

これまでに、sIL-2Rの測定法として、2つの抗sIL-2R抗体を用いる免疫学的測定法が報告されており(特許文献4参照)、またsIL-2R測定用試薬として、酵素免疫測定法に対応した試薬、例えば、「セルフリーIL-2R」(山之内製薬株式会社製)などが開発され、発売されている。

20

【特許文献1】特開昭61-65162号公報

【特許文献2】特開平1-254869号公報

【特許文献3】特開平5-188055号公報

【特許文献4】特開昭62-70761号公報

【非特許文献1】クリニカル・ケミストリー(Clinical Chemistry), 1999年, 第45巻, 942-956頁

【非特許文献2】キャンサー・イムノロジカル・イムノセラピー(Cancer Immunological Immunotherapy), 1991年, 第33巻, 80-84頁

30

【非特許文献3】クリニカル・ケミストリー(Clinical Chemistry), 1990年, 第36巻, 1093頁

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### 【0007】

本発明の目的は、非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法、非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法に用いる試薬および測定対象物の免疫学的定量方法における非特異的反応の抑制方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

40

#### 【0008】

本発明は、下記(1)~(35)に関する。

(1) 水性媒体中、測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体を用いて試料中の測定対象物を定量する免疫学的定量法において、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる行程および免疫複合体の酵素活性を測定する工程を含むことを特徴とする非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法。

#### 【0009】

50

(2) 第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含む(1)記載の免疫学的定量方法。

(3) 第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である(1)または(2)記載の免疫学的定量方法。

【0010】

(4) 第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である(1)または(2)記載の免疫学的定量方法。

(5) 第1の抗体が、Fc部分を除去した抗体である(1)～(4)のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

10

(6) 非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である(1)～(5)のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【0011】

(7) 酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、IgG重合体および/またはIgGを共存させる(1)～(6)のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

(8) 非特異的反応が、標識酵素に反応する抗体に起因する反応である(1)～(5)のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【0012】

(9) 酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、不活性化した該標識酵素を共存させる(1)～(8)のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

20

(10) 酵素がペルオキシダーゼである(1)～(9)のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

(11) 測定対象物が、可溶性インターロイキン-2受容体である(1)～(10)のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【0013】

(12) 測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体であって、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を含有することを特徴とする非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法に用いる試薬。

30

【0014】

(13) 第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している抗体を含有する(12)記載の試薬。

(14) 酵素活性測定用試薬を含有する(12)または(13)記載の試薬。

(15) 第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である(12)～(14)のいずれかに記載の試薬。

【0015】

(16) 第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である(12)～(14)のいずれかに記載の試薬。

40

(17) 第1の抗体が、Fc部分を除去した抗体である(12)～(16)のいずれかに記載の試薬。

(18) 非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である(12)～(17)のいずれかに記載の試薬。

【0016】

(19) IgG重合体および/またはIgGを含む(12)～(18)のいずれかに記載の試薬。

(20) 非特異的反応が、標識酵素に反応する抗体に起因する反応である(12)～(17)のいずれかに記載の試薬。

50

(21) 抗体を標識している酵素を不活性化した酵素を含む(12)～(20)のいずれかに記載の試薬。

【0017】

(22) 酵素がペルオキシダーゼである(12)～(21)のいずれかに記載の試薬。

(23) 測定対象物が、可溶性インターロイキン-2受容体である(12)～(22)のいずれかに記載の試薬。

(24) さらに、水性媒体、金属イオン、塩類、糖類、界面活性剤、防腐剤、タンパク質およびタンパク質安定化剤からなる群より選ばれる一つまたは複数の物質を含有する(12)～(23)のいずれかに記載の試薬。

【0018】

(25) 測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体を用いて試料中の測定対象物を定量する免疫学的定量方法において、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含むことを特徴とする測定対象物の免疫学的定量方法における非特異的反応の抑制方法。

10

【0019】

(26) 第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含む(25)記載の抑制方法。

20

(27) 第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である(25)または(26)記載の抑制方法。

【0020】

(28) 第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である(25)または(26)記載の抑制方法。

(29) 第1の抗体が、Fc部分を除去した抗体である(25)～(28)のいずれかに記載の抑制方法。

(30) 非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である(25)～(29)のいずれかに記載の抑制方法。

(31) 酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、IgG重合体/またはIgGを共存させる(25)～(30)のいずれかに記載の抑制方法。

30

【0021】

(32) 非特異的反応が、標識酵素に反応する抗体に起因する反応である(25)～(29)のいずれかに記載の抑制方法。

(33) 酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、不活性化した該標識酵素を共存させる(25)～(32)のいずれかに記載の抑制方法。

(34) 酵素がペルオキシダーゼである(25)～(33)のいずれかに記載の方法。

(35) 測定対象物が、可溶性インターロイキン-2受容体である(25)～(34)のいずれかに記載の抑制方法。

40

【発明の効果】

【0022】

本発明により、非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法、非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法に用いる試薬および測定対象物の免疫学的定量方法における非特異的反応の抑制方法が提供される。

【図面の簡単な説明】

【0023】

【図1】POD標識化抗sIL-2RモノクローナルF(ab')<sub>2</sub>抗体のゲルろ過カラムクロマトグラム。

50

## 【発明を実施するための最良の形態】

## 【0024】

## 1. 非特異的反応

本発明における非特異的反応としては、測定対象物の免疫学的測定法において見られる非特異的反応であれば特に制限はないが、HAMAに起因する非特異的反応、標識酵素に反応する抗体に起因する非特異的反応などがあげられる。HAMAとしては、HAMAタイプIおよびHAMAタイプIIがあげられる。標識酵素に反応する抗体としては、例えばペルオキシダーゼに反応する抗体、アルカリフォスファターゼに反応する抗体等があげられる。本発明における標識酵素に反応する抗体とは、本発明の免疫学的測定法において用いている酵素標識化抗体を標識している該酵素に反応する抗体であり、非特異反応を惹起する。

10

## 【0025】

## 2. 試料

本発明において使用される試料としては、例えば全血、血漿、血清、髄液、唾液、羊水、尿、汗、涙液などがあげられるが、全血、血漿、血清などが好ましい。

## 【0026】

## 3. 測定対象物

本発明の測定対象物としては、抗原となる物質であればいかなるものでもよく特に制限はないが、少なくとも2個の抗原決定基を有する抗原であるのが好ましい。例えば、sIL-2R、心筋梗塞のマーカーとして知られているミオグロビン、クレアチンキナーゼMB (CK-MB)、トロポニンTなどがあげられる。

20

## 【0027】

## 4. 抗体

本発明において使用される酵素標識化抗体を形成する第1の抗体としては、測定対象物に特異的に結合する抗体であれば特に制限はなく、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体のいずれも使用できるが、モノクローナル抗体が好ましい。また、本発明においては、抗体のみならず、抗体をパイン処理により得られるFab、ペプシン処理により得られるF(ab')<sub>2</sub>、ペプシン処理-還元処理により得られるFab'などのFc部分を除去した抗体フラグメントも使用できる。抗体フラグメントとしては、F(ab')<sub>2</sub>が特に好ましい。

30

## 【0028】

本発明において使用される固相化抗体を形成する第2の抗体としては、測定対象物に特異的に結合する抗体であれば特に制限はなく、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体のいずれも使用できるが、モノクローナル抗体が好ましい。第2抗体は、第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する抗体であることが好ましい。

## 【0029】

本発明において使用する抗体は、測定対象物またはそのエピトープに相当するペプチドを抗原として用いて通常の方法により取得することができるが、市販品としても入手可能である。

40

sIL-2Rに特異的に結合する抗体としては、例えばハイブリドーマAM92.3が産生するモノクローナル抗体〔ピアース (PIERCE) 社製〕、モノクローナル抗体7G7/B6 (ピアース社製; 特開昭62-70761公報参照) などがあげられ、それぞれ任意に第1の抗体または第2の抗体として使用できる。

## 【0030】

## 5. 酵素標識

本発明において第1の抗体と結合している酵素としては、例えばペルオキシダーゼ (以下、PODと略す)、アルカリフォスファターゼ、ルシフェラーゼ、β-D-ガラクトシダーゼ、グルコースオキシダーゼなどがあげられ、ペルオキシダーゼ、アルカリフォスファターゼが好ましく、ペルオキシダーゼが特に好ましい。ペルオキシダーゼとしては、い

50

かなる由来のペルオキシダーゼも使用できるが、西洋ワサビ由来のペルオキシダーゼが好ましい。アルカリフォスファターゼとしては、例えば牛小腸由来のアルカリフォスファターゼなどがあげられる。

【0031】

6. 第1抗体と酵素の結合

本発明における酵素標識化抗体は、測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合しているものであるが、当該結合における結合様式としては、例えば共有結合があげられ、酵素と抗体が直接結合していても、リンカーなどを介して間接的に結合していてもよい。結合体の作製方法としては、例えばグルタルアルデヒド法、過ヨウ素酸法、マレイミド法、ピリジル・ジスフィド法などをあげることができる（例えば、石川 10 榮治著「酵素免疫測定法」1987年、医学書院発行参照）が、マレイミド法が好ましい。具体的には、例えばイミノチオランなどでスルフヒドリル化した抗体と、スクシンイミジル4-[N-マレイミドメチル]-シクロヘキサン-1カルボン酸 (succinimidyl 4-[N-maleimidomethyl]-cyclohexane-1-carboxylate, SMCC)、N-(6-マレイミドカプロイルオキシ)スクシンイミド [N-(6-maleimidocaproyloxy)succinimide, EMCS] などマレイミド化した酵素とを混合して調製することができる。

【0032】

7. 酵素標識化抗体の抗体と酵素の結合数

本発明に使用する酵素標識化抗体は、抗体1分子当たり少数の標識酵素分子が結合している酵素標識化抗体であり、具体的には、第1の抗体と酵素の結合数が、それぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体であり、好ましくは、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体であり、より好ましくは、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体である。

【0033】

標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体が特に好ましく、酵素標識化抗体が混合物であるときは、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体の、全標識化抗体に対する分子数の割合が50%以上が好ましく、70%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。

このような酵素標識化抗体は、前述のグルタルアルデヒド法、過ヨウ素酸法、マレイミド法、ピリジル・ジスフィド法などで第1の抗体と酵素とを結合させたあと、多数の酵素が結合した第1の抗体、未反応の酵素および抗体を、例えばイオン交換クロマトグラフィー法、ゲル濾過カラムクロマトグラフィー法、疎水クロマトグラフィー法などの方法やこれらの方法を組み合わせた方法などを用いて除去することにより調製することができる。

【0034】

8. 固相化抗体

本発明における固相化抗体は、測定対象物に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合しているものである。分離手段としては、固相それ自体または固相に結合した物質に特異的に結合する物質等あげられる。当該結合における結合様式としては、固相を用いるときは非共有結合があげられ、固相に結合した物質に特異的に結合する物質を用いるときは共有結合があげられ、抗体と該物質が直接結合していても、リンカーなどを介して間接的に結合していてもよい。固相に結合した物質およびそれに特異的に結合する物質の組み合わせとしてはビオチンとアビジンの組み合わせ等があげられる。

【0035】

固相としては、第2の抗体を固定化し、測定対象物の免疫学的測定法を可能にする固相

10

20

30

40

50

であれば特に制限はなく、例えばマイクロタイタープレートなどのポリスチレンプレート、ガラス製または合成樹脂製の粒状物（ビーズ）、ガラス製または合成樹脂製の球状物（ボール）、ラテックス、磁性粒子、ニトロセルロース膜などの各種メンブレン、合成樹脂製の試験管などがあげられる。

【0036】

#### 9. IgG重合体およびIgG

本発明におけるIgG重合体としては、IgGが重合したものであれば特に制限はなく、例えばMAK33-IgG1/IgG1 Poly、MM33-IgG(2b)/Fab(2a) Poly [いずれも、ロシュ・ダイアグノスティクス (Roche Diagnostics) 社製] などがあげられる。本発明におけるIgGとしては、動物のIgGであれば特に制限はなく、例えばマウス、ラット、ハムスター、ウサギ、モルモット、ヤギ、ヒツジ、ニワトリ、ウシ、ウマなどの動物のIgGがあげられるが、マウスIgGが好ましい。動物のIgGは精製したものでよいし、動物の血清でもよい。

【0037】

#### 10. 水性媒体

水性媒体としては、例えば脱イオン水、蒸留水、緩衝液などがあげられ、緩衝液が好ましい。緩衝液の調製に使用される緩衝剤としては、緩衝能を有するものならば特に限定されないが、pH1~11の例えば乳酸緩衝剤、クエン酸緩衝剤、酢酸緩衝剤、コハク酸緩衝剤、フタル酸緩衝剤、リン酸緩衝剤、トリエタノールアミン緩衝剤、ジエタノールアミン緩衝剤、リジン緩衝剤、バルビツール緩衝剤、イミダゾール緩衝剤、リンゴ酸緩衝剤、シュウ酸緩衝剤、グリシン緩衝剤、ホウ酸緩衝剤、炭酸緩衝剤、グリシン緩衝剤、グッド緩衝剤などがあげられる。

【0038】

グッド緩衝剤としては、例えば2-モルホリノエタンスルホン酸 (MES) 緩衝剤、ビス(2-ヒドロキシエチル)イミノトリス(ヒドロキシメチル)メタン (Bis-Tris) 緩衝剤、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン (Tris) 緩衝剤、N-(2-アセトアミド)イミノ二酢酸 (ADA) 緩衝剤、ピペラジン-N, N'-ビス(2-エタンスルホン酸) (PIPES) 緩衝剤、2-[N-(2-アセトアミド)アミノ]エタンスルホン酸 (ACES) 緩衝剤、3-モルホリノ-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 (MOPSO) 緩衝剤、2-[N, N'-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]エタンスルホン酸 (BES) 緩衝剤、3-モルホリノプロパンスルホン酸 (MOPS) 緩衝剤、2-{N-[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ}エタンスルホン酸 (TES) 緩衝剤、N-(2-ヒドロキシエチル)-N'-(2-スルホエチル)ピペラジン (HEPES) 緩衝剤、3-[N, N'-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 (DIPSO) 緩衝剤、2-ヒドロキシ-3-{[N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ}プロパンスルホン酸 (TAPSO) 緩衝剤、ピペラジン-N, N'-ビス(2-ヒドロキシプロパン-3-スルホン酸) (POPSO) 緩衝剤、N-(2-ヒドロキシエチル)-N'-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)ピペラジン (HEPPSO) 緩衝剤、N-(2-ヒドロキシエチル)-N'-(3-スルホプロピル)ピペラジン (EPPS) 緩衝剤、トリシン[N-トリス(ヒドロキシメチル)メチルグリシン]緩衝剤、ピシン[N, N'-ビス(2-ヒドロキシエチル)グリシン]緩衝剤、3-[N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノプロパンスルホン酸 (TAPS) 緩衝剤、2-(N-シクロヘキシルアミノ)エタンスルホン酸 (CHES) 緩衝剤、3-(N-シクロヘキシルアミノ)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 (CAPSO) 緩衝剤、3-(N-シクロヘキシルアミノ)プロパンスルホン酸 (CAPS) 緩衝剤などがあげられる。

【0039】

緩衝液の濃度は測定に適した濃度であれば特に制限はされないが、0.001~2.0 mol/Lが好ましく、0.005~1.0 mol/Lがより好ましく、0.01~0.1 mol/Lが特に好ましい。

## 【0040】

## 11. 金属イオン

金属イオンとしては、例えばマグネシウムイオン、マンガンイオン、亜鉛イオンなどがあげられる。

## 【0041】

## 12. 塩類

塩類としては、例えば塩化ナトリウム、塩化カリウムなどがあげられる。

## 13. 糖類

糖類としては、例えばマンニトール、ソルビトールなどがあげられる。

## 【0042】

## 14. 界面活性剤

界面活性剤としては、例えば非イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、陰イオン性界面活性剤、両性界面活性剤などがあげられ、非イオン性界面活性剤が好ましい。非イオン性界面活性剤としては、例えばツイーン20 (Tween 20)、ノニデットP-40 (NP-40)などがあげられる。

10

## 【0043】

## 15. 防腐剤

防腐剤としては、例えばアジ化ナトリウム、抗生物質 (ストレプトマイシン、ペニシリン、ゲンタマイシンなど)、バイオエース、プロクリン300、プロキセル (Proxel) GXLなどがあげられる。

20

## 【0044】

## 16. タンパク質

タンパク質としては、例えば牛血清アルブミン (BSA)、ウシ胎児血清 (FBS)、カゼイン、ブロックエース<sup>T M</sup> (大日本製薬社製)などがあげられる。

## 【0045】

## 17. タンパク質安定化剤

タンパク質安定化剤としては、例えばパーオキシダーゼ安定化緩衝液 [Peroxidase Stabilizing Buffer、ダコサイトメーション (DakoCytomation) 社製]などがあげられる。

30

## 【0046】

## 18. 不活性化した酵素

本発明における不活性化した酵素としては、本発明の測定対象物の免疫学的定量方法に用いる酵素標識化抗体の標識に用いている酵素と同じ酵素、すなわち同じ生物由来で同じ酵素活性の酵素を不活性化したものであればよい。例えば、免疫学的定量方法においてPOD標識化抗体を用いている場合は、該PODを不活性化したものを用い、アルカリフォスファターゼ標識化抗体を用いている場合は、該アルカリフォスファターゼを不活性化したものを用いる。不活性化した酵素は、担体や抗体に結合したものでよいが、この場合の抗体は測定対象物や抗体と反応しないものである必要がある。不活性化とは、非特異反応の起因となる標識抗体に反応する抗体との反応性は保ちながら、本発明の免疫学的定量方法に参与する酵素活性を完全または実質的に欠失させることをいい、加熱処理、酸またはアルカリによる変性処理、プロテアーゼによる酵素消化、凍結融解等の処理、これらを組み合わせた処理により行うことができる。例えばPODでは100~125℃で10~60分間処理することにより不活性化PODを得ることができる。不活性化したPODとしては、Inactive Poly-POD (ロシュ・ダイアグノスティクス社製)があげられる。不活性化したアルカリフォスファターゼとしては、Scavenger-ALP (オリエンタル酵母社製)などがあげられる。

40

## 【0047】

## 19. 測定対象物の免疫学的定量方法

本発明の測定対象物の免疫学的定量方法としては、測定対象物に特異的に結合する第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化

50

抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程および免疫複合体の酵素活性を測定する工程を含む方法であれば特に制限はないが、さらに第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している固相化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含む方法が好ましい。

#### 【0048】

酵素標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体が好ましく、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体がより好ましい。

10

#### 【0049】

標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体が特に好ましく、酵素標識化抗体が混合物であるときは、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体の、全標識化抗体に対する分子数の割合が50%以上が好ましく、70%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。

具体的な定量方法としては、例えばサンドイッチ法、競合法などがあげられるが、サンドイッチ法が好ましい。サンドイッチ法としては、例えば1ステップ法、ディレイ1ステップ法、2ステップ法などがあげられる。

20

#### 【0050】

より具体的な測定対象物の免疫学的定量方法の例としては、例えば以下の工程を含有する定量方法があげられる。

- (1) 固相化抗体と試料中の測定対象物を反応させ、免疫複合体を形成させる工程（1次反応）、
- (2) 酵素標識化抗体と試料中の測定対象物を反応させ、免疫複合体を形成させる工程（2次反応）、
- (3) 免疫複合体を形成しない酵素標識化抗体を固相と分離する工程、
- (4) 固相に生成した免疫複合体中の酵素標識の酵素活性を測定する工程、
- (5) 予め既知濃度の測定対象物を用いて作成した検量線より、工程（4）で測定した酵素活性と比較することにより測定対象物を定量する工程。

30

#### 【0051】

上記の（1）と（2）の工程との間に、必要に応じて1次反応後の固相を洗浄する工程を追加してもよい。また、（1）の工程と（2）の工程は同時行うこともできる。

1次反応は水性媒体中で行われることが好ましい。1次反応の反応温度としては、例えば0~50℃であり、4℃~40℃が好ましい。1次反応の反応時間としては、例えば5分間~20時間である。1次反応後の固相の洗浄の際に使用する洗浄液としては、例えばリン酸緩衝化生理食塩水（0.15mol/L塩化ナトリウムを含有する10mmol/Lリン酸緩衝液、pH7.2、以下、PBSと記す）や界面活性剤を含有するPBSなどがあげられる。界面活性剤としては、例えばツイーン20などの非イオン性界面活性剤などがあげられる。

40

#### 【0052】

2次反応は水性媒体中で行われることが好ましい。2次反応において使用され、酵素標識化抗体を形成する抗体（第1の抗体）における抗原決定基は、1次反応において使用される抗体（第2の抗体）における抗原決定基と異なっていることが好ましい。2次反応の反応温度としては、例えば0~50℃であり、4℃~40℃が好ましい。2次反応の反応時間としては、例えば5分間~20時間である。1次反応後の固相の洗浄の際に使用する洗浄液としては、例えば前記の洗浄液などがあげられる。

#### 【0053】

2次反応により固相上に生成した免疫複合体中の酵素標識の活性を測定する方法として

50

は、酵素の基質を当該酵素と反応させ、生成した物質を測定することにより、免疫複合体中の酵素活性を測定することができる。酵素の基質と当該酵素との反応は、水性媒体中で行われることが好ましい。

酵素がペルオキシダーゼである場合には、例えば吸光度法、蛍光法、発光法などにより免疫複合体中のペルオキシダーゼ活性を測定することができる。吸光度法によりペルオキシダーゼ活性を測定する方法としては、例えばペルオキシダーゼとその基質である過酸化水素および酸化発色型色原体の組み合わせとを反応させ、反応液の吸光度を分光光度計などで測定する方法などがあげられる。酸化発色型色原体としては、例えばロイコ型色原体、酸化カップリング発色型色原体などがあげられる。

#### 【0054】

10

ロイコ型色原体は、過酸化水素およびペルオキシダーゼなどの過酸化活性物質の存在下、単独で色素へ変換される物質である。具体的には、*o*-フェニレンジアミン (OPD)、テトラメチルベンジジン (TMB)、10-N-カルボキシメチルカルバモイル-3,7-ビス(ジメチルアミノ)-10H-フェノチアジン (CCAP)、10-N-メチルカルバモイル-3,7-ビス(ジメチルアミノ)-10H-フェノチアジン (MCDP)、N-(カルボキシメチルアミノカルボニル)-4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ジフェニルアミンナトリウム塩 (DA-64)、4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ジフェニルアミン、ビス[3-ビス(4-クロロフェニル)メチル-4-ジメチルアミノフェニル]アミン (BCMA) などがあげられる。

#### 【0055】

20

酸化カップリング発色型色原体は、過酸化水素およびペルオキシダーゼなどの過酸化活性物質の存在下、2つの化合物が酸化的カップリングして色素を生成する物質である。2つの化合物の組み合わせとしては、カプラーとアニリン類(トリンダー試薬)との組み合わせ、カプラーとフェノール類との組み合わせなどがあげられる。カプラーとしては、例えば4-アミノアンチピリン(4-AA)、3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラジンなどがあげられる。アニリン類としては、N-(3-スルホプロピル)アニリン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3-メチルアニリン(TOOS)、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメチルアニリン(MAOS)、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン(DAOS)、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3-メチルアニリン(TOPS)、N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン(HDAOS)、N,N-ジメチル-3-メチルアニリン、N,N-ジ(3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3-メトキシアニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)アニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン、N-(3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3,5-ジメチルアニリン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3-メトキシアニリン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)アニリン、N-エチル-N-(3-メチルフェニル)-N'-サクシニルエチレンジアミン(EMSE)、N-エチル-N-(3-メチルフェニル)-N'-アセチルエチレンジアミン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-4-フルオロ-3,5-ジメトキシアニリン(F-DAOS)などがあげられる。フェノール類としては、フェノール、4-クロロフェノール、3-メチルフェノール、3-ヒドロキシ-2,4,6-トリヨード安息香酸(HTIB)などがあげられる。

30

40

#### 【0056】

過酸化水素の測定において、過酸化活性物質の濃度は、測定に適した濃度であれば特に制限はないが、過酸化活性物質としてペルオキシダーゼを用いる場合は、1~100kU/Lが好ましい。また、酸化発色型色原体の濃度は、測定に適した濃度であれば特に制限はないが、0.01~10g/Lが好ましい。

蛍光法によりペルオキシダーゼ活性を測定する方法としては、例えばペルオキシダーゼ

50

とその基質である過酸化水素および蛍光物質の組み合わせとを反応させ、生成した蛍光の強度を測定する方法などがあげられる。当該蛍光物質としては、例えば4-ヒドロキシフェニル酢酸、3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸、クマリンなどがあげられる。

#### 【0057】

発光法によりペルオキシダーゼ活性を測定する方法としては、例えばペルオキシダーゼとその基質である過酸化水素および発光物質の組み合わせとを反応させ、生成した発光の強度を測定する方法などがあげられる。当該発光物質としては、例えばルミノールなどがあげられる。

酵素がアルカリ性ホスファターゼである場合には、例えば発光法などにより複合体中のアルカリ性ホスファターゼ活性を測定することができる。発光法によりアルカリ性ホスファターゼ活性を測定する方法としては、例えばアルカリ性ホスファターゼとその基質とを反応させ、生成した発光の発光強度を発光強度計などで測定する方法などがあげられる。アルカリ性ホスファターゼの基質としては、例えば3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3'-ホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・二ナトリウム塩 (AMP PD)、2-クロロ-5-{4-メトキシスピロ[1,2-ジオキセタン-3,2'-(5'-クロロ)トリシクロ(3.3.1.1<sup>3,7</sup>)デカン]-4-イル}フェニルホスフェート・二ナトリウム塩 (CDP-Star<sup>T M</sup>)、3-{4-メトキシスピロ[1,2-ジオキセタン-3,2'-(5'-クロロ)トリシクロ(3.3.1.1<sup>3,7</sup>)デカン]-4-イル}フェニルホスフェート・二ナトリウム塩 (CSP D<sup>T M</sup>)、[10-メチル-9(10H)-アクリジニルイデン]フェノキシメチルリン酸・二ナトリウム塩 (Lumigen<sup>T M</sup> APS-5)などがあげられる。

#### 【0058】

酵素がルシフェラーゼである場合には、例えば発光法などにより免疫複合体中のルシフェラーゼ活性を測定することができる。発光法によりルシフェラーゼ活性を測定する方法としては、例えばルシフェラーゼとその基質とを反応させ、生成した発光の発光強度を発光強度計などで測定する方法などがあげられる。ルシフェラーゼの基質としては、例えばルシフェリンなどがあげられる。

#### 【0059】

酵素が $\beta$ -D-ガラクトシダーゼである場合には、例えば吸光度法(比色法)などにより免疫複合体中の $\beta$ -D-ガラクトシダーゼ活性を測定することができる。吸光度法(比色法)により $\beta$ -D-ガラクトシダーゼ活性を測定する方法としては、例えば $\beta$ -D-ガラクトシダーゼとその基質とを反応させ、反応液の吸光度を分光光度計などで測定する方法などがあげられる。 $\beta$ -D-ガラクトシダーゼの基質としては、例えば2-クロロ-4-ニトロフェニル $\beta$ -D-ラクトシド、2-ニトロフェニル $\beta$ -D-ガラクトシド (ONPG)、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル $\beta$ -D-ガラクトシド (Xgal)などがあげられる。

#### 【0060】

酵素がグルコースオキシダーゼである場合には、グルコースオキシダーゼにその基質であるグルコースを作用させ、生成した過酸化水素を測定することにより、免疫複合体中のグルコースオキシダーゼ活性を測定することができる。過酸化水素の測定は、例えば前述のペルオキシダーゼ活性の測定法により行うことができる。

本発明の免疫学的定量方法においては、前述の緩衝剤、金属イオン、塩類、糖類、界面活性剤、防腐剤、タンパク質、タンパク質安定化剤などを反応に共存させることができる。

#### 【0061】

##### 20. 定量試薬

本発明の測定対象物を定量する免疫学的測定方法に用いる試薬は、測定対象物に特異的に結合する第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質

的に含有する酵素標識化抗体、必要に応じて、第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している固相化抗体および／または酵素活性測定用試薬をさらに含有する。

【0062】

酵素標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体が好ましく、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体がより好ましい。

【0063】

標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体が特に好ましく、酵素標識化抗体が混合物であるときは、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体の、全標識化抗体に対する分子数の割合が50%以上が好ましく、70%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。

10

【0064】

本発明の測定用試薬の具体的態様を以下に記す。

・試薬1

固相化抗体、酵素標識化抗体および、標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

・試薬2

固相化抗体、酵素標識化抗体、IgG重合体および標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

20

・試薬3

固相化抗体、酵素標識化抗体、マウスIgGおよび標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

・試薬4

固相化抗体、酵素標識化抗体、IgG重合体、マウスIgGおよび標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

【0065】

・試薬5

固相化抗体、酵素標識化抗体、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素および標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

30

・試薬6

固相化抗体、酵素標識化抗体、マウスIgG、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素および標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

・試薬7

固相化抗体、酵素標識化抗体、IgG重合体、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素および標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

・試薬8

固相化抗体、酵素標識化抗体、マウスIgG、IgG重合体、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素および標識した酵素の活性測定用試薬を含有する試薬。

40

【0066】

・試薬9

固相化抗体、酵素標識化抗体、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

・試薬10

固相化抗体、酵素標識化抗体、IgG重合体、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

・試薬11

固相化抗体、酵素標識化抗体、マウスIgG、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

50

・試薬 1 2

固相化抗体、酵素標識化抗体抗、I g G重合体、マウス I g G、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

【0067】

・試薬 1 3

固相化抗体、酵素標識化抗体、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

・試薬 1 4

固相化抗体、酵素標識化抗体、マウス I g G、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

10

・試薬 1 5

固相化抗体、酵素標識化抗体、I g G重合体、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

・試薬 1 6

固相化抗体、酵素標識化抗体、マウス I g G、I g G重合体、抗体を標識している酵素を不活性化した酵素、標識した酵素の活性測定用試薬および測定対象物標準品を含有する試薬。

【0068】

本発明の測定用試薬における標識した酵素の活性測定用試薬としては、例えば当該酵素の基質を含有する試薬があげられる。当該酵素活性測定用試薬における酵素としては、例えば前述の酵素があげられる。当該基質としては、例えば前述の基質があげられる。

20

本発明の測定用試薬における測定対象物標準品としては、例えば既知濃度に調整された測定対象物の水溶液があげられる。

【0069】

本発明の測定用試薬は、キットの形態で保存、運搬されてもよく、また、必要に応じて、前述の緩衝剤、金属イオン、塩類、糖類、界面活性剤、防腐剤、タンパク質、タンパク質安定化剤などを含有してもよい。

以下に、本発明の実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。尚、本実施例においては、下記メーカーの試薬、酵素、血清および器具を使用した。

ハイブリドーマAM92.3：ピアース社製

30

ハイブリドーマ7G7/B6：ピアース社製

α-MEM (Minimum Essential Medium alpha Medium)：インビトロジェン (Invitrogen) 社製

96穴マイクロタイタープレート：ナルジェ・ヌンク・インターナショナル (Nalge Nunc International) 社製

BSA：インタージェン (InterGen) 社製

サッカロース：関東化学社製

ツイーン20：関東化学社製

ゲンタマイシン：和光純薬工業社製

塩化ナトリウム：和光純薬工業社製

40

バイオエース：クミアイ化学工業社製

オルトフェニレンジアミン (OPD)：シグマーアルドリッチ社製

尿素過酸化水素塩：シグマーアルドリッチ社製

プロクリン：シグマーアルドリッチ社製

POD：東洋紡績社製、ロシュ・ダイアグノスティックス社製

硫酸：関東化学社製

ペプシン：ロシュ・ダイアグノスティックス社製

イミノチオラン：ピアース社製

EMCS：ピアース社製

FBS：ハイクロン (HyClone) 社製

50

NP-40:カルビオケム (Calbiochem) 社製  
 マウス IgG: スカンティボデーズ・ラボラトリー (Scantibodies Laboratory) 社製  
 プロキセルGXL: アベシア (Avecia) 社製  
 POD安定化緩衝液: ダコサイトメーション社製  
 MES: 同仁化学研究所社製  
 MAK33-IgG1/IgG1 Poly: ロシュ・ダイアグノスティックス社製  
 MAK33-IgG(2b)/Fab(2a) Poly: ロシュ・ダイアグノスティックス社製  
 正常人血清: アリエス社製  
 HAMA血清タイプI: ロシュ・ダイアグノスティックス社製  
 HAMA血清タイプII: ロシュ・ダイアグノスティックス社製  
 Inactive Poly-POD: ロシュ・ダイアグノスティックス社製

10

## 【0070】

参考例1 抗sIL-2Rモノクローナル抗体の調製と精製

抗sIL-2Rモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマAM92.3およびハイブリドーマ7G7/B6をそれぞれプリスタン等で処理したマウス腹腔に移植し、腹水を回収した。腹水からモノクローナル抗体を、常法に従いプロテインAカラムrプロテインAセファロース・ファスト・フロー (rProtein A Sepharose Fast Flow、アマシャム・バイオサイエンス社製) を用いて精製した。ハイブリドーマAM92.3より得られたモノクローナル抗体をKTM-302抗体、ハイブリドーマ7G7/B6より得られたモノクローナル抗体をKTM-303抗体とした。

20

## 【0071】

参考例2 sIL-2Rの調製

凍結保存された、sIL-2Rを分泌発現することが知られているリンフォーマ細胞株U937 (大日本製薬株式会社製) を37℃の水浴で素早く解凍し、15mL滅菌チューブに移し10%FBS、ペニシリン、ストレプトマイシンを含有する $\alpha$ -MEMを10mL添加し、穏やかに懸濁した。これを室温で5分間遠心分離 (1200rpm) した後、上清を吸引除去した。残渣に同培地を10mL添加し懸濁させた細胞懸濁液を25cm<sup>2</sup>Tフラスコに全量移し、炭酸ガス培養装置 (5%CO<sub>2</sub>、37℃) で2~3日間培養した。その後、150cm<sup>2</sup>Tフラスコ、225cm<sup>2</sup>Tフラスコへと順次、拡大培養を行った。225cm<sup>2</sup>Tフラスコ内で細胞が100%コンフルエントになったことを確認した後、培養上清を滅菌された容器に回収し、4℃で10分間遠心分離 (1200rpm) した。遠心分離により得られた上清を滅菌された容器に移し、15分間穏やかに攪拌した後、0.2 $\mu$ mフィルターでろ過処理をしたものをsIL-2Rの標準物質とした。

30

## 【0072】

なお、文献 [J. Immunol., 135, 3172-3177 (1985)] に基づき、10%IL-2で4日間刺激した正常ヒトIL-2依存性T細胞の無細胞培養上清 (無希釈) 中に含まれるsIL-2Rの量を1000U/mLとして、標準物質の値付けを行った。

40

## 【0073】

参考例3 抗sIL-2Rモノクローナル抗体を固定化した固相の調製

KTM-302抗体を終濃度4 $\mu$ g/mLになるようにPBSで希釈し、固相用の96穴マイクロタイタープレートの各ウェルに100 $\mu$ Lずつ添加した。室温で1晩静置後、ブロッキング液 [1%BSA、5%サッカロース、0.05%ツイーン20、0.01%ゲンタマイシン硫酸塩を含有する10mmol/Lリン酸緩衝液、pH7.2] で洗浄し、ブロッキング液を200 $\mu$ L加え室温で1晩静置しブロッキングした。ブロッキング液を除去した後、真空乾燥機で3日間乾燥し、抗sIL-2Rモノクローナル抗体固定化固相 (プレート) を調製した。

## 【実施例1】

50

## 【0074】

(1) POD標識化抗sIL-2RモノクローナルF(ab')<sub>2</sub>抗体の作製

参考例1で調製したKTM-303抗体を0.01%ペプシンで消化した後、G3000SWカラム(東ソー社製; φ21.5mm×60cm)を用いたHPLCシステム(日立製作所社製)でF(ab')<sub>2</sub>を分離精製した。得られたF(ab')<sub>2</sub>4mgを100mmol/Lホウ酸緩衝液(pH8.0)で透析した。

該抗sIL-2RモノクローナルF(ab')<sub>2</sub>抗体とPOD(東洋紡績社製)とを以下のようにマレイミド法によって結合させた。

## 【0075】

すなわち、該F(ab')<sub>2</sub>をイミノチオランを用いてスルフヒドリル化し、セファデックスG-25カラム(アマシャム・バイオサイエンス社製)で未反応のイミノチオランを除去した。PODは、マレイミド化試薬EMCSを用いてマレイミド化し、セファデックスG-25カラムで未反応のEMCSを除去した。上述のスルフヒドリル化した該F(ab')<sub>2</sub>モノクローナル抗体とマレイミド化したPODとを混合し、30℃で30分間反応させ、POD標識化抗sIL-2RモノクローナルF(ab')<sub>2</sub>抗体を作製した。

## 【0076】

(2) ゲルろ過カラムクロマトグラフィーによるPOD標識化抗sIL-2RモノクローナルF(ab')<sub>2</sub>抗体の分離

F(ab')<sub>2</sub>抗体の分子量は約92kDa、PODの分子量は約44kDaである。従って、該抗体とPODの結合数が1:1である酵素標識化抗体の分子量は約136kDa、1:2のものは約180kDa、1:3のものは約224kDa、1:4のものは約268kDa、1:5のものは約312kDa、2:1のものは約228kDa、2:2のものは約272kDa、2:3のものは約316kDa、3:1のものは約320kDaと計算される。

## 【0077】

上記(1)に記載の方法で調製した標識化抗体を、G3000SWカラム(東ソー社製; φ21.5mm×60cm)を用いたHPLCシステム(日立製作所社製)で分画した。0.1mol/Lリン酸緩衝液(pH7.4)を移動相として流速3mL/分、室温でHPLCを行った。フラクション回収は3mL/フラクションで行った。なお分子量マーカーは高分子量ゲルろ過校正用キット(HMW Gel Filtration Calibration Kit、アマシャム・バイオサイエンス社製)および低分子量ゲルろ過校正用キット(LMW Gel Filtration Calibration Kit、アマシャム・バイオサイエンス社製)を使用した。

## 【0078】

各フラクションの280nmでの吸光度を測定した結果を図1に示す。図1に示すように1)フラクション33、2)フラクション40、3)フラクション43、4)フラクション48、5)フラクション52に吸光度のピークが確認された。

分子量マーカーとの比較により推定された上記の吸光度のピークを示した各フラクションの分子量は、それぞれ1)250kDa以上、2)約170kDa、3)約140kDa、4)約100kDa、5)約40kDaであった。従って、1)フラクション33中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODが重合化した標識化抗体、2)フラクション40中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>1分子にPOD2分子が結合した標識抗体、3)フラクション43中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>1分子にPOD1分子が結合した標識抗体、4)フラクション48には、未反応のF(ab')<sub>2</sub>が、5)フラクション52には、未反応のPODが含有されることが推測された。

## 【0079】

(3) SDS-PAGEによる各フラクション中の酵素標識化抗体の同定

上記(2)で得られたフラクション32~52の各フラクションについて、それぞれのフラクション由来の蛋白量が2~3μg/レーンになるように電気泳動用サンプルを調製した。このサンプルにSDS-PAGE用サンプルバッファー[8%SDS(和光純薬工

業社製)、24% 2-メルカプトエタノール(ナカライテスク社製)、および40%グリセロール(関東化学社製)を含有する1mol/L Tris緩衝液、pH6.8]を1/4量添加し、95℃で5分間加熱した。熱処理したサンプルをSDS-PAGE用ゲル[パジェル SPG-520L(アトー社製)]に20μL/レーンでアプライし、ゲル1枚当たり20mAで電気泳動を行い、常法に従いバンドを検出した。なお、分子量マーカーはプレステインド・ブロード・レンジ[Prestained Broad Range, Bio-Rad社製、250kDa、150kDa、100kDa、75kDa、50kDa、37kDa、25kDa、16kDa、10kDa)を使用した。

#### 【0080】

SDS-PAGEで得られたバンドの位置と分子量マーカーから、フラクション32~35中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODの結合数がそれぞれ1:5、2:3、3:1などの高重合体である酵素標識化抗体の混合物(バンドはスメア状に観察された)、フラクション36中の酵素標識化抗体はF(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数がそれぞれ1:4および2:2である酵素標識化抗体、フラクション37中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数がそれぞれ1:4、1:3、2:1および2:2である酵素標識化抗体の混合物であると同定した。

#### 【0081】

同様に、フラクション38中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数がそれぞれ1:3および2:1である酵素標識化抗体の混合物、フラクション39中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数がそれぞれ1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体の混合物、フラクション40~41中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数が1:2である酵素標識化抗体、フラクション42中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数がそれぞれ1:2および1:1である酵素標識化抗体の混合物、フラクション43~46中の酵素標識化抗体は、F(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数が1:1の酵素標識化抗体であると同定した。

#### 【0082】

また、フラクション47中のタンパク質は、F(ab')<sub>2</sub>とPODとの結合数が1:1の酵素標識化抗体と未反応F(ab')<sub>2</sub>の混合物、フラクション48~51中のタンパク質は、未反応F(ab')<sub>2</sub>、フラクション52中のタンパク質は未反応のPODであると同定した。

#### 【0083】

(4) 各フラクション中の酵素標識化抗体を用いるsIL-2Rの定量用検量線の作成  
参考例3で調製した固相化プレートに、0U/mL、200U/mL、400U/mL、1600U/mL、3200U/mL、6400U/mLのsIL-2Rを含む標準物質溶液(150mmol/L塩化ナトリウム、4%BSA、1%サッカロースおよび0.01%バイオエースを含有する10mmol/Lリン酸緩衝液、pH7.5)を各ウェルに50μLずつ添加した。酵素標識化抗体希釈液[150mmol/L塩化ナトリウム、10%FBS、0.2%NP-40、100μg/mLマウスIgG、0.2%プロキセルGXL、10%POD安定化緩衝液および0.16μg/mL POD(ロシュ・ダイアグノスティックス社製)を含有する100mmol/Lの酢酸緩衝液、pH6.0]を用いて上記(2)の各フラクション中の標識化抗体を希釈して調製した標識化抗体溶液(24~140ng/mL)を各ウェルに50μLずつ添加し、水平回転振とう器を用い室温で90分間振とうした(140~160rpm)。洗浄液(150mmol/L塩化ナトリウム、0.05%ツイーン20を含有する10mmol/Lリン酸緩衝液、pH6.8)で各ウェルを洗浄後、OPD溶液[2mg/mL OPD、0.75g/L尿素過酸化水素塩、0.01%プロクリン300を含有する100mmol/Lリン酸-クエン酸緩衝液、pH4.4]を各ウェル100μLずつ添加し、室温で30分間、静置反応させた。反応停止液として1mol/L硫酸を50μL添加し、反応液の吸光度を主波長490nm、副波長660nmで測定した。抗原濃度と吸光度から各フラクションの標識化抗体別に検量線を作成した。

10

20

30

40

50

## 【0084】

(5) POD標識抗sIL-2Rモノクローナル抗体を用いた試料中のsIL-2Rの測定

試料として、HAMA血清タイプI (Lot. 92069721)、HAMA血清タイプII (Lot. 14482684) および正常人血清 (Lot. 101001-2) 50 $\mu$ Lを用い、各血清試料中のsIL-2Rを、上記(2)の各フラクションの標識化抗体を用いて上記(4)記載の方法で測定した。sIL-2R測定値(U/mL)を第1表に示す。

## 【0085】

## 【表1】

10

第1表

フラクション番号	sIL-2R 測定値(U/mL)		
	HAMA 血清タイプI	HAMA 血清タイプII	正常人血清
32	16142	1005	230
33	3688	259	270
34	1881	196	266
35	1502	176	290
36	913	158	280
37	662	144	284
38	508	144	284
39	435	135	311
40	367	142	310
41	326	129	321
42	272	133	322
43	287	134	325
44	301	134	332
45	310	137	322
46	286	148	346

20

30

## 【0086】

抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:5、2:3、3:1などを含む高重合体である酵素標識化抗体であるフラクション32~35ではHAMA血清タイプIにおけるsIL-2Rの測定値が1000U/mLを越えており、特に高重合化していると考えられるフラクション32は約16000U/mLと高値であった。また、抗体と酵素の結合数が1:4または2:2と同定されたフラクション36もかなりの高値を示した。

## 【0087】

しかし、抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:3、2:1、1:2および1:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを含有すると同定されたフラクション38から46中の酵素標識化抗体では、ほぼ500U/mL以下とHAMA血清タイプIの非特異反応が抑制されることが示された。

40

特に、F(ab')<sub>2</sub> 1分子にPOD 2分子が結合した酵素標識化抗体を含有するフラクション40からF(ab')<sub>2</sub> 1分子にPOD 1分子が結合した酵素標識化抗体を含有するフラクション46付近で約300U/mLで平衡状態となった。

## 【0088】

これらの結果より、抗体1分子当たり少数の標識酵素分子が結合している酵素標識化抗体、好ましくは、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみ

50

を実質的に含有する酵素標識化抗体、より好ましくは、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体、特に好ましくは、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を用いることによりHAMA血清タイプIに強く認められる非特異反応が効果的に抑制されることが示される。

【実施例2】

【0089】

HAMA非特異反応におけるマウスIgGの効果

10

HAMAによる非特異的反応の抑制に及ぼすマウスIgGの添加効果を検討した。実施例1で調製したフラクション40~46中の酵素標識化抗体を酵素標識抗体希釈液〔150mmol/L塩化ナトリウム、10%FBS、0.2%NP-40、マウスIgG、0.2%プロキセルGXL、10%POD安定化緩衝液、0.16μg/mL POD（ロシュ・ダイアグノスティックス社製）を含有する75mmol/L MES緩衝液（pH6.5）〕で希釈し、マウスIgG濃度をそれぞれ0.20、40、60、80、100、200μg/mLとなるように調製した。

【0090】

HAMA血清タイプI（Lot. 92069721）、HAMA血清タイプII（Lot. 14482684）および正常人血清（Lot. 101001-2）各50μLを用

20

い、各血清中のsIL-2R活性を、実施例1（5）と同様な方法で測定した。

結果を第2表に示す。

【0091】

【表2】

第2表

マウスIgG濃度	sIL-2R測定値(U/mL)		
	HAMA血清タイプI	HAMA血清タイプII	正常人血清
0	452	9063	351
20	458	437	333
40	456	338	336
60	452	296	327
80	403	268	320
100	405	264	334
200	400	268	345

30

【0092】

マウスIgGが添加されていない時のHAMA血清タイプIIの測定値は9000U/mL以上でHAMAによる非特異反応が生じているが、マウスIgGを20μg/mL添加することでHAMAによる非特異反応が抑制され、437U/mLまで低下した。しかしながら、さらにマウスIgGを添加することでHAMA血清の測定値が低下し、80μg/mL以上の添加でsIL-2R値は平衡に達した。HAMA血清タイプIにおいても、80μg/mLで測定値が平衡に達したが、HAMA血清タイプIIの時のような大きな変化は見られなかった。また、正常人血清の測定値はマウスIgG濃度に依存せず一定であることから、マウスIgGの添加は、200μg/mLまで測定系に影響を及ぼさないことが確認された。これらの結果から、マウスIgGを80μg/mL以上添加することでHAMA血清タイプIIによる非特異反応を十分に抑制できることが判明した。HAMA血清タイプIにおいても抑制効果は確認された。

40

【実施例3】

50

## 【0093】

HAMA非特異反応における高重合化マウスIgGの効果および高重合化マウスIgGの至適濃度の検討

HAMAによる非特異的反応の抑制に及ぼす高重合化マウスIgGの添加を検討した。実施例1で調製したフラクション40～46中の酵素標識化抗体を酵素標識抗体希釈液〔150mmol/L塩化ナトリウム、10%FBS、0.2%NP-40、100μg/mLマウスIgG、高重合化マウスIgG、0.2%プロキセルGXL、10%POD安定化緩衝液および0.16μg/mL POD（ロシュ・ダイアグノスティックス社製）を含有する75mmol/L MES緩衝液、pH6.5〕で希釈した。重合化マウスIgGとしてMAK33-IgG1/IgG1 Polyを用いた場合は、該濃度がそれぞれ0、75、100、125、150、175、200、300μg/mLとなるように酵素標識化抗体溶液を調製した。重合化マウスIgGとしてMAK33-IgG(2b)/Fab(2a) Polyを用いた場合には、該濃度がそれぞれ0、5、50、100μg/mLの濃度となるように酵素標識化抗体を調製した。

10

## 【0094】

HAMA血清タイプI（Lot. 90643629）、HAMA血清タイプII（Lot. 92069831）および正常人血清（Lot. 101001-2）各50μLを用い、各血清中のsIL-2Rを、実施例1（5）と同様な方法で測定した。

MAK33-IgG1/IgG1 Polyの添加効果を第3表に示す。

20

## 【0095】

## 【表3】

第3表

MAK33-IgG1/IgG1 Poly (μg/mL)	sIL-2R 測定値(U/mL)		
	HAMA I	HAMA II	正常人血清
0	435	281	340
75	285	270	339
100	268	257	317
125	248	247	331
150	241	247	329
175	237	247	329
200	227	229	324
300	217	224	322

30

## 【0096】

その結果、第3表に示すように、MAK33-IgG1/IgG1 Poly未添加の状態でのHAMA血清タイプI中のsIL-2Rの測定値は435U/mLであるが、MAK33-IgG1/IgG1 Polyの添加濃度依存的に測定値が低下し、添加濃度125μg/mL以上でsIL-2Rの測定値がほぼ一定となった。

40

また、MAK33-IgG1/IgG1 Polyを300μg/mLまで添加しても正常人血清の測定値が変動しておらず、300μg/mLまでのMAK33-IgG1/IgG1 Poly添加は測定系に影響を及ぼさないことが確認された。

## 【0097】

これらの結果より、酵素標識化抗体溶液にMAK33-IgG1/IgG1 Polyを125μg/mL以上添加することでHAMA血清タイプIによる非特異反応を十分に抑制できることが判明した。

また、MAK33-IgG(2b)/Fab(2a) Polyの添加効果を第4表に示す。

## 【0098】

50

## 【表 4】

第 4 表

MAK33-IgG(2b)/Fab(2a) Poly ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	sIL-2R 測定値 (U/mL)		
	HAMA I	HAMA II	正常人血清
0	556	176	343
5	516	175	355
50	348	175	356
100	235	171	345

10

## 【0099】

第 4 表に示されているように、MAK33-IgG(2b)/Fab(2a) Poly を MAK33-IgG1/IgG1 Poly の代わりに用いた場合でも、同様に、HAMA 血清タイプ I 中の sIL-2R の測定値が低下した。

このことから、IgG1 だけでなく、その他のサブタイプの IgG 重合体を添加することでも HAMA 血清タイプ I による非特異反応を抑制できることが判明した。

## 【実施例 4】

## 【0100】

HAMA 血清検体中の sIL-2R の測定 (1)

実施例 1 で調製したフラクション 40~46 の酵素標識化抗体を標識化抗体希釈液 (150 mmol/L 塩化ナトリウム、10% FBS、0.2% NP-40、100  $\mu\text{g}/\text{mL}$  マウス IgG、200  $\mu\text{g}/\text{mL}$  MAK33-IgG1/IgG1 Poly、0.2% プロキセル GXL、10% POD 安定化緩衝液および 0.16  $\mu\text{g}/\text{mL}$  POD を含有する 75 mmol/L MES 緩衝液、pH 6.5) により希釈して調製した酵素標識化抗体溶液を用いて、実施例 1 (5) の方法と同様により、HAMA 血清タイプ I (Lot. 90643637) および HAMA 血清タイプ II (Lot. 92069840) 中の sIL-2R を測定した。以下、上記で調製した酵素標識化抗体溶液、および実施例 1 (4) に記載の方法で用いる酵素標識化抗体溶液以外の試薬 (参考例 3 で調製した固相化プレート、実施例 1 (4) の標準物質溶液、洗浄液、OPD 溶液および反応停止液) をまとめて、「実施例 4 の試薬」とよぶ。以下に実施例 4 の試薬の組成を記載する。

30

## 【0101】

実施例 4 の試薬

抗 sIL-2R 抗体固定化プレート：4  $\mu\text{g}/\text{mL}$  KTM-302 抗体を 100  $\mu\text{L}$  ウェルで固相化した 8 ウェル  $\times$  12 ストリップの 96 ウェルマイクロタイタープレート

標準物質溶液：0 U/mL、200 U/mL、400 U/mL、1600 U/mL、3200 U/mL、6400 U/mL の sIL-2R をそれぞれ含む標準物質溶液 (150 mmol/L 塩化ナトリウム、4% BSA、1% サッカロースおよび 0.01% バイオエースを含有する 10 mmol/L リン酸緩衝液、pH 7.5)

酵素標識化抗体溶液：所定量 (24~140 ng/mL) の実施例 1 のフラクション 40~46 の POD 標識化抗体を含む標識化抗体希釈液 (150 mmol/L 塩化ナトリウム、10% FBS、0.2% NP-40、100  $\mu\text{g}/\text{mL}$  マウス IgG、200  $\mu\text{g}/\text{mL}$  MAK33-IgG1/IgG1 Poly、0.2% プロキセル GXL、10% POD 安定化緩衝液および 0.16  $\mu\text{g}/\text{mL}$  POD を含有する 75 mmol/L MES 緩衝液、pH 6.5)

40

洗浄液：150 mmol/L 塩化ナトリウム、0.05% ツイーン 20 を含有する 10 mmol/L リン酸緩衝液、pH 6.8

OPD 溶液：2 mg/mL OPD、0.75 g/L 尿素過酸化水素塩、0.01% プロクリン 300 を含有する 100 mmol/L リン酸-クエン酸緩衝液、pH 4.4

反応停止液：1 mol/L 硫酸

また、別にイムライズ IL-2R (DPC 社製) を用いた各血清中の sIL-2R の測

50

定も行った。結果を表5表に示す。

【0102】

【表5】

第5表

試薬	sIL-2R 測定値 (U/mL)	
	HAMA 血清タイプI	HAMA 血清タイプII
イムライズ IL-2R	408	906
実施例4の試薬	200	219

10

【0103】

その結果、イムライズ IL-2R のキットを用いた測定よりも、HAMA 血清中の sIL-2R が低く、HAMA の非特異反応を十分に抑制できていることが示唆された。

【実施例5】

【0104】

HAMA を含む検体の sIL-2R の測定 (2)

正常人血清に HAMA 血清を量を変えて添加した検体の sIL-2R を測定し、HAMA の濃度が測定値に及ぼす影響を調べた。

まず、検体の調製に用いる HAMA 血清タイプ I (Lot. 90643656)、HAMA 血清タイプ II (Lot. 92069858) および正常人血清 (F41489B) を試料とし、各試料の sIL-2R を実施例4の試薬を用いて測定し、また HAMA を HAMA 測定用サンドイッチ ELISA キットであるイムストリップ HAMA フラグメント (ImmuSTRIP HAMA Fragment) [イムノメディクス (Immunomedics) 社製] を用いて測定した。それぞれの測定結果、および検体の調製には5倍濃縮した HAMA 血清 (以下、5×HAMA 血清とよぶ) を用いるので、5×HAMA 血清の sIL-2R および HAMA の濃度の理論値 (理論値 = 測定値 × 5) を第6表に示した。

20

【0105】

【表6】

第6表

試料	sIL-2R (U/mL)		HAMA (μg/mL)	
	測定値	5×HAMA 血清の理論値	測定値	5×HAMA 血清の理論値
HAMA 血清タイプI	260.5	1302.7	26.1	130.5
HAMA 血清タイプII	275.5	1377.7	12.5	62.5
正常人血清	266.0	—	0.0	—

30

【0106】

5×HAMA 血清 (タイプ I またはタイプ II) と正常人血清とを 1:1、1:2 および 1:4 でそれぞれ混合したものを試料として、各試料の sIL-2R を実施例4の試薬およびイムライズ IL-2R を用いて測定した。一方、上記で求めた 5×HAMA 血清および正常人血清の sIL-2R 濃度と試料の血清の混合比とから計算される、各試料の sIL-2R の理論値を求め、さらに各試料の sIL-2R の理論値に対する測定値の比から、測定値への影響率 (%) を求めた。各試料の HAMA の濃度も sIL-2R の理論値と同様にして計算により求めた。

40

5×HAMA 血清と正常人血清の混合比が 1:a の場合の sIL-2R の理論値  

$$= (5 \times \text{HAMA 血清の sIL-2R 濃度 (理論値)} + \text{正常人血清の sIL-2R 濃度} \times a) / (1 + a)$$
 影響率 (%) =  $[(\text{sIL-2R 濃度の測定値} / \text{sIL-2R 濃度の理論値}) \times 100] - 100$

50

第7表に実施例4の試薬を用いた場合、第8表にイムライズIL-2Rを用いた場合それぞれの、各試料中のHAMAの濃度、sIL-2R濃度の理論値と測定値、影響率を示した。

【0107】

【表7】

第7表 実施例4の試薬での測定

試料			sIL-2R		
HAMA 血清	血清の混合比 5×HAMA:正常人	HAMA ( $\mu\text{g/mL}$ )	理論値 (U/mL)	測定値 (U/mL)	測定値への 影響率
HAMA 血清 タイプI	1:4	26.1	473.3	514.1	8.6%
	1:2	43.5	611.6	660.4	8.0%
	1:1	65.3	784.3	837.0	6.7%
HAMA 血清 タイプII	1:4	12.5	488.3	511.5	4.7%
	1:2	20.8	636.6	663.0	4.2%
	1:1	31.1	821.9	847.3	3.1%

10

【0108】

【表8】

第8表 イムライズIL-2Rでの測定

試料			sIL-2R		
HAMA 血清	血清の混合比 5×HAMA:正常人	HAMA ( $\mu\text{g/mL}$ )	理論値 (U/mL)	測定値 (U/mL)	測定値への 影響率
HAMA 血清 タイプI	1:4	26.1	504.5	709.0	40.5%
	1:2	43.5	637.6	890.0	39.6%
	1:1	65.3	803.8	1040.0	29.4%
HAMA 血清 タイプII	1:4	12.5	519.5	1150.0	121.3%
	1:2	20.8	662.6	1630.0	146.0%
	1:1	31.1	841.4	2200.0	161.5%

20

30

【0109】

HAMA血清タイプIに関して、実施例4の試薬で測定した場合は、HAMA濃度が $65.3\mu\text{g/mL}$ （市販HAMA血清タイプIに含まれるHAMAの2.5倍）まで上昇しても測定値への影響率は10%以下であるが、イムライズIL-2Rで測定した場合は、測定値への影響率が30~40%でありHAMAの影響を受けることが判明した。また、HAMA血清タイプIIに関して、実施例4の試薬で測定した場合は、HAMA濃度が $31.1\mu\text{g/mL}$ （市販HAMA血清タイプIIに含まれるHAMAの2.5倍）まで上昇しても測定値への影響率は5%以下であるが、イムライズIL-2Rで測定した場合は、測定値への影響率が120~160%でありHAMAの影響を大きく受けることが判明した。これらの結果からも、イムライズIL-2RではHAMAによる非特異反応の抑制が不十分であるが、実施例4の試薬は、HAMAによる非特異反応を十分に抑制できていることが示唆された。

40

【実施例6】

【0110】

sIL-2R測定キット

下記の各試薬からなる試薬キットを構成した。

50

## 1) 抗sIL-2R抗体固定化プレート

4  $\mu\text{g}/\text{mL}$  KTM-302抗体を100  $\mu\text{L}/\text{ウェル}$ で固相化した8ウェル $\times$ 12ストリップの96ウェルマイクロタイタープレート

## 2) 酵素標識化抗体

組成：所定量(24~140  $\text{ng}/\text{mL}$ )の実施例1のフラクション40~46のPOD標識化抗体を含む標識化抗体希釈液(150  $\text{mmol}/\text{L}$ 塩化ナトリウム、10%FBS、0.2%NP-40、100  $\mu\text{g}/\text{mL}$ マウスIgG、200  $\mu\text{g}/\text{mL}$  MAK33-IgG1/IgG1 Poly、0.2%プロキセルGXL、10%POD安定化緩衝液および0.16  $\mu\text{g}/\text{mL}$  PODを含有する75  $\text{mmol}/\text{L}$  MES緩衝液、pH 6.5)

10

容量：6  $\text{mL}/\text{ボトル}$

## 3) 標準物質

0  $\text{U}/\text{mL}$ 、200  $\text{U}/\text{mL}$ 、400  $\text{U}/\text{mL}$ 、1600  $\text{U}/\text{mL}$ 、3200  $\text{U}/\text{mL}$ 、6400  $\text{U}/\text{mL}$ のsIL-2Rをそれぞれ含む標準物質溶液(150  $\text{mmol}/\text{L}$ 塩化ナトリウム、4%BSA、1%サッカロースおよび0.01%バイオエースを含有する10  $\text{mmol}/\text{L}$ リン酸緩衝液、pH 7.5) 0.5  $\text{mL}/\text{バイアル}$ 相当の凍結乾燥品

## 4) 検体希釈液

組成：150  $\text{mmol}/\text{L}$ 塩化ナトリウム、4%BSA、1%サッカロース、0.2%プロキセルGXLおよび20  $\mu\text{g}/\text{mL}$ マウスIgGを含有する10  $\text{mmol}/\text{L}$ リン酸緩衝液(pH 7.45)

20

容量：6  $\text{mL}/\text{ボトル}$ 。

## 5) 発色基質

OPDタブレット(シグマーアルドリッチ社製) 10  $\text{mg}/\text{錠}\times 6$

## 6) 発色基質溶解液

組成：0.75  $\text{g}/\text{L}$ 尿素過酸化水素塩および0.1%プロクリン300を含有する100  $\text{mmol}/\text{L}$ リン酸-クエン酸緩衝液(pH 4.4)

容量：30  $\text{mL}/\text{ボトル}$

## 7) 反応停止液

組成：1  $\text{mol}/\text{L}$ 硫酸

容量：6  $\text{mL}/\text{ボトル}$

30

## 8) 洗浄液

150  $\text{mmol}/\text{L}$ 塩化ナトリウムおよび0.05%ツイーン20を含有する10  $\text{mmol}/\text{L}$ リン酸緩衝液(pH 6.8)

## 【実施例7】

## 【0111】

PODに反応する抗体に起因する非特異反応の抑制

## (1) HAMA以外の原因による非特異反応を示す検体

ヒトの血清である検体Aを、検体希釈液(50  $\text{mmol}/\text{L}$ 塩化ナトリウム、4%B SA、1%サッカロース、0.2%プロキセルGXLおよび20  $\mu\text{g}/\text{mL}$ マウスIgGを含有する10  $\text{mmol}/\text{L}$ リン酸緩衝液、pH 7.45)で1/1、1/4、1/8に希釈し、それぞれのsIL-2Rの濃度を実施例4の試薬で測定した。第9表に、測定値および測定値と希釈率とから求めた検体原液のsIL-2Rの計算値を示した。検体原液のsIL-2R計算値が希釈率によって異なっていて、希釈直線性が不良であり、非特異反応が生じていることが判明した。

40

## 【0112】

## 【表 9】

第 9 表

希釈率	sIL-2R 測定値 (U/mL)	検体原液の sIL-2R 計算値 (U/mL)
1/1	11794	11794
1/4	2169	8676
1/8	486	3888

## 【0113】

10

検体Aの非特異反応の原因がHAMAであるかどうかを確認するため、検体Aに含まれるHAMAの濃度を、HAMA測定キットであるHAMA ELISA（ロシュ・ダイアグノスティックス社製）を用いて測定した。結果を第10表に示したが、HAMA血清タイプI、HAMA血清タイプIIでは、高濃度のHAMAが検出されたが、検体AのHAMA値は定量限界である5 ng/mLを下回っており、HAMAの存在が否定された。したがって、検体Aの非特異反応は、HAMA以外の原因によるものと考えられた。

## 【0114】

【表 10】

第 10 表

20

試料	HAMA 測定値 (ng/mL)
検体A	3.5
HAMA 血清タイプI	3603
HAMA 血清タイプII	18033

## 【0115】

30

## (2) 検体Aの非特異反応の抑制

検体Aを検体希釈液で1/2、1/4、1/6、1/11、1/21、1/31に希釈し、以下に示す構成からなる、過ヨウ素酸法で標識されたPOD標識抗体を用いたsIL-2R測定試薬（以下、sIL-2R測定試薬Bとよぶ）を用いてsIL-2Rを測定し、測定値と希釈率から検体原液のsIL-2Rの計算値を求めた。なお、sIL-2R測定試薬Bは酵素標識化抗体溶液以外は実施例4の試薬と同じ構成であり、そのPOD標識抗体は、ゲルろ過による抗体の分離はされていない。

## 【0116】

## sIL-2R測定試薬B

抗sIL-2R抗体固定化プレート：4 μg/mL KTM-302抗体を100 μL/ウェルで固相化した8ウェル×12ストリップの96ウェルマイクロタイタープレート

40

標準物質溶液：0 U/mL、200 U/mL、400 U/mL、1600 U/mL、3200 U/mL、6400 U/mLのsIL-2Rをそれぞれ含む標準物質溶液（150 mmol/L塩化ナトリウム、4% BSA、1% サッカロースおよび0.01% バイオエースを含有する10 mmol/Lリン酸緩衝液、pH 7.5）

酵素標識化抗体溶液：所定量（24~140 ng/mL）の過ヨウ素酸法で標識されたPOD標識化抗体を含む標識化抗体希釈液（150 mmol/L塩化ナトリウム、10% FBS、0.2% NP-40、20 μg/mL マウスIgG、0.2% プロキセルGXL、10% POD安定化緩衝液および0.16 μg/mL POD）を含有する10 mmol/Lリン酸緩衝液、pH 7.5）

洗浄液：150 mmol/L塩化ナトリウム、0.05% ツイーン20を含有する10 m

50

mol/Lリン酸緩衝液、pH 6.8

OPD溶液：2mg/mL OPD、0.75g/L尿素過酸化水素塩、0.01%プロ  
クリン300を含有する100mmol/Lリン酸-クエン酸緩衝液、pH 4.4

反応停止液：1mol/L硫酸

【0117】

一方、検体Aをマウス血清で1/2、1/4、1/8と希釈し、実施例4の試薬を用い  
てsIL-2Rの測定を行う非特異反応吸収試験の結果、検体Aに含まれるsIL-2R  
の理論値は3624U/mLと計算された。上記および(1)の実施例4の試薬を用いた  
場合の各希釈率での検体原液のsIL-2Rの計算値について、理論値3624U/mL  
に対する比を求め、sIL-2R測定値、検体原液のsIL-2R計算値とともに、第1  
1表(実施例4の試薬を用いた場合)および第12表(sIL-2R測定試薬Bを用いた  
場合)に示した。

10

【0118】

【表11】

第11表

希釈率	測定値	検体原液のsIL-2R 計算値(U/mL)	計算値の理論値3624U/mL に対する比(%)
1/1	11794	11794	325
1/4	2169	8676	239
1/8	486	3888	107

20

【0119】

【表12】

第12表

希釈率	測定値	検体原液のsIL-2R 計算値(U/mL)	計算値の理論値3624U/mL に対する比(%)
1/2	10657	21314	588
1/4	8623	34492	952
1/6	1233	7398	204
1/11	413	4543	125
1/21	177	3717	103
1/31	119	3689	98

30

【0120】

同じ希釈率1/4の検体の測定値で比較した場合に、実施例4の試薬と比べ、sIL-  
2R測定試薬Bでの測定値は約4倍の値を示した。また、実施例4の試薬は1/8の希釈  
率で非特異反応の影響がほぼなくなるのに対し、sIL-2R測定試薬Bでは、1/11  
の希釈率でも理論値に対し125%の値の非特異反応が見られ、ほぼ非特異反応の影響を  
なくすためには1/21~1/31の希釈が必要であった。一般的に、過ヨウ素酸法によ  
り抗体と酵素を結合させると、重合化したハイコンジュゲートな標識抗体となることが報  
告されている(石川榮治著「酵素免疫測定法」1987年、医学書院発行)。したがって  
、sIL-2R測定試薬Bで使用している過ヨウ素酸法で標識されたPOD標識抗体は、  
抗体とPODの結合数が1:4や1:5のように抗体1分子当たりのPOD結合数が高い  
ものや、抗体とPODの結合数が2:2、2:3および3:1のような抗体が重合したも  
のが含まれていると考えられる。

40

【0121】

以上から、実施例1のフラクシオン40~46のPOD標識化抗体、すなわち抗体とP  
ODの結合数がそれぞれ1:1および1:2であるPOD標識抗体を用いた実施例4の試

50

薬は、HAMA以外の原因による非特異反応に対しても効果的に抑制することが示された。

【0122】

(3) 検体Aの非特異反応における不活性化したパーオキシダーゼの効果

200  $\mu$ g/mL MAK33-IgG Polyまたは400  $\mu$ g/mL Inactive Poly-PODを添加した酵素標識化抗体希釈液を用いた実施例4の試薬により、1/4希釈した検体Aおよびコントロール血清II（ヒト正常人血清にsIL-2Rを添加したもの）のsIL-2Rを測定した。対照として実施例4の試薬でも測定を行った。結果を第13表に示した。なお、コントロール血清IIに含まれるsIL-2RはsIL-2R測定試薬Bによる測定で2154 U/mLであり、1/4希釈した検体AのsIL-2Rの理論値は906 U/mL（3624 U/mL  $\times$  1/4）と計算された。

【0123】

【表13】

第13表

標識化抗体希釈液	sIL-2R 測定値(U/mL)	
	1/4 希釈 検体 A	コントロール血清 II
実施例4の試薬	2022	2213
+MAK33-IgG Poly	1034	2176
+Inactive Poly-POD	736	2276
sIL-2R 理論値	906	2154

【0124】

実施例4の試薬に、200  $\mu$ g/mL MAK33-IgG Polyまたは400  $\mu$ g/mL inactive Poly-PODを添加しても、コントロール血清IIの測定値が変化しないことから、測定系への影響はないと考えられた。


1/4希釈した検体Aの実施例4の試薬によるsIL-2R測定値は2022 U/mLであり、理論値と比べると非特異反応が認められるが、標識化抗体希釈液にMAK33-IgG PolyまたはInactive Poly-PODを添加することにより、理論値付近まで測定値が低下し、非特異反応がさらに抑制されていた。特に、Inactive Poly-PODを添加により非特異反応がほぼ完全に抑制されていることから、PODと反応する抗体に起因する非特異反応が存在していることが判明した。実施例4の試薬は、検体Aの非特異反応、すなわちPODに反応する抗体に起因する非特異反応を抑制することができ、さらに不活性化したPODを共存させることで、抗POD抗体に起因する非特異反応を十分に抑制することができた。

【産業上の利用可能性】

【0125】

本発明により、病態モニタリングや疾患の診断などに有用な試料中の測定対象物の免疫学的定量方法および定量試薬、ならびに、免疫学的定量方法における非特異的反応の抑制方法が提供される。

【 1】



## 【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2005/010882
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl. <sup>7</sup> G01N33/543, 33/53, 33/531		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl. <sup>7</sup> G01N33/543, 33/53, 33/531		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2001-183375 A (Tosoh Corp.), 06 July, 2001 (06.07.01), Claims 1, 4; Par. Nos. [0004], [0008], [0016] (Family: none)	1-6, 8, 10, 12-18, 20, 22, 24-30, 32, 34 7, 9, 11, 19, 21, 23, 31, 33, 35
Y	JP 8-23560 B2 (Boehringer Mannheim GmbH.), 06 March, 1996 (06.03.96), Claim 6; page 2, right column, lines 16 to 37 & EP 0331068 A & US 4914040 A	7, 19, 31
Y	JP 5-188055 A (Takeda Chemical Industries, Ltd.), 27 July, 1993 (27.07.93), Claims 1, 2 (Family: none)	9, 21, 33
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 11 July, 2005 (11.07.05)		Date of mailing of the international search report 26 July, 2005 (26.07.05)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/010882

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 62-70761 A (The United States of America), 01 April, 1987 (01.04.87), Claims (1), (2), (5) & EP 0202975 A                      & US 4707443 A	11, 23, 35

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2005/010882
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. <sup>7</sup> G01N33/543, 33/53, 33/531		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. <sup>7</sup> G01N33/543, 33/53, 33/531		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国実用新案登録公報 1996-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年		
国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用了用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2001-183375 A (東ソー株式会社) 2001.07.06 【請求項1】、【請求項4】、【0004】、【0008】、【0016】 (ファミリーなし)	1-6, 8, 10, 12-18, 20, 22, 24-30, 32, 34
Y		7, 9, 11, 19, 21, 23, 31, 33, 35
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 11.07.2005	国際調査報告の発送日 26.7.2005	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 加々美 一恵 電話番号 03-3581-1101 内線 3252	2J 3312

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2005/010882

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 8-23560 B2 (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼ ルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング) 1996. 03. 06 【請求項6】、2ページ右欄16行~37行 & EP 0331068 A & US 4914040 A	7, 19, 31
Y	JP 5-188055 A (武田薬品工業株式会社) 1993. 07. 27 【請求項1】、【請求項2】 (ファミリーなし)	9, 21, 33
Y	JP 62-70761 A (アメリカ合衆国) 1987. 04. 01 特許請求の範囲 (1) (2) (5) & EP 0202975 A & US 4707443 A	11, 23, 35

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 鈴木 恵美子

静岡県駿東郡長泉町南一色字上山地600番1 協和メデックス株式会社 協和メデックス研究所  
内

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

【公報種別】 特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】 第6部門第1区分  
 【発行日】 平成20年7月17日(2008.7.17)

【国際公開番号】 W02005/121795  
 【年通号数】 公開・登録公報2008-014  
 【出願番号】 特願2006-514609(P2006-514609)

【国際特許分類】  
 G 0 1 N 33/543 (2006.01)  
 G 0 1 N 33/53 (2006.01)  
 G 0 1 N 33/531 (2006.01)

【F I】  
 G 0 1 N 33/543 5 4 5 J  
 G 0 1 N 33/53 P  
 G 0 1 N 33/543 5 4 5 S  
 G 0 1 N 33/531 B

【手続補正書】  
 【提出日】 平成20年6月2日(2008.6.2)

【手続補正1】  
 【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水性媒体中、測定対象物に特異的に結合する第1の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体を用いて試料中の測定対象物を定量する免疫学的定量法において、第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2、1:3および2:1である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程および免疫複合体の酵素活性を測定する工程を含むことを特徴とする非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法。

【請求項2】

第1の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第2の抗体に分離手段が結合している抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含む請求項1記載の免疫学的定量方法。

【請求項3】

第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1、1:2および1:3である請求項1または2記載の免疫学的定量方法。

【請求項4】

第1の抗体と酵素の結合数がそれぞれ1:1および1:2である請求項1または2記載の免疫学的定量方法。

【請求項5】

第1の抗体が、Fc部分を除去した抗体である請求項1～4のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【請求項6】

非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である請求項1～5のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【請求項7】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、I g G 重合体および／または I g G を共存させる請求項 1～6 のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【請求項 8】

I g G 重合体および／または I g G が、マウス I g G 重合体および／またはマウス I g G である請求項 7 記載の免疫学的定量方法。

【請求項 9】

非特異的反応が、標識酵素に反応する抗体に起因する反応である請求項 1～5 のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【請求項 10】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、該酵素標識化抗体の標識に用いる酵素と同じ酵素を不活性化した酵素を共存させる請求項 1～9 のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【請求項 11】

酵素がペルオキシダーゼである請求項 1～10のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【請求項 12】

測定対象物が、可溶性インターロイキン-2 受容体である請求項 1～11のいずれかに記載の免疫学的定量方法。

【請求項 13】

測定対象物に特異的に結合する第 1 の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体であって、第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1、1 : 2、1 : 3 および 2 : 1 である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を含有することを特徴とする非特異的反応が抑制された測定対象物の免疫学的定量方法に用いる試薬。

【請求項 14】

第 1 の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第 2 の抗体に分離手段が結合している抗体を含有する請求項 13 記載の試薬。

【請求項 15】

酵素活性測定用試薬を含有する請求項 13 または 14 記載の試薬。

【請求項 16】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1、1 : 2 および 1 : 3 である請求項 13～15 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 17】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1 および 1 : 2 である請求項 13～15 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 18】

第 1 の抗体が、F c 部分を除去した抗体である請求項 13～17 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 19】

非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である請求項 13～18 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 20】

I g G 重合体および／または I g G を含む請求項 13～19 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 21】

I g G 重合体および／または I g G が、マウス I g G 重合体および／またはマウス I g G である、請求項 20 記載の試薬。

【請求項 22】

非特異的反応が、標識酵素に対する抗体に起因する反応である請求項 13～18 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 23】

酵素標識化抗体の標識に用いる酵素と同じ酵素を不活性化した酵素を含む請求項 1 3 ~ 2 2 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 4】

酵素がペルオキシダーゼである請求項 1 3 ~ 2 3 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 5】

測定対象物が、可溶性インターロイキン-2 受容体である請求項 1 3 ~ 2 4 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 6】

さらに、水性媒体、金属イオン、塩類、糖類、界面活性剤、防腐剤、タンパク質、タンパク質安定化剤からなる群より選ばれる一つまたは複数の物質を含有する請求項 1 3 ~ 2 5 のいずれかに記載の試薬。

【請求項 2 7】

測定対象物に特異的に結合する第 1 の抗体に酵素が標識として結合している酵素標識化抗体を用いて試料中の測定対象物を定量する免疫学的定量方法において、第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1、1 : 2、1 : 3 および 2 : 1 である酵素標識化抗体からなる群より選ばれる一つまたは複数の酵素標識化抗体のみを実質的に含有する酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含むことを特徴とする、測定対象物の免疫学的定量方法における非特異的反応の抑制方法。

【請求項 2 8】

第 1 の抗体が結合する測定対象物の抗原決定部位とは異なる抗原決定部位に特異的に結合する第 2 の抗体に分離手段が結合している抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程を含む請求項 2 7 記載の抑制方法。

【請求項 2 9】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1、1 : 2 および 1 : 3 である請求項 2 7 または 2 8 記載の抑制方法。

【請求項 3 0】

第 1 の抗体と酵素の結合数がそれぞれ 1 : 1 および 1 : 2 である請求項 2 7 または 2 8 記載の抑制方法。

【請求項 3 1】

第 1 の抗体が、Fc 部分を除去した抗体である請求項 2 7 ~ 3 0 のいずれかに記載の抑制方法。

【請求項 3 2】

非特異的反応が、ヒト抗マウス抗体に起因する反応である請求項 2 7 ~ 3 1 のいずれかに記載の抑制方法。

【請求項 3 3】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、IgG 重合体/または IgG を共存させる請求項 2 7 ~ 3 2 のいずれかに記載の抑制方法。

【請求項 3 4】

IgG 重合体/または IgG が、マウス IgG 重合体/またはマウス IgG である請求項 3 3 記載の抑制方法。

【請求項 3 5】

非特異的反応が、標識酵素に反応する抗体に起因する反応である請求項 2 7 ~ 3 1 のいずれかに記載の抑制方法。

【請求項 3 6】

酵素標識化抗体を試料に反応させ測定対象物との免疫複合体を形成させる工程に、該酵素標識化抗体の標識に用いる酵素と同じ酵素を不活性化した酵素を共存させる請求項 2 7 ~ 3 5 のいずれかに記載の抑制方法。

【請求項 3 7】

酵素がペルオキシダーゼである請求項 2 7 ~ 3 6 のいずれかに記載の方法。

【請求項 3 8】

測定対象物が、可溶性インターロイキン-2受容体である請求項27~37のいずれかに記載の抑制方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0033】

標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体が特に好ましく、酵素標識化抗体が混合物であるときは、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体の、全標識化抗体に対する分子数の割合が50%以上が好ましく、70%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。

このような酵素標識化抗体は、前述のグルタルアルデヒド法、過ヨウ素酸法、マレイミド法、ピリジル・ジスルフィド法などで第1の抗体と酵素とを結合させたあと、多数の酵素が結合した第1の抗体、未反応の酵素および抗体を、例えばイオン交換クロマトグラフィー法、ゲル濾過カラムクロマトグラフィー法、疎水クロマトグラフィー法などの方法やこれらの方法を組み合わせた方法などを用いて除去することにより調製することができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0046】

#### 18. 不活性化した酵素

本発明における不活性化した酵素としては、本発明の測定対象物の免疫学的定量方法に用いる酵素標識化抗体の標識に用いている酵素と同じ酵素、すなわち同じ生物由来で同じ酵素活性の酵素を不活性化したものであればよい。例えば、免疫学的定量方法においてPOD標識化抗体を用いている場合は、該PODを不活性化したものを用い、アルカリフォスファターゼ標識化抗体を用いている場合は、該アルカリフォスファターゼを不活性化したものを用いる。不活性化した酵素は、担体や抗体に結合したものでよいが、この場合の抗体は測定対象物や抗体と反応しないものである必要がある。不活性化とは、非特異反応の原因となる標識酵素に反応する抗体との反応性は保ちながら、本発明の免疫学的定量方法に關与する酵素活性を完全または実質的に欠失させることをいい、加熱処理、酸またはアルカリによる変性処理、プロテアーゼによる酵素消化、凍結融解等の処理、これらを組み合わせた処理により行うことができる。例えばPODでは100~125℃で10~60分間処理することにより不活性化PODを得ることができる。不活性化したPODとしては、Inactive Poly-POD (ロシュ・ダイアグノスティクス社製) があげられる。不活性化したアルカリフォスファターゼとしては、Scavenger-ALP (オリエンタル酵母社製) などがあげられる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0049

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0049】

酵素標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体が特に好ましく、酵素標識化抗体が混合物であるときは、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体の、全標識化抗体に対する分子数の割合が50%以上が好ましく、70%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。

具体的な定量方法としては、例えばサンドイッチ法、競合法などがあげられるが、サンドイッチ法が好ましい。サンドイッチ法としては、例えば1ステップ法、ディレイ1ステップ法、2ステップ法などがあげられる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0055

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0055】

酸化カップリング発色型色原体は、過酸化水素およびペルオキシダーゼなどの過酸化活性物質の存在下、2つの化合物が酸化的カップリングして色素を生成する物質である。2つの化合物の組み合わせとしては、カプラーとアニリン類（トリンダー試薬）との組み合わせ、カプラーとフェノール類との組み合わせなどがあげられる。カプラーとしては、例えば4-アミノアンチピリン（4-AA）、3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラゾンなどがあげられる。アニリン類としては、N-(3-スルホプロピル)アニリン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3-メチルアニリン（TOOS）、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメチルアニリン（MAOS）、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン（DAOS）、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3-メチルアニリン（TOPS）、N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン（HDAOS）、N,N-ジメチル-3-メチルアニリン、N,N-ジ(3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3-メトキシアニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)アニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン、N-(3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン、N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3,5-ジメチルアニリン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3-メトキシアニリン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)アニリン、N-エチル-N-(3-メチルフェニル)-N'-サクシニルエチレンジアミン（EMSE）、N-エチル-N-(3-メチルフェニル)-N'-アセチルエチレンジアミン、N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-4-フルオロ-3,5-ジメトキシアニリン（F-DAOS）などがあげられる。フェノール類としては、フェノール、4-クロロフェノール、3-メチルフェノール、3-ヒドロキシ-2,4,6-トリヨード安息香酸（HTIB）などがあげられる。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0057

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0057】

発光法によりペルオキシダーゼ活性を測定する方法としては、例えばペルオキシダーゼとその基質である過酸化水素および発光物質の組み合わせとを反応させ、生成した発光の強度を測定する方法などがあげられる。当該発光物質としては、例えばルミノールなどがあげられる。

酵素がアルカリ性ホスファターゼである場合には、例えば発光法などにより免疫複合体中のアルカリ性ホスファターゼ活性を測定することができる。発光法によりアルカリ性ホスファターゼ活性を測定する方法としては、例えばアルカリ性ホスファターゼとその基質とを反応させ、生成した発光の発光強度を発光強度計などで測定する方法などがあげられる。アルカリ性ホスファターゼの基質としては、例えば3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3'-ホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・二ナトリウム塩（AMP PD）、2-クロロ-5-{4-メトキシスピロ[1,2-ジオキ

セタン-3, 2'- (5'-クロロ) トリシクロ (3. 3. 1. 1<sup>3</sup> · 7) デカン] -4-イル} フェニルホスフェート・二ナトリウム塩 (CDP-Star<sup>TM</sup>)、3- {4-メトキシスピロ [1, 2-ジオキセタン-3, 2'- (5'-クロロ) トリシクロ (3. 3. 1. 1<sup>3</sup> · 7) デカン] -4-イル} フェニルホスフェート・二ナトリウム塩 (CSPD<sup>TM</sup>)、[10-メチル-9 (10H) -アクリジニルイデン] フェノキシメチルリン酸・二ナトリウム塩 (Lumigen<sup>TM</sup> APS-5) などがあげられる。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0063

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0063】

酵素標識化抗体としては、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体が特に好ましく、酵素標識化抗体が混合物であるときは、第1の抗体と酵素の結合数が1:1または1:2である酵素標識化抗体の、全標識化抗体に対する分子数の割合が50%以上が好ましく、70%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。

专利名称(译)	免疫测定方法和试剂，其中非特异性反应受到抑制		
公开(公告)号	<a href="#">JPWO2005121795A1</a>	公开(公告)日	2008-04-10
申请号	JP2006514609	申请日	2005-06-14
[标]申请(专利权)人(译)	协和梅迪克斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	协和メデックス株式会社		
[标]发明人	守田和樹 鵜澤耕治 鈴木恵美子		
发明人	守田 和樹 鵜澤 耕治 鈴木 恵美子		
IPC分类号	G01N33/543 G01N33/53 G01N33/531 G01N33/535 G01N33/58		
CPC分类号	G01N33/535 G01N33/5306 G01N33/54393 G01N33/581 G01N2333/55		
FI分类号	G01N33/543.545.J G01N33/53.P G01N33/543.545.S G01N33/531.B		
代理人(译)	岩桥幸		
优先权	2004176288 2004-06-14 JP		
其他公开文献	JP4866724B2 JPWO2005121795A5		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

一种用于免疫学地测定非特异性反应被抑制的分析物的方法，该方法包括以下步骤：使结合有酶的酶标记抗体作为标记与特异性结合分析物的第一抗体反应所述样品在水性介质中形成分析物和酶标记抗体的免疫复合物，所述酶标记抗体实质上仅含有一种或多种酶标记抗体，所述酶标记抗体选自具有第一抗体与酶的结合比分别为1：1,1：2,1：3和2：1，并测量免疫复合物的酶活性。

第1表

フラクション番号	sIL-2R 測定値(U/mL)		
	HAMA 血清タイプI	HAMA 血清タイプII	正常人血清
32	16142	1005	230
33	3688	259	270
34	1881	196	266
35	1502	176	290
36	913	158	280
37	662	144	284
38	508	144	284
39	435	135	311
40	367	142	310
41	326	129	321
42	272	133	322
43	287	134	325
44	301	134	332
45	310	137	322
46	286	148	346