

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2015-83970

(P2015-83970A)

(43) 公開日 平成27年4月30日(2015.4.30)

(51) Int.Cl.		F I			テーマコード (参考)
GO 1 N 33/53	(2006.01)	GO 1 N 33/53		M	4 B O 6 3
C 1 2 Q 1/06	(2006.01)	C 1 2 Q 1/06			4 B O 6 5
C 1 2 N 5/078	(2010.01)	C 1 2 N 5/00	2 O 2 J		

審査請求 未請求 請求項の数 16 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号	特願2014-190001 (P2014-190001)	(71) 出願人	506137147 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネ ジメント株式会社 東京都文京区小石川四丁目6番10号
(22) 出願日	平成26年9月18日 (2014.9.18)	(74) 代理人	100088155 弁理士 長谷川 芳樹
(31) 優先権主張番号	特願2013-195367 (P2013-195367)	(74) 代理人	100128381 弁理士 清水 義憲
(32) 優先日	平成25年9月20日 (2013.9.20)	(74) 代理人	100126653 弁理士 木元 克輔
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	深水 昭吉 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立 大学法人筑波大学内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化合物の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法

(57) 【要約】

【課題】本発明の課題は、細胞接着抑制剤および細胞浸潤抑制剤の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法を提供することにある。

【解決手段】Proximity Ligation Assay法を用いた、 $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用を簡便に検出できる細胞アッセイ系を新たに構築し、1-プロピル-4-[2-(3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン 塩酸塩および1-シクロプロピルメチル-4-[2-(3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン メタンスルホン酸塩の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測することが可能となった。

【選択図】なし


【特許請求の範囲】

【請求項 1】


化合物の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法であって、
 患者由来の細胞における、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程と、
 測定された阻害度を指標として、化合物に対する患者の感受性を判断する工程と、
 患者の感受性を指標として、化合物の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する工程と、
 を含み、
 化合物は下記の化合物 A または B であり、
 患者は炎症性疾患もしくは自己免疫疾患に罹患している、または罹患していると疑われる
 ものである、
 方法。

10

【化 1】



化合物 A



化合物 B

20

化合物 A：1-プロピル-4-[2-(3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン 塩酸塩

化合物 B：1-シクロプロピルメチル-4-[2-(3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン メタンスルホン酸塩

30

【請求項 2】

相互作用の阻害度の測定方法が、Proximity Ligation Assay 法である、請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

Proximity Ligation Assay 法において、一次抗体として異種動物から得られた、抗ヒトインテグリン抗体と抗ヒトカルレチキュリン抗体を使用する、請求項 2 記載の方法。

【請求項 4】

Proximity Ligation Assay 法において、一次抗体として抗ヒトインテグリンウサギ抗体と抗ヒトカルレチキュリンマウス抗体を使用する、請求項 3 記載の方法。

40

【請求項 5】

化合物が化合物 A である、請求項 1～4 のいずれか一項記載の方法。

【請求項 6】

化合物が化合物 B である、請求項 1～4 のいずれか一項記載の方法。

【請求項 7】

細胞が白血球である、請求項 1～6 のいずれか一項記載の方法。

【請求項 8】

細胞が、炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、リウマチ関節炎、乾癬、多発性硬化症、喘息またはアトピー性皮膚炎の患者由来の白血球である、請求項 1～6 のいずれか一項記載の方法。

50

【請求項 9】

細胞が、炎症性腸疾患の患者由来の白血球である、請求項 1 ～ 6 のいずれか一項記載の方法。

【請求項 10】

細胞が、潰瘍性大腸炎またはクローン病の患者由来の白血球である、請求項 1 ～ 6 のいずれか一項記載の方法。

【請求項 11】

α 4 - インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程の前に、赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を得る工程であって、患者から採取された全血を溶血処理し、白血球を固定化し、遠心操作により白血球画分を単離する工程を含む、請求項 7 ～ 10 のいずれか一項記載の方法。

10

【請求項 12】

α 4 - インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程の前に剥離防止処理されたスライドガラス上に赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を塗布した塗沫標本を作製する工程を含む、請求項 11 記載の方法。

【請求項 13】


炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、リウマチ関節炎、乾癬、多発性硬化症、喘息またはアトピー性皮膚炎に罹患している患者の化合物に対する感受性の検査の指標とするために、α 4 - インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する方法であって、

20


患者由来の白血球における α 4 - インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を Proximity Ligation Assay 法で測定する工程を含み、

化合物は下記の化合物 A または B である、
方法。

【化 2】



化合物 A



化合物 B

30

化合物 A : 1 - プロピル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン 塩酸塩

40

化合物 B : 1 - シクロプロピルメチル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン メタンスルホン酸塩

【請求項 14】

患者が炎症性腸疾患に罹患している患者である請求項 13 記載の方法。

【請求項 15】

α 4 - インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を Proximity Ligation Assay 法で測定する工程の前に、赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を得る工程であって、患者から採取された全血を溶血処理し、白血球を固定化し、遠心操作により白血球画分を単離する工程を含む、請求項 13 または 14 記載の方法。

50

【請求項 16】

$\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を Proximity Ligation Assay 法で測定する工程の前に、剥離防止処理されたスライドガラス上に赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を塗布した塗沫標本を作製する工程を含む、請求項 15 記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、化合物の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法に関するものである。本発明は、より詳細には、細胞における $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用の阻害度を指標として細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法に関するものである。

10

【背景技術】

【0002】

炎症反応においては、好中球やリンパ球等に代表される白血球の浸潤像が炎症部位に認められる。白血球の浸潤とは、好中球やリンパ球等の白血球が、サイトカイン、ケモカイン、リピッド及び補体等によって惹起され活性化することにより、IL-1 や TNF α などのサイトカインにより活性化した血管内皮細胞とローリング (rolling) 又はテターリング (tethering) と呼ばれる相互作用を行い、血管内皮細胞と接着 (adhesion) した後、血管外及び周辺組織に遊走することである。

20

【0003】

以下に記すように、様々な炎症性疾患及び自己免疫疾患と白血球の接着または浸潤との関連性が報告されている。これらのことから細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制作用を有する化合物がそれらの治療または予防剤となりうることを期待できる。

(1) 炎症性腸疾患 (潰瘍性大腸炎、クローン病など) の治療または予防剤 (非特許文献 1, 2, 3 参照)

(2) 過敏性腸症候群の治療または予防剤 (非特許文献 4 参照)

(3) リウマチ関節炎の治療または予防剤 (非特許文献 5 参照)

(4) 乾癬の治療または予防剤 (非特許文献 6 参照)

(5) 多発性硬化症の治療または予防剤 (非特許文献 7 参照)

30


(6) 喘息の治療または予防剤 (非特許文献 8 参照)

(7) アトピー性皮膚炎の治療または予防剤 (非特許文献 9 参照)

【0004】

細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤として、下記の化合物に代表される 1, 2-ジ(環式基)置換ベンゼン化合物が知られている (特許文献 1、特許文献 2 参照)。

【化 1】



40

化合物A

化合物B

化合物 A : 1 - プロピル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン 塩酸塩

50

化合物 B : 1 - シクロプロピルメチル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン メタンスルホン酸塩

【 0 0 0 5 】

これらの化合物は、1) α インテグリンの共通保存配列である K X G F F K R とカルレティキュリンを用いた cell free binding assay 系、および 2) NMR 解析により、カルレティキュリンを標的分子とし、インテグリン - カルレティキュリン細胞内相互作用を阻害することにより、リンパ球および好中球双方の細胞接着・浸潤を抑制し、炎症性腸疾患などの動物モデルにおいて薬効を示すことが明らかとなった (非特許文献 10 参照) 。

【 0 0 0 6 】

ところで、細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤の効果を投与前に予測すること、細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤の効果のある濃度を決定すること、細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤の投与スケジュールを決定すること、細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤の効果のある患者を選択することは、細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤を用いた治療を効率よく進め、患者の QOL 向上に貢献するために、非常に有用である。また、細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤の効果を投与前に予測することは、治療を受ける患者にとって無効な薬剤の投与の回避、副作用の軽減などを可能とするために、非常に有益であり、かつ重要事項である。しかしながら、細胞接着抑制剤または細胞浸潤抑制剤の効果を投与前に予測する方法等については、有効な方法は、未だ見つかっていない。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 7 】

【 特許文献 1 】 国際公開第 2 0 0 5 / 0 6 3 7 0 5 号

【 特許文献 2 】 国際公開第 2 0 0 6 / 0 6 8 0 5 8 号

【 非特許文献 】

【 0 0 0 8 】

【 非特許文献 1 】 *Inflammatory Bowel Disease* (*N. Engl. J. Med.* , 347 : 417 - 429 (2002))

【 非特許文献 2 】 *Natalizumab for active Crohn's disease* (*N. Engl. J. Med.* , 348 : 24 - 32 (2003))

【 非特許文献 3 】 潰瘍性大腸炎の活動期における顆粒球吸着療法 (日本アフエレス学会雑誌 18 : 117 - 131 (1999))

【 非特許文献 4 】 *A role for inflammation in irritable bowel syndrome* (*Gut.* , 51 : i41 - i44 (2002))

【 非特許文献 5 】 *Rheumatoid arthritis* (*Int. J. Biochem Cell Biol.* , 36 : 372 - 378 (2004))

【 非特許文献 6 】 *Psoriasis* (*Lancet* , 361 : 1197 - 1204 (2003))

【 非特許文献 7 】 *New and emerging treatment options for multiple sclerosis* (*Lancet Neurology* , 2 : 563 - 566 (2003))

【 非特許文献 8 】 *The role of T lymphocytes in the pathogenesis of asthma* (*J. Allergy Clin. Immunol.* , 111 : 450 - 463 (2003))

【 非特許文献 9 】 *The molecular basis of lymphocyte recruitment to the skin* (*J. Invest. Dermatol.* , 121 : 951 - 962 (2003))

【 非特許文献 10 】 大黒理勝 学位論文 カルレティキュリンインテグリン相互作用抑制に基づく新規炎症性腸疾患治療剤 E 6 0 0 7 の創出 <https://www.tulii>

10

20

30

40

50

ps.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/106194/1/A5383.pdf

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明の課題は、細胞接着抑制剤および細胞浸潤抑制剤である、化合物 A および B の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法を提供することにある。


【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明者らは、上記事情に鑑み、鋭意研究を行った結果、白血球の接着および浸潤に起因する種々の炎症性疾患及び自己免疫疾患において、 $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用を簡便に検出できる新たな細胞アッセイ系を構築することで、細胞接着抑制剤および細胞浸潤抑制剤である、化合物 A および B の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法を見出し、本発明を完成した。すなわち本発明は、以下の [1] ~ [16] を提供する。

[1] 化合物の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法であって、患者由来の細胞における、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程と、測定された阻害度を指標として、化合物に対する患者の感受性を判断する工程と、患者の感受性を指標として、化合物の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する工程と、を含み、化合物は下記の化合物 A または B であり、患者は炎症性疾患もしくは自己免疫疾患に罹患している、または罹患していると疑われるものである、方法。

【化 2】



化合物 A

化合物 B

化合物 A : 1 - プロピル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン 塩酸塩

化合物 B : 1 - シクロプロピルメチル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン メタンスルホン酸塩

[2] 相互作用の阻害度の測定方法が、Proximity Ligation Assay 法 (以下、PLA 法と略す) である、[1] 記載の方法。

[3] Proximity Ligation Assay 法において、一次抗体として異種動物から得られた、抗ヒトインテグリン抗体と抗ヒトカルレチキュリン抗体を使用する、[2] 記載の方法。

[4] PLA 法において、一次抗体として抗ヒトインテグリンウサギ抗体と抗ヒトカルレチキュリンマウス抗体を使用する、[3] 記載の方法。

[5] 化合物が化合物 A である、[1] ~ [4] のいずれか記載の方法。

[6] 化合物が化合物 B である、[1] ~ [4] のいずれか記載の方法。

[7] 細胞が白血球である、[1] ~ [6] のいずれか記載の方法。

[8] 細胞が、炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、リウマチ関節炎、乾癬、多発性硬化症、喘息またはアトピー性皮膚炎の患者由来の白血球である、[1] ~ [6] のいずれか記載

の方法。

[9] 細胞が、炎症性腸疾患の患者由来の白血球である、[1] ~ [6] のいずれか記載の方法。


[1 0] 細胞が、潰瘍性大腸炎、クローン病の患者由来の白血球である、[1] ~ [6] のいずれか記載の方法。

[1 1] $\alpha 4$ - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程の前に、赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を得る工程であって、患者から採取された全血を溶血処理し、白血球を固定化し、遠心操作により白血球画分を単離する工程を含む、[7] ~ [1 0] のいずれか記載の方法。

[1 2] $\alpha 4$ - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程の前に剥離防止処理されたスライドガラス上に赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を塗布した塗沫標本を作製する工程を含む、[1 1] 記載の方法。

[1 3] 炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、リウマチ関節炎、乾癬、多発性硬化症、喘息またはアトピー性皮膚炎に罹患している患者の化合物に対する感受性の検査の指標とするために、 $\alpha 4$ - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する方法であって、患者由来の白血球における $\alpha 4$ - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度をProximity Ligation Assay法で測定する工程を含み、化合物は下記の化合物AまたはBである、方法。

【化3】



化合物A

化合物B

化合物A：1 - プロピル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン 塩酸塩

化合物B：1 - シクロプロピルメチル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン メタンスルホン酸塩

[1 4] 患者が炎症性腸疾患に罹患している患者である [1 3] 記載の方法。

[1 5] $\alpha 4$ - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度をProximity Ligation Assay法で測定する工程の前に、赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を得る工程であって、患者から採取された全血を溶血処理し、白血球を固定化し、遠心操作により白血球画分を単離する工程を含む、[1 3] または [1 4] 記載の方法。

[1 6] $\alpha 4$ - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度をProximity Ligation Assay法で測定する工程の前に、剥離防止処理されたスライドガラス上に赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を塗布した塗沫標本を作製する工程を含む、[1 5] 記載の方法。


【0011】

本発明は、さらに、以下の [P 1] ~ [P 1 1] 及び [P 1 2 '] ~ [P 1 3 '] を提供する。


[P 1] 化合物が抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い患者を選択する方法であって、患者由来の細胞における、 $\alpha 4$ - インテグリンとカルレティキュリンとの相互

作用に対する化合物の阻害度を測定する工程と、測定された阻害度を指標として化合物に対する患者の感受性を判断する工程と、患者の感受性を指標として、化合物が抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い患者として選択する工程を含み、化合物は下記の化合物 A または B であり、患者は炎症性疾患もしくは自己免疫疾患に罹患している、または罹患していると疑われるものである、方法。

【化 4】



化合物 A



化合物 B

10


化合物 A：1 - プロピル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン 塩酸塩

20


化合物 B：1 - シクロプロピルメチル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン メタンスルホン酸塩

[P 2] 患者に対して抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い化合物の投与量を決定する方法であって、患者由来の細胞における、 $\alpha 4$ - インテグリンとカルレチキニンとの相互作用に対する化合物阻害度を測定する工程と、測定された阻害度を指標として、化合物に対する患者の感受性を判断する工程と、患者の感受性を指標として、患者に対して抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い化合物の投与量を決定する工程と、を含み、化合物は下記の化合物 A または B であり、患者は炎症性疾患もしくは自己免疫疾患に罹患している、または罹患していると疑われるものである、方法。

【化 5】



化合物 A



化合物 B

30

40

化合物 A：1 - プロピル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン 塩酸塩


化合物 B：1 - シクロプロピルメチル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン メタンスルホン酸塩。

[P 3] 患者に対して抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い化合物の投与スケジュールを決定する方法であって、患者由来の細胞における、 $\alpha 4$ - インテグリンとカルレチキニンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程と、測定された阻害度を指標として、化合物に対する患者の感受性を判断する工程と、患者の感受性を指標

50

として、患者に対して抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い化合物の投与スケジュールを決定する工程と、を含み、化合物は下記の化合物 A または B であり、患者は炎症性疾患もしくは自己免疫疾患に罹患している、または罹患していると疑われるものである、方法。

【化 6】



化合物 A

化合物 B

化合物 A：1 - プロピル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン 塩酸塩

化合物 B：1 - シクロプロピルメチル - 4 - [2 - (3 , 3 , 5 , 5 - テトラメチルシクロヘキシル) フェニル] ピペラジン メタンスルホン酸塩。

[P 4] 相互作用の阻害度の測定方法が、Proximity Ligation Assay 法 (以下、PLA 法と略す) である、[P 1] ~ [P 3] のいずれか記載の方法。

[P 5] PLA 法において、一次抗体として異種動物から得られた、抗ヒトインテグリン抗体と抗ヒトカルレチキュリン抗体を、好ましくは、一次抗体として抗ヒトインテグリンウサギ抗体と抗ヒトカルレチキュリンマウス抗体を使用する、[P 4] 記載の方法。

[P 6] 化合物が化合物 A である、[P 1] ~ [P 5] のいずれか記載の方法。

[P 7] 化合物が化合物 B である、[P 1] ~ [P 5] のいずれか記載の方法。

[P 8] 細胞が白血球である、[P 1] ~ [P 7] のいずれか記載の方法。

[P 9] 細胞が、炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、リウマチ関節炎、乾癬、多発性硬化症、喘息またはアトピー性皮膚炎の患者由来の白血球である、[P 1] ~ [P 7] のいずれか記載の方法。

[P 10] 細胞が、炎症性腸疾患の患者由来の白血球である、[P 1] ~ [P 7] のいずれか記載の方法。

[P 11] 細胞が、潰瘍性大腸炎、クローン病の患者由来の白血球である、[P 1] ~ [P 7] のいずれか記載の方法。

[P 12 '] $\alpha 4$ - インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程の前に、赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を得る工程であって、患者から採取された全血を溶血処理し、白血球を固定化し、遠心操作により白血球画分を単離する工程を含む、[P 8] ~ [P 11] のいずれか記載の方法。

[P 13 '] $\alpha 4$ - インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用に対する化合物の阻害度を測定する工程の前に剥離防止処理されたスライドガラス上に赤血球画分を含まない固定化された白血球画分を塗布した塗沫標本を作製する工程を含む、[P 12 '] 記載の方法。

【発明の効果】

【0012】

PLA 法を用いた、 $\alpha 4$ - インテグリン - カルレチキュリン相互作用を簡便に検出できる細胞アッセイ系を新たに構築することにより、化合物の抗炎症効果または免疫抑制効果を予測する方法、化合物が抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い患者を選択する方法、患者に対して抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い化合物の投

10

20

30

40

50

与量を決定する方法、患者に対して抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い化合物の投与スケジュールを決定する方法を確立した。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】インサイチューPLA (in situ PLA) を組み合わせた免疫蛍光共焦点顕微鏡観察の結果を表す図である。核は、Hoechst 33258を用いて対比染色した(青; 上段)。Jurkat細胞内における、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの物理的な相互作用を非常に特異性高く検出することができる(赤色; 上段及び中段)。化合物Aは、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用を阻害する一方、化合物Cは、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用を阻害しなかつた。スケールバーは、 $10\mu\text{m}$ 。化合物A: 1-プロピル-4-[2-(3, 3, 5, 5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン。化合物C: 1-シクロプロピルメチル-4-フェニルピペラジン 塩酸塩。

10

【図2】インサイチューPLA (in situ PLA) を組み合わせた共焦点レーザーキャン顕微鏡観察の結果を表す図である。核は、Hoechst 33342を用いて対比染色した(青)。ヒト末梢血白血球における、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの物理的な相互作用を非常に特異性高く検出することができる(赤色)。化合物Aは、PMA刺激により亢進する $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用を阻害する。

【図3】インサイチューPLA (in situ PLA) を組み合わせた共焦点レーザーキャン顕微鏡観察の画像を画像解析ソフトにより解析した結果を表すグラフである。化合物Aは、PMA刺激により亢進する $\alpha 4$ -インテグリンとカルレチキュリンとの相互作用を阻害する。

20

【発明を実施するための形態】

【0014】

$\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレチキュリン

本発明で用いる $\alpha 4$ -インテグリンは、インテグリンファミリーの一つである。インテグリンは細胞膜貫通受容体タンパク質で細胞接着因子の一つである。本受容体は、 α 鎖と β 鎖が1:1のヘテロ2量体を形成する。現在、 α 鎖18種類、 β 鎖8種類が同定されている。 $\alpha 4$ インテグリンは、 $\beta 1$ あるいは $\beta 7$ と対となり、細胞接着因子VCAM-1と結合することが知られている。

30

【0015】

本発明で用いるカルレチキュリンは、 Ca^{2+} イオンを中和したり、新規に合成されたタンパク質や糖タンパク質のフォールディングに関与したりするタンパク質である。

【0016】

本発明で用いる $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレチキュリンは、相互作用することで細胞、特に白血球が刺激され、白血球の浸潤が促進され、ひいては炎症が惹起される。従って、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレチキュリンの相互作用を抑制すれば、白血球が刺激されることがなく、白血球の浸潤が抑制され、ひいては炎症が抑制されと考えられる。

40

【0017】

細胞

本発明で用いる細胞は、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレチキュリンの相互作用が測定できる細胞であれば特に限定されないが、好ましくは白血球である。より好ましくは、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎またはクローン病)、過敏性腸症候群、リウマチ関節炎、乾癬、多発性硬化症、喘息またはアトピー性皮膚炎の患者由来の白血球である。

【0018】

$\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレチキュリンの相互作用およびその阻害度の測定方法

細胞接着抑制または細胞浸潤抑制作用を有する化合物AまたはBを投与したのち、 $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用抑制に基づく、それらの抗炎症効果または

50

免疫抑制効果を確認する方法としてはいくつかのアッセイ方法が考えられる。例えば、1) 特許文献1の試験例1に記載された、固相化されたヒトフィブロネクチンに単離された白血球をホルボールミスチン酸酢酸 (phorbol myristate acetate 以下PMAと略す) 存在下添加し、細胞内の酵素活性に基づく吸光度変化から接着細胞数を測定する方法、2) 特許文献1の試験例2に記載された単離された末梢血好中球を蛍光標識し、固相化されたヒト内皮細胞に、PMA存在下添加し、その蛍光強度から接着細胞数を測定する方法、3) 電気泳動によってタンパク質を分離し膜に転写後、標的タンパク質に対する抗体で検出するウェスタンブロッティング法、4) 標的タンパク質と抗体とが特異的に結合し、不溶化して沈殿する反応を利用し標的タンパク質を検出する免疫沈降法、5) 免疫沈降法によって、標的タンパク質と相互作用する別のタンパク質との複合体を回収、測定する共免疫沈降法、6) さらに共免疫沈降法の応用として、タグ付き標的タンパク質を用い、タグと担体との結合を利用して複合体を回収するプルダウン法、7) 生きた細胞内でのタンパク質間相互作用を調べるため、標的タンパク質をそれぞれ異なる蛍光タンパク質 (主に、シアン色蛍光タンパク質、黄色蛍光タンパク質など) に連結した融合タンパク質を細胞に発現させ、近接した蛍光分子間の励起エネルギーの移動を利用する蛍光共鳴エネルギー移動法 (Fluorescence resonance energy transfer method: 以下FRET法と略す)、そして8) Duolink in situ PLATM (Olink Bioscience社 登録商標) 法により2種類のタンパク質の相互作用のシグナルを増幅して検出する方法などがある。

10

20

【0019】

上記、1) ないし7) 記載の測定方法について、 $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用を簡便に検出できる細胞アッセイ系の構築を試みた。

1) および2) については、全血を使用した場合、全血に占める白血球の割合が少ないため、アッセイ系の構築には至らなかった。3)、4)、5) および6) は、いずれも細胞抽出物を用いたアッセイ法である。うち、3)、4) および5) については、タンパク質間、すなわち $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用が弱く、また $\alpha 4$ -インテグリンに結合しているカルレチキュリンの量が少ないせい、アッセイ系の構築には至らなかった。6) については、カルレチキュリンの量を増やすことにより、 $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用を検出することはできたが、手技的に全血を用いたアッセイには適さないものと思われる。7) については、採取した血液から白血球を単離するために多段階かつ時間を要し、採血直後の細胞の状況を正確に反映できないおそれがある。即ち、上記1) ないし7) 記載の測定方法では、 $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用抑制に基づくアッセイ系の構築には好ましくない方法であることが分かった。

30

【0020】

そこで、PLA法を用い、種々条件検討することにより、内在性の $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用を細胞レベルで可視化することに成功した。このことは、全血を用いてその相互作用を検出できる可能性を示唆している。本アッセイ系を用いることにより、炎症性腸疾患などの患者の重症度のレベリングや細胞接着抑制または細胞浸潤抑制作用を有する化合物AまたはBの効きやすい患者の選別、あるいは化合物AまたはBの投与量や投与間隔 (投与スケジュール) の予測が期待できる。すなわち、本発明者等は、種々のアッセイ系の中からPLA法が $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用抑制に基づく、それらの抗炎症効果または免疫抑制効果を確認する方法として好ましい方法であることを見出した。

40

【0021】

PLA法は、Olink Bioscience社が開発した、1分子レベルでの標的タンパク質を特異的に検出する増感技術である (<http://www.sigmaaldrich.com/japan/lifescience/proteomics/duolink.html>)。PLA法を用い、 $\alpha 4$ -インテグリン-カルレチキュリン相互作用を検出する新たな細胞アッセイ系の構築を、下記の4つの工程にお

50

いて説明する。

【0022】

なお、本発明においては、浮遊細胞である白血球をタイプIコラーゲンでコートしたディッシュに貼り付けることにより、測定を行う。

【0023】

1) 一次抗体と二次抗体の結合

サンプル(白血球の接着したディッシュ)を、ウシ胎児血清を用いてブロッキングした後、標的タンパク質、すなわち $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンを、それぞれを特異的に認識する免疫動物の異なる一次抗体をサンプルとインキュベーションする。すなわち、相互作用する、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンの2種類のタンパク質それぞれに対する一次抗体を作用させる。 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンはヒト $\alpha 4$ -インテグリンおよびヒトカルレティキュリンであることが好ましい。また、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンは、それぞれ全長またはそのフラグメントを用いることができる。あるいは、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンのアミノ酸配列に基づき合成したものをを用いることができる。また、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンに対する一次抗体は、モノクローナル抗体でもポリクローナル抗体でも良いが、モノクローナル抗体が好ましい。これらの抗体は、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンをそれぞれマウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウサギ、ネコ、イヌ、ブタ、ヤギあるいはウシ等の哺乳動物に免疫して得ることができる。必要に応じて遺伝子組換え技術を用いて製造され得るキメラモノクローナル抗体、ヒト型モノクローナル抗体およびヒト抗体であってもよい。ただし、ヒト $\alpha 4$ -インテグリンおよびヒトカルレティキュリンに対する免疫動物は異なっている必要がある。好ましくは、 $\alpha 4$ -インテグリンにはウサギの一次抗体を、カルレティキュリンにはマウスの一次抗体を、それぞれ作用させる。

次に、一次抗体の種類に応じた二次抗体のセットを作用させる。二次抗体は核酸で修飾されており、2種類の二次抗体が近接した場合に、修飾核酸がライゲーション反応を起こし、環状構造が形成されるよう設計されている。このような二次抗体として、デュオリンク インサイチュー PLA プローブを利用することが可能である。より具体的には、一次抗体として、 $\alpha 4$ -インテグリンにウサギ抗体を、カルレティキュリンにマウス抗体を利用する場合、二次抗体として、デュオリンク インサイチュー PLA プローブ ウサギ PLUS (Duolink In Situ PLATM (Olink Bioscience社 登録商標) probe Rabbit PLUS) およびデュオリンク インサイチュー PLA プローブ マウス MINUS (Duolink In Situ PLATM (Olink Bioscience社 登録商標) probe Mouse MINUS) を利用することができる。

【0024】

2) PLAプローブのハイブリダイズとライゲーション反応

サンプルに、リガーゼおよび2種類のオリゴヌクレオチドプローブを添加し、インキュベーションすることで、二次抗体の修飾核酸に環状構造を形成させる。 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンが相互作用して複合体を形成すると、二次抗体同士が近接(約40nm)するため、ライゲーション反応が生じ、環状構造が形成される。一方、 $\alpha 4$ -インテグリンおよびカルレティキュリンの相互作用が阻害され複合体が形成されない場合は、二次抗体同士が近接しないため、ライゲーション反応が生じない。インキュベーションの条件は、特に限定されないが、好ましくは、30~40 で10~60分、より好ましくは、37 で30分である。

【0025】

3) 伸長反応と標識プローブのハイブリダイズ

次に、サンプルに、ポリメラーゼおよび蛍光標識したオリゴヌクレオチドプローブを添加し、インキュベーションすることで、環状構造に沿って一本鎖の核酸が伸長される(ローリングサークル型増幅法; RCA法)。伸長させる核酸すなわち二次抗体を修飾する核

酸には、特定のリピート配列が組み込まれるようになっており、蛍光標識したオリゴヌクレオチドは、リピート配列に対してハイブリダイズするように設計されている。インキュベーションの条件は、特に限定されないが、好ましくは、30～40 で60～180分、より好ましくは、37 で120分である。

【0026】

4) 封入剤処理と解析

サンプルを封入剤で処理した後、蛍光顕微鏡、好ましくは共焦点顕微鏡でカルレティキュリンと $\alpha 4$ -インテグリンとの相互作用を解析する。この際、核染色のため、DAPI染色またはヘキスト染色を行ってもよい。Duolink In Situ Mounting Medium with DAPIを用いることが可能である。

10

【0027】

$\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物AまたはBの阻害度

上記PLA法を用いた、細胞における $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物AまたはBの阻害度は、蛍光顕微鏡（好ましくは共焦点顕微鏡）を用いて測定することができる。上記PLA法では、相互作用の強弱は蛍光強度の強弱として表される。したがって、化合物AまたはBの添加により低下した蛍光強度の割合を、相互作用に対する化合物AまたはBの阻害度として表すことができる。例えば、相互作用の阻害度が、好ましくは10%以上、更に好ましくは30%以上、より好ましくは50%以上、特に好ましくは70%以上、最も好ましくは90%以上である場合、患者を高感受性であると判断し得る。

20

【0028】

予測または決定する方法

炎症性腸疾患（特に潰瘍性大腸炎もしくはクローン病）、過敏性腸症候群、リウマチ関節炎、乾癬、多発性硬化症、喘息、アトピー性皮膚炎などの白血球の接着および浸潤に起因する種々の炎症性疾患及び自己免疫疾患を有するまたは疑われる患者に、化合物AまたはBを投与したのち、経時的に採血を行う。その後、PLA法により、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する阻害を確認しその程度を測定するとともに、各疾患における、化合物AまたはBに対する感受性を予測することが可能である。化合物AまたはBに高感受性であると判断されれば、これらの化合物を投与することは、種々の炎症性疾患又は自己免疫疾患の治療に有効であると予測することができる。化合物AまたはBに低感受性であると判断されれば、これらの化合物を投与することは、種々の炎症性疾患又は自己免疫疾患の治療に好ましくないと予測することができる。

30

【0029】

また、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物AまたはBの阻害度を測定し、その阻害度を指標にすることで化合物AまたはBが抗炎症効果または免疫抑制効果を示す可能性が高い患者を選択することができる。化合物AまたはBに高感受性であると判断されれば、これらの化合物を投与することは、種々の炎症性疾患又は自己免疫疾患の治療に有効であると予測することができる。化合物AまたはBに低感受性であると判断されれば、これらの化合物を投与することは、種々の炎症性疾患又は自己免疫疾患の治療に好ましくないと予測することができる。

40

【0030】

また、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物AまたはBの阻害度を測定し、その阻害度を指標にすることで化合物AまたはBの投与量を決定することができる。阻害度が十分であると判断されれば、化合物AまたはBの投与量は満たされていると判断することができる。阻害度が十分でないと判断されれば、化合物AまたはBの投与量を増加することが好ましいと判断することができる。

【0031】

さらに、 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用に対する化合物AまたはBの阻害度を測定し、その阻害度を指標にすることで化合物AまたはBの投与間隔（投

50

与スケジュール)を決定することができる。阻害度が十分であると判断されている期間であれば、化合物AまたはBの投与間隔を維持してもよいと判断することができる。阻害度が十分でないと判断された期間であれば、化合物AまたはBの投与間隔を短くすることが好ましいと判断することができる。なお、各判断する工程においては、医師による診断行為を除くことが好ましい。

【0032】

化合物AおよびB

化合物A(1-プロピル-4-[2-(3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン 塩酸塩)および化合物B(1-シクロプロピルメチル-4-[2-(3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン メタンスルホン酸塩)については、それぞれ国際公開第2005/063705号の実施例31、および国際公開第2006/068058号の実施例1記載の合成方法により入手できる。

10

【0033】

白血球画分の塗沫標本の作製

患者由来の細胞として白血球を利用する場合、患者から採取された全血を溶血処理し、白血球を固定化し、遠心操作により白血球画分を単離し、単離した白血球画分を用いて塗沫標本を作製することが好ましい。全血の塗沫標本を作製後に固定化処理すると、白血球がスライドガラスから剥落しやすくなるからである。また、全血から白血球を単離する場合、密度勾配遠心法を利用する方法が一般的であるが、密度勾配遠心法は白血球の単離に数時間を要する。インテグリンの活性化は一過性の現象であることが広く知られており、採血から数時間かけて単離した白血球では、患者体内におけるインテグリンの状態を正確に反映されない可能性がある。そこで、より短時間で白血球を単離する方法として、全血を溶血処理し、白血球を固定化し、遠心操作により白血球画分を単離する方法が好ましい。この方法に適した市販の試薬として、例えば、1-step Fix/Lyse溶液(eBioscience社)、Whole Blood Lysing Reagent Kit(Beckman Coulter社)、IntraPrep(Beckman Coulter社登録商標)、WBLyse(Advanced Targeting Systems社)が挙げられ、中でも1-step Fix/Lyse溶液が好ましい。より具体的には、採取直後の全血1mLに、1x1-step Fix/Lyse溶液(1%パラホルムアルデヒド(以下、PFAと略す)含有)を10mL添加し、4で24時間保存後に遠心操作(500xg、5分)することで、赤血球画分を含まない固定化処理された白血球画分を単離することが可能である。

20

30

【0034】

こうして得られた白血球画分は、剥離防止処理されたスライドガラス上に塗布し、塗沫標本を作製することが好ましい。剥離防止処理されていないスライドガラスを用いて塗沫標本を作製すると、白血球がスライドガラスから剥落しやすくなるからである。剥離防止処理されたスライドガラスとしては、例えば、松浪硝子工業(株)製の剥離防止用スライドガラス(MAS-GP type A コートおよびフロンティアコート)が塗沫標本の支持能に優れており、白血球が剥落しにくい強固な塗沫標本を作製できる。塗沫標本の作製方法は特に限定されず、引きガラス法(ウェッジ法)、クラッシュ法(押し潰し法)、手伸ばし法、フィルター法及び自動遠心塗沫法(サイトスピン法、オートスメア法など)が挙げられ、好ましくは自動遠心塗沫法である。

40

【0035】

細胞膜透過処理

次に、塗沫標本中の白血球を、界面活性剤などの細胞膜透過処理剤で処理を行い、抗体等のPLA法に必要な試薬が白血球の細胞内に入りやすくする。細胞膜透過処理剤としては、例えば、TweenTM 20、サポニン、ジギトニン、ロイコパーム(LeucopermTM ABD社 登録商標)、TritonTM X-100、NP-40が挙げられ、好ましくはTritonTM X-100である。より具体的には、100%工

50

タノール（室温 10分）、100%メタノール（室温 10分）及び0.01% TritonTM X-100（室温 20分）の各溶液で順次、白血球の細胞膜透過処理を行う。

引き続き、抗カルレティキュリン抗体及び抗 $\alpha 4$ インテグリン抗体を添加し、PLA法を実施する。PLA法に使用できる市販の試薬として、Duolink in situ PLATM（Olink Bioscience社 登録商標）及びDuolink In situ-FluorescenceTM（SIGMA-ALDRICH社製）が挙げられる。PLA法による $\alpha 4$ -インテグリン-カルレティキュリン相互作用を検出するアッセイ系は上述の通りである。

【実施例】

10

【0036】

以下に実施例を掲げて詳細に説明するが、本発明は、これに限定されない。

【0037】


化合物A（1-プロピル-4-[2-(3,3,5,5-テトラメチルシクロヘキシル)フェニル]ピペラジン）は、国際公開第2005/063705号の実施例31の記載の方法に従って合成した。化合物C（1-シクロプロピルメチル-4-フェニルピペラジン 塩酸塩）は、下記の方法で合成した。化合物Aは国際公開第2005/063705号に記載されている通り、細胞接着抑制または細胞浸潤抑制作用を有するが、化合物Cはそのような作用を有しない。

【0038】

20

1-(シクロプロピルメチル)-4-フェニルピペラジン 塩酸塩

【化7】



1-フェニルピペラジン（300mg, 1.85mmol）、シクロプロパンカルボキサルデヒド（195mg, 2.78mmol）、および酢酸（0.1mL）をテトラヒドロフラン（7mL）に溶解した。この混合溶液に、水素化トリアセトキシホウ素ナトリウム（1.18g, 5.55mmol）を攪拌下に加えた。室温で2時間攪拌した後に、炭酸カリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。この有機層を濃縮し、得られた残渣をNH-シリカゲルで精製（ヘプタン-酢酸エチル）することにより、1-(シクロプロピルメチル)-4-フェニルピペラジン394mgを得た（収率98%）。

30

なお、NH-シリカゲルは、プロピルアミンコーティングが施された富士シリシア化学社製のChromatorex-NHシリカゲルをいう。

¹H-NMR（400MHz, CDCl₃） δ : 0.12-0.16（m, 2H）, 0.52-0.57（m, 2H）, 0.87-0.95（m, 1H）, 2.32（d, J=6.8Hz, 2H）, 2.69-2.71（m, 4H）, 3.22-3.25（m, 4H）, 6.83-6.87（m, 1H）, 6.92-6.96（m, 2H）, 7.24-7.29（m, 2H）。

40

1-(シクロプロピルメチル)-4-フェニルピペラジン（394mg）を酢酸エチルに溶解し、4N-塩化水素 酢酸エチル溶液（0.463mL, 1.85mmol）を加えた。これにヘプタンを加え、生成した固体をろ別し、真空乾燥することで、1-(シクロプロピルメチル)-4-フェニルピペラジン 塩酸塩437mgを得た（収率93%）。

MS m/e（ESI）217（MH⁺）。

【0039】

（実施例1）

Duolink in situ PLATM（Olink Bioscience社 登録商標）を用いた $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンの細胞内相互作用の検出お

50

よび化合物 A または C によるその阻害の検出

【0040】

実施例 (1a) 一次抗体の結合

0.3 mg/mL コラーゲン (Type I - C、新田ゼラチン社製) でコーティングした 35 mm φ ガラスボトムディッシュ (MATSUMAMI 社製) に、10% 非働化牛胎児血清 (テルモ社製)、2% (w/v) L-グルタミン (Sigma 社製)、100 units/mL ペニシリン - 100 μg/mL ストレプトマイシン (Sigma 社製) を含む RPMI 1640 培地 (WAKO 社製) に懸濁した Jurkat 細胞を 1×10^6 個/well になるよう 2 mL/well 添加した。これに直ちに、100% エタノール (WAKO 社製) で 2 mM に希釈した化合物 A または C を 5 μL/well 添加し、続いてジメチルスルホキシド (Sigma 社製) で調製した 20 μg/mL PMA (Sigma 社製) を 1 μL/well 添加後、ディッシュを 37 °C で 12 時間、5% CO₂ インキュベーター内で保温した。保温後、ディッシュから上清を除去し、2 mL の Hanks' Balanced Salt Solution (以下 HBSS と略す。GIBCO 社製) で 3 回洗浄し、そこへ 3.7% ホルムアルデヒド水溶液 (WAKO 社製) を含む HBSS を 200 μL/well 添加し、室温で 30 分間固定した。固定後、2 mL の HBSS で 2 回洗浄し、0.1% TritonTM X-100 (Sigma 社製) を含む HBSS を 200 μL/well 添加し、室温で 5 分間透過処理した。2 mL の HBSS で 3 回洗浄し、そこへ氷冷した 100% のメタノール (WAKO 社製) を 1 mL/well 添加して、-20 °C で 10 分間固定した。固定後、ディッシュから上清を除去し、2 mL の HBSS で 2 回洗浄し、これに 3% 牛胎児血清 (BSA、WAKO 社製) を含む Tris-buffered saline with tween 20 (以下 TBST と略す。Sigma 社製) を 2 mL/well 添加し、室温で 1 時間保温した。ディッシュから上清を除去後、2 mL の HBSS で 2 回洗浄し、0.3% BSA/TBST で 2 μg/mL と 4 μg/mL にそれぞれ希釈した抗ヒト α4 - インテグリンウサギ抗体 (MILLIPORE 社製) と抗ヒトカルレティキュリンマウス抗体 (SANTA CRUZ 社製) を 70 μL/well 添加して、4 °C で 1 晩静置させた。

【0041】

実施例 (1b) PLA プロブへの二次抗体の結合

翌日、ディッシュから上清を除去し、2 mL の HBSS で 2 回洗浄した。そこへ、マウス MINUS (1/5 量)、ウサギ PLUS (1/5 量)、1/10 block B (3/5 量) の割合で混合した PLA 液を 70 μL/well 添加し、37 °C で 2 時間乾燥しないよう インキュベーターで保温した。

【0042】

実施例 (1c) PLA プロブのハイブリタイズ反応

保温後、ディッシュから上清を除去し、2 mL の HBSS で 2 回洗浄後、hybridization buffer を 70 μL/well 添加し、37 °C で 15 分間 インキュベーターで静置させた。

【0043】

実施例 (1d) PLA プロブのライゲーション反応

保温後、ディッシュから上清を除去し、2 mL の HBSS で 2 回洗浄した。そこへ、1/40 量のリガーゼを含むライゲーション緩衝液 (ligation buffer) を 70 μL/well 添加し、37 °C にて 15 分間 インキュベーターで静置させた。

【0044】

実施例 (1e) 伸長反応と標識プロブのハイブリタイズ

保温後、そこへ 1/80 量のポリメラーゼ (polymerase) を含む アンプリフィケーション緩衝液 (amplification buffer) を 70 μL/well 添加し、37 °C で 90 分間 インキュベーターで静置させた。これより、すべての操作は遮光下で実施した。

【0045】

10

20

30

40

50

実施例 (1 f) 検出

保温後、ディッシュから上清を除去し、2 mL の H B S S で 2 回洗浄後、ディテクション緩衝液 (d e t e c t i o n b u f f e r) を 7 0 μ L / w e l l 添加し、37 で 6 0 分間インキュベーターに静置させた。

【 0 0 4 6 】

実施例 (1 g) 最終洗浄と解析

保温後、ディッシュに 2 $\times$ 生理食塩水 - クエン酸ナトリウム (以下 S S C と略す。) を 1 m L / w e l l 添加し、室温で 2 分間静置させた。ディッシュから上清を除去し、1 $\times$ S S C を 1 m L / w e l l 添加し、室温で 2 分間静置させた。ディッシュから上清を除去し、0 . 2 $\times$ S S C を 1 m L / w e l l 添加し、室温で 2 分間静置させた。ディッシュから上清を除去し、0 . 0 2 $\times$ S S C を 1 m L / w e l l 添加し、室温で 2 分間静置させた。静置後、ディッシュから上清を除去し、7 0 % エタノール溶液 (W A K O 社製) を 1 m L / w e l l 添加し、室温で 1 分間静置させた。そこへ、1 m L の H B S S を添加し室温で 1 分間静置させた。そこへ、1 m g / m L の H o e c h s t s t a i n を 1 μ g / m L になるように 1 μ L 添加し、室温で 5 分間静置させた。静置後、2 mL の H B S S で 2 回洗浄し、H B S S を 2 m L / w e l l 添加し、共焦点顕微鏡 (T e x a s R e d f i l t e r , H o e c h s t f i l t e r , F l u o V i e w F V 1 0 i , O l y m p u s , T e x a s R e d E x (n m) / E m (n m) 5 9 5 / 6 1 2 , H o e c h s t 3 3 2 5 8 E x (n m) / E m (n m) 3 5 2 / 4 5 5) で観察した。結果を図 1 に示す。化合物 A は、 α 4 - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用を阻害する一方、化合物 C は、 α 4 - インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用を阻害しなかった。

【 0 0 4 7 】

(実施例 2)

D u o l i n k I n s i t u - F l u o r e s c e n c e ^{T M} (S I G M A - A L D R I C H 社製) によるプライマリー細胞 (ヒト末梢血白血球) の α 4 - インテグリンとカルレティキュリンの細胞内相互作用の検出および化合物 A によるその阻害の検出

【 0 0 4 8 】

実施例 (2 a) 健常成人からの全血の採取

1 0 0 U のヘパリンナトリウム (エイワイファーマ社製) を含むプラスチックチューブに、健常成人の肘静脈より採取した 2 5 m L の全血を添加し、緩やかに混和したのち、実験使用時まで室温で静置した。

【 0 0 4 9 】

実施例 (2 b) 白血球の固定及び単離

1 5 m L のポリプロピレンコニカルチューブ (B D F A L C O N 社製) に全血 1 m L 添加した。これに直ちに、ジメチルスルホキシド (S I G M A 社製) で 5 m M に希釈した化合物 A を 1 μ L / チューブ添加し、続いてジメチルスルホキシド (S I G M A 社製) で調製した 1 0 μ M P M A (S I G M A 社製) を 1 μ L / チューブまたはリン酸緩衝生理食塩水 (P B S ; S i g m a 社製) で調製した 1 0 μ g / m L S D F - 1 α (W A K O 社製) を 1 0 μ L / チューブ添加後、チューブを 37 で 3 0 - 6 0 分、恒温水槽で保温した。保温後、超純水で 1 0 倍希釈した 1 - S t e p F i x / L y s e S o l u t i o n (e B i o s c i e n c e 社製) を 1 0 m L / チューブ添加して転倒混和後、4 で一晩静置させた。翌日、チューブを 5 0 0 $\times$ g 4 で 5 分遠心し、上清を除去し得られた沈殿物に 0 . 5 % 牛血清アルブミン (B S A , S I G M A 社製) を含む P B S を 2 m L / チューブ添加し懸濁して、チューブを 5 0 0 $\times$ g 4 で 5 分遠心した。チューブから上清を除去し得られた沈殿物に 0 . 5 % B S A を含む P B S を 4 0 0 μ L / チューブ添加し懸濁した。得られた固定化处理された白血球は、使用時まで 4 保温した。

【 0 0 5 0 】

実施例 (2 c) 白血球の塗抹標本作製及び細胞膜透過処理と一次抗体処理

剥離防止コートスライドガラス (F R O N T I E R , M A T S U N A M I 社製) に、集

10

20

30

40

50

細胞遠心装置（サイトスピン3、THERMO SCIENTIFIC社製）を用いて、懸濁した白血球を50 μ L / スライドガラス添加して、1500rpm 室温で5分遠心し、塗抹標本（スメア）を作製した。これに直ちに、0.01% TritonTM X-100（SIGMA社製）を含むHBSS（INVITROGEN社製）を100 μ L / 塗抹標本添加し、室温で20分細胞直ちに希釈緩衝液（dilution buffer）で2 μ g/mLと4 μ g/mLに膜透過処理した。200 μ LのHBSSで2回（それぞれ室温で5分）洗浄し、そこへブロッキング溶液（blocking solution）を1-2滴 / 塗抹標本添加し、37 $^{\circ}$ Cで60分乾燥しないようインキュベーターで保温した。塗抹標本から上清を除去後、それぞれ希釈した抗ヒト α 4-インテグリンウサギ抗体（MILLIPORE社製）と抗ヒトカルレティキュリンマウス抗体（SANTA CRUZ社製）を50 μ L / well 添加して、4 $^{\circ}$ Cで一晩静置した。

10

【0051】

実施例（2d）一次抗体へのPLAプローブの結合

翌日、塗抹標本から上清を除去し、200 μ Lの洗浄緩衝液A（washing buffer A）で2回（それぞれ室温で5分）洗浄した。そこへ、PLAプローブ マウスMINUS（1/5量）、PLAプローブ ウサギPLUS（1/5量）、抗体希釈液（Antibody Diluent、3/5量）の割合で混合したPLA液を50 μ L / 塗抹標本添加し、37 $^{\circ}$ Cで60分乾燥しないようインキュベーターで保温した。

【0052】

実施例（2e）PLAプローブのライゲーション反応

保温後、塗抹標本から上清を除去し、200 μ Lの洗浄緩衝液A（washing buffer A）で2回（それぞれ室温で5分）洗浄した。そこへ、1/40量のリガーゼを含むライゲーション緩衝液（ligation buffer）を50 μ L / 塗抹標本添加し、37 $^{\circ}$ Cにて30分乾燥しないようインキュベーターで保温した。

20

【0053】

実施例（2f）伸長反応と標識プローブのハイブリタイズ

保温後、塗抹標本から上清を除去し、200 μ Lの洗浄緩衝液A（washing buffer A）で2回（それぞれ室温で5分）洗浄した。そこへ、1/80量のポリメラーゼ（polymerase）を含むアンプリフィケーション緩衝液（amplification buffer）を50 μ L / 塗抹標本添加し、37 $^{\circ}$ Cで60分乾燥しないようインキュベーターで保温した。すべての操作は遮光下で実施した。

30

【0054】

実施例（2g）Hoechst染色

保温後、塗抹標本から上清を除去し、200 μ Lの洗浄緩衝液B（washing buffer B）で2回（それぞれ室温で10分）、その後超純水で100倍希釈した200 μ Lの洗浄緩衝液B（washing buffer B）で1回（室温 1分）洗浄した。そこへ、2 μ g/mL Hoechst 33342（INVITROGEN社製）を含むPBSを50 μ L / 塗抹標本添加し、37 $^{\circ}$ Cで10分乾燥しないようインキュベーターで保温した。すべての操作は遮光下で実施した。

40

【0055】

実施例（2h）最終洗浄とカバーガラス封入

保温後、塗抹標本から上清を除去し、PBSを200 μ L / 塗抹標本添加した。直ちに、塗抹標本から上清を除去し、封入剤（Gold antifade、LIFE TECHNOLOGIES社製）を1滴 / 塗抹標本添加し、カバーガラス（MATSUNAMI社製）をかぶせ、室温で一晩乾燥させた。すべての操作は遮光下で実施した。

【0056】


実施例（2i）観察および解析

翌日、共焦点レーザースキャン顕微鏡（LSM510 ver. 4.0, CARL ZEISS社製、Texas Red Ex (nm) / Em (nm) 543 / 560 - 625, Hoechst 33342 Ex (nm) / Em (nm) 405 / 420 - 480)


50

で観察した。次に、得られた画像を画像解析ソフト（ZEN 2012 lite、CARL ZEISS社製）を用いて解析した。 $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンの相互作用由来のTexas Redの赤色シグナル（Intensity sum：単位Gray）を、核由来のHoechst 33342由来の青色シグナル（Area：単位Pixel²）で除算し数値化した。なお、Texas Redの赤色シグナルが強力かつ細胞表面積の大きい細胞（単球）は除外して画像解析し数値を算出した。結果を図2及び図3に示す。化合物Aは、PMA刺激によって亢進する $\alpha 4$ -インテグリンとカルレティキュリンとの相互作用を阻害した。


【図3】



【 図 1 】



【 図 2 】



フロントページの続き

(72)発明者 金 俊達

茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学内

(72)発明者 大黒 理勝

茨城県つくば市東光台5丁目1番地3 エーザイ株式会社 筑波研究所内

Fターム(参考) 4B063 QA01 QA19 QQ03 QQ08 QR77 QS33

4B065 AA94X AC20 BD32 BD34 CA46

专利名称(译)	预测化合物的抗炎或免疫抑制作用的方法		
公开(公告)号	JP2015083970A	公开(公告)日	2015-04-30
申请号	JP2014190001	申请日	2014-09-18
[标]申请(专利权)人(译)	卫材株式会社		
申请(专利权)人(译)	卫材研发管理有限公司		
[标]发明人	深水昭吉 金俊達 大黒理勝		
发明人	深水 昭吉 金 俊達 大黒 理勝		
IPC分类号	G01N33/53 C12Q1/06 C12N5/078		
FI分类号	G01N33/53.M C12Q1/06 C12N5/00.202.J C12N5/078		
F-TERM分类号	4B063/QA01 4B063/QA19 4B063/QQ03 4B063/QQ08 4B063/QR77 4B063/QS33 4B065/AA94X 4B065/AC20 4B065/BD32 4B065/BD34 4B065/CA46		
代理人(译)	长谷川良树 清水义		
优先权	2013195367 2013-09-20 JP		
其他公开文献	JP6399874B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明的目的是提供一种预测细胞粘附抑制剂和细胞侵袭抑制剂的抗炎作用或免疫抑制作用的方法。新建了一种使用邻近连接分析方法的细胞分析系统，该系统可以轻松检测α4-整联蛋白-钙网蛋白的相互作用，并构建了1-propyl-4- [2- (3,3 , 5,5-四甲基环己基) 苯基]哌嗪盐酸盐和1-环丙基甲基-4- [2- (3,3,5,5-四甲基环己基) 苯基]哌嗪甲烷磺酸盐的消炎作用 预测免疫抑制作用成为可能。 [选择图]无

